

TENA ProSkin Flex - Fixeringsguide

TENA ProSkin Flex kan fixeras både fram- och bakifrån samt liggandes. Här visar vi hur du fixerar skyddet bakifrån, du gör precis på samma sätt när du fixerar framifrån.



Öppna bältet och sätt samman kardborrarna.



Skapa skålformen genom att sträcka ut skyddet.



Håll i stretchen vid höftkammarna för att centrera skyddet.



Fäst det elastiska bältet runt höften och fixera det stadigt.



Sträck ut skyddet nedåt mot fötterna. Håll ihop skålformen genom att låta kardborrarna sitta ihop.




För upp skyddet genom att göra "korsdraget" – öppna upp skyddet och dra det från sida till sida för att sitta tätt i ljumskarna.



För upp skyddet över hela stussen, fäst upp kardborrarna så långt isär som möjligt på bältet.



Dra ut kanterna så att produkten blir slät.



Färdigfixerad produkt bakifrån, från sida och framifrån.



TENA ProSkin Flex - Fixeringsguide

TENA ProSkin Flex kan fixeras både fram- och bakifrån samt liggandes. Här visar vi hur du fixerar skyddet på en vårdtagare som ligger ner.



Öppna bältet och sätt samman kardborrarna.



Skapa skålformen genom att sträcka ut skyddet.



Hitta våtindikatorn som visar mitten på produkten.



Placera våtindikatorn i linje med ryggraden så att skyddet hamnar rakt. Rulla ihop bältet och för in det under vårdtagaren.



För skyddet mellan benen och behåll skålformen.



Fäst det elastiska bältet runt höften och fixera det stadigt.



Håll ihop skyddet och dra det mot fötterna.



Håll ihop skålformen genom att låta kardborrarna sitta ihop och för upp skyddet genom att sicksacka upp det mellan benen.



Avsluta med att göra "korsdraget" – öppna upp skyddet och dra det från sida till sida för att sitta tätt i ljumskarna.



För upp skyddet mot bältet och fäst kardborrarna så långt isär som möjligt.



Dra ut kanterna så att produkten blir slät.



Färdigfixerad produkt bakifrån.