



TENA®



Inkontinenzversorgung mit TENA für Institutionen

Produktsortiment Februar 2020

Infos, Service und Beratung: Die neuesten Produktbilder zum Download sowie unterstützende Unterlagen und Services, dazu E-Learning-Kurse auf: www.TENAnet.de

Wir helfen gerne weiter! **TENA Kundenservice 0621 / 778 3700**
Zu den Gebühren Ihres Telefonnetzes

TENA Sortiment speziell für Frauen:

Höchste Diskretion, Sicherheit und Weiblichkeit



TENA Lady – Einlagen für diskreten Schutz bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche. Der spezielle Geruchsbinder Fresh Odour Control™ neutralisiert Gerüche.



TENA Lady Discreet Einlagen – dünn, sicher und diskret dank microPROTEX™-Technologie.

3D-Passform für mehr Komfort und Schutz.

Anatomisch geformter Kern für einen besseren Sitz.



Feminine Schutzunterwäsche in unterschiedlichen Farben, Passformen und Größen. Silhouette ist modisch tief geschnitten auf Hüfthöhe in Weiß und Schwarz erhältlich, sowie angenehm hoch geschnitten auf Taillenhöhe in Crème.

TENA Lady			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Lady Discreet Mini Magic	76 10 64	204 34	-
TENA Lady Discreet Ultra Mini	76 11 74	280 28	-
TENA Lady Discreet Mini	76 02 63	180 30	-
TENA Lady Discreet Mini Plus	76 03 22	120 20	-
TENA Lady Discreet Normal	76 04 86	288 24	15.25.30.5107
TENA Lady Mini Plus	76 03 03	160 16	15.25.30.5057
TENA Lady Normal	76 04 50	168 28	15.25.30.5058
TENA Lady Extra	76 05 25	120 20	15.25.30.5059
TENA Lady Extra Plus	76 06 23	96 16	15.25.30.5060
TENA Lady Maxi	76 09 27	144 12	15.25.30.5061
TENA Lady Discreet Maxi Night	76 09 21	72 12	15.25.30.5253
TENA Lady Super	76 17 03	180 30	15.25.30.5062

TENA Silhouette			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
Hüfthoch			
TENA Silhouette Normal Blanc M*** Hüfte 75-105 cm	79 55 12	72 12	15.25.30.5245
TENA Silhouette Normal Blanc L*** Hüfte 95-130 cm	79 56 10	60 10	15.25.30.5246
TENA Silhouette Normal Noir M*** Hüfte 75-105 cm	79 55 16	60 10	15.25.30.5247
TENA Silhouette Normal Noir L*** Hüfte 95-130 cm	79 56 21	54 9	15.25.30.5248
Taillenhoch			
TENA Silhouette Plus Crème M*** Hüfte 75-105 cm	78 25 12	48 12	15.25.31.1027
TENA Silhouette Plus Crème L*** Hüfte 95-130 cm	78 26 10	40 10	15.25.31.2032

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe ** VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit *** Zwischenzeitliche Änderung der Hilfsmittelverzeichnis-Nummer möglich

TENA Produkte speziell für Männer:

Diskret, saugfähig und komfortabel



TENA MEN – Einlagen speziell für Blasenschwäche bei Männern.

♂ TENA MEN Einlagen			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA MEN Protective Shield, Extra Light	75 04 03	112 14	-
TENA MEN Level 1, Light	75 06 51	144 24	15.25.30.5242
TENA MEN Level 2, Medium	75 07 76	120 20	15.25.30.5064
TENA MEN Level 3, Super	75 08 30	96 16	15.25.30.5065




TENA MEN Premium Fit, Level 4 – Einweg-Schutzhose mit maskulinem Design, trägt sich wie herkömmliche Unterwäsche.

TENA MEN Pants			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA MEN Premium Fit, Level 4 M Hüfte 71-102 cm	79 83 08	48 12	15.25.31.4070
TENA MEN Premium Fit, Level 4 L Hüfte 83-120 cm	79 83 06	40 10	15.25.31.5055
TENA MEN Active Fit Pants M Hüfte 75-105 cm	77 25 12	48 12	15.25.31.1021
TENA MEN Active Fit Pants L Hüfte 95-130 cm	77 26 10	40 10	15.25.31.2024



TENA MEN Active Fit Pants sind perfekt auf aktive Männer zugeschnitten. Die Produkte bieten einen maskulinen und diskreten Schutz, der für die männliche Anatomie maßgeschneidert ist.

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe
** VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit





TENA Pants mit FeelDry Advanced™ Technologie – saugfähige und atmungsaktive Einweghose für jeden Grad der Blasenschwäche. Einfach wie normale Unterwäsche zu tragen.

NEU: Verbesserte Anti-Leakage Barrier™ – weichere, höhere und farblich hervorgehobene Barrieren für maximalen Auslaufschutz.



TENA Flex mit FeelDry Advanced™ Technologie – Vorlagen mit flexiblem Hüftbund für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz.

Mit Superfit Hüftbund für einen schnellen und einfachen Produktwechsel. Das atmungsaktive Material und Design fördern die Hautgesundheit. Schnelle Flüssigkeitsaufnahme und ein hoch saugfähiger Kern bieten lang anhaltende Trockenheit sowie eine geringere Rücknässung.

TENA Pants			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Pants Discreet M Hüfte 75-100 cm	79 23 00	48 12	15.25.30.5055
TENA Pants Discreet L Hüfte 95-125 cm	79 33 00	40 10	15.25.30.5056
TENA Pants Normal S Hüfte 65-85 cm	79 14 15	60 15	15.25.31.0017
TENA Pants Normal M Hüfte 80-110 cm	79 15 28	72 18	15.25.31.1005
TENA Pants Normal L Hüfte 100-135 cm	79 16 28	72 18	15.25.31.2008
TENA Pants Normal XL Hüfte 120-160 cm	79 17 15	90 15	15.25.31.2007
TENA Pants Plus XS Hüfte 50-70 cm	79 23 14	56 14	15.25.31.0010
TENA Pants Plus S Hüfte 65-85 cm	79 24 15	56 14	15.25.31.0014
TENA Pants Plus M Hüfte 80-110 cm	79 25 49	56 14	15.25.31.4022***
TENA Pants Plus L Hüfte 100-135 cm	79 26 45	56 14	15.25.31.5022***
TENA Pants Plus XL Hüfte 120-160 cm	79 27 15	48 12	15.25.31.5019
TENA Pants Bariatric Plus XXL Hüfte 150-203 cm	79 28 62	48 12	-
TENA Pants Super S Hüfte 65-85 cm	79 34 13	48 12	15.25.31.6010***
TENA Pants Super M Hüfte 80-110 cm	79 35 20	48 12	15.25.31.7031***
TENA Pants Super L Hüfte 100-135 cm	79 36 14	48 12	15.25.31.8074***
TENA Pants Super XL Hüfte 120-160 cm	79 37 13	48 12	15.25.31.8073***
TENA Pants Maxi M Hüfte 80-110 cm	79 45 12	40 10	15.25.31.7026
TENA Pants Maxi L Hüfte 100-135 cm	79 46 23	40 10	15.25.31.8080

TENA Flex			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Flex Plus S Hüfte 61-87 cm	72 31 30	90 30	15.25.31.0013
TENA Flex Plus M Hüfte 71-102 cm	72 32 30	90 30	15.25.31.4023***
TENA Flex Plus L Hüfte 83-120 cm	72 33 30	90 30	15.25.31.8085***
TENA Flex Plus XL Hüfte 105-153 cm	72 34 30	90 30	15.25.31.8086***
TENA Flex Super S Hüfte 61-87 cm	72 41 30	90 30	15.25.31.6011***
TENA Flex Super M Hüfte 71-102 cm	72 42 30	90 30	15.25.31.7032***
TENA Flex Super L Hüfte 83-120 cm	72 43 30	90 30	15.25.31.8069***
TENA Flex Super XL Hüfte 105-153 cm	72 44 30	90 30	15.25.31.8070***
TENA Flex Maxi S Hüfte 61-87 cm	72 51 22	66 22	15.25.31.6008
TENA Flex Maxi M Hüfte 71-102 cm	72 52 22	66 22	15.25.31.7028
TENA Flex Maxi L Hüfte 83-120 cm	72 53 22	66 22	15.25.31.8075
TENA Flex Maxi XL Hüfte 105-153 cm	72 54 21	63 21	15.25.31.8076

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe ** VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit *** Zwischenzeitliche Änderung der Hilfsmittellistennummer möglich

Atmungsaktiver, hautfreundlicher Inkontinenzschutz:

Für semi-mobile und immobile Bewohner



TENA Comfort mit FeelDry Advanced™ Technologie – eine Einlage für mittlere bis schwerste Inkontinenz. Sie wurde speziell entwickelt, um die Hautgesundheit zu erhalten und komfortablen Schutz sowie eine geringere Rücknässung zu bieten. Sie ist perfekt mit TENA Fixierhosen zu tragen, um optimalen Komfort zu fördern.



Die neuen TENA Slip sind komplett atmungsaktiv und sorgen mit ihrer FeelDry Advanced™ Technologie für eine schnelle Aufnahme der Flüssigkeit. Das neue, verbesserte und dünnere Produktdesign bietet einen doppelten Advanced DuoLock™ Saugkern für hohe Auslaufesicherheit, geringere Rücknässung – und eine trockene, gesunde Haut.

TENA Comfort			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Comfort Normal	75 27 42	126 42	15.25.30.0008
TENA Comfort Plus	75 28 46	92 46	15.25.30.1014
TENA Comfort Extra	75 30 40	80 40	15.25.30.2013***
TENA Comfort Super	75 81 36	72 36	15.25.30.2015
TENA Comfort Maxi	75 91 28	56 28	15.25.30.2014
TENA Comfort Ultima	75 92 05	68 17	15.25.30.2106

TENA Slip			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Slip Plus XS Hüfte 49-74 cm	71 04 30	90 30	15.25.31.0012
TENA Slip Plus S Hüfte 56-85 cm	71 05 30	90 30	15.25.31.0015
TENA Slip Plus M Hüfte 73-122 cm	71 06 30	90 30	15.25.31.4025***
TENA Slip Plus L Hüfte 92-144 cm	71 07 30	90 30	15.25.31.8083***
TENA Slip Plus XL Hüfte 120-160 cm	71 10 21	90 30	15.25.31.2004
TENA Slip Super S Hüfte 56-85 cm	71 11 30	90 30	15.25.31.3016
TENA Slip Super M Hüfte 73-122 cm	71 12 28	84 28	15.25.31.7034***
TENA Slip Super L Hüfte 92-144 cm	71 14 28	84 28	15.25.31.8072***
TENA Slip Super XL Hüfte 120-160 cm	71 10 23	84 28	15.25.31.5011
TENA Slip Bariatric Super XXL Hüfte 163-178 cm	61 49 0	64 32	-
TENA Slip Bariatric Super 3XL Hüfte 175-244 cm	61 39 1	32 8	-
TENA Slip Maxi S Hüfte 56-85 cm	71 08 24	72 24	15.25.31.6009
TENA Slip Maxi M Hüfte 73-122 cm	71 09 24	72 24	15.25.31.7030
TENA Slip Maxi L Hüfte 92-144 cm	71 10 24	72 24	15.25.31.8078
TENA Slip Maxi XL Hüfte 120-160 cm	71 10 26	72 24	15.25.31.8030

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe **VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit ***Zwischenzeitliche Änderung der Hilfsmittelverzeichnis-Nummer möglich

Das Original-Sortiment:

Solide Grundversorgung für jeden Grad der Inkontinenz



TENA Comfort Mini – Vorlagen für diskreten Schutz bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



TENA Pants Original – saugfähige Einweghosen für jeden Grad der Blasenschwäche. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, für eine solide Grundversorgung.



TENA Comfort Original – Vorlagen für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, für eine solide Grundversorgung.



TENA Slip Original – Windelhosen für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, für eine solide Grundversorgung.

 TENA Comfort Mini			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Comfort Mini Plus	76 14 25	180 30	15.25.30.5067
TENA Comfort Mini Extra	76 15 31	240 30	15.25.30.5068
TENA Comfort Mini Super	76 17 27	180 30	15.25.30.5069

 TENA Pants Original			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Pants Original Normal M Hüfte 80-110 cm	79 15 48	72 18	15.25.31.1004
TENA Pants Original Normal L Hüfte 100-135 cm	79 16 48	72 18	15.25.31.2009
TENA Pants Original Plus M Hüfte 80-110 cm	79 25 36	59 14	beantragt
TENA Pants Original Plus L Hüfte 100-135 cm	79 26 38	59 14	beantragt

  TENA Comfort Original			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Comfort Original Normal	21 27 42	126 42	15.25.30.0004
TENA Comfort Original Plus	21 28 46	92 46	15.25.30.1013
TENA Comfort Original Extra	21 29 40	80 40	15.25.30.1012
TENA Comfort Original Super	21 80 36	72 36	15.25.30.2016
TENA Comfort Original Maxi	21 90 28	56 28	15.25.30.2017

  TENA Slip Original			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Slip Original Plus S Hüfte 56-85 cm	21 14 26	90 30	15.25.31.0016
TENA Slip Original Plus M Hüfte 73-120 cm	21 21 30	90 30	15.25.31.4024***
TENA Slip Original Plus L Hüfte 92-144 cm	21 22 30	90 30	15.25.31.8084***
TENA Slip Original Super M Hüfte 73-120 cm	21 23 30	90 30	15.25.31.7033***
TENA Slip Original Super L Hüfte 92-144 cm	21 24 30	90 30	15.25.31.8071***
TENA Slip Original Maxi M Hüfte 73-122 cm	21 20 24	72 24	15.25.31.7029
TENA Slip Original Maxi L Hüfte 92-144 cm	21 21 24	72 24	15.25.31.8077

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe ** VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit *** Zwischenzeitliche Änderung der Hilfsmittelverzeichnis-Nummer möglich

Pflegend reinigen:

Wo Wasser und Seife die Haut sonst austrocknen



Vorbeugende Hautreinigung und -pflege mit cremiger 3-in-1-Formel. Fördert die Hautgesundheit, indem sie reinigt, pflegt und schützt.



Vorbeugende Hautreinigung und -pflege als leichte 3-in-1-Mousse.



Mit einer 3-in-1-Emulsion befeuchtete Pflegetücher zur Reinigung und zum Hautschutz.



Reißfeste und dennoch sanfte Waschtücher.



Ultra-weiche und dicke Waschtücher.



Die Sanftheit eines Tuchs verbunden mit dem Komfort eines Einweg-Handschuhs.



Weiche, mit Reinigungs-lotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung ohne Wasser und Seife.



Einweg-Waschhaube mit Shampoo und Spülung für die Haarwäsche ohne Auswaschen.

TENA Wash Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 42	500 ml	10 1
TENA Wash Cream, Tube	42 38	250 ml	10 1
TENA Wash Mousse			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Wash Mousse, Spraydose	65 70	400 ml	15 1
TENA Wet Wipe			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VE/AE*
TENA Wet Wipe	79 97	32 x 19 cm	576 48
TENA Cellduk			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VE/AE*
TENA Cellduk	74 40 00	25 x 26 cm	1600 200
TENA Soft Wipes			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VE/AE*
TENA Soft Wipe	74 07 00	19 x 30 cm	1080 135
TENA Soft Wipe	74 07 10	30 x 32 cm	1080 135
TENA Wash Gloves			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VE/AE*
TENA Wash Glove	74 04 00	25 x 16 cm	1200 200
TENA Wash Glove, mit Folie	74 05 00	25 x 16 cm	1050 175
TENA Wet Wash Gloves			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	VE/AE*
TENA Wet Wash Glove, milder Duft	11 16	23 x 15 cm	240 8
TENA Wet Wash Glove, milder Duft	11 32	23 x 15 cm	225 5
TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	11 58	23 x 15 cm	240 8
TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	11 62	23 x 15 cm	225 5
TENA Shampoo Cap			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Shampoo Cap	10 42	1	30 1

* VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit

Traditionell reinigen:

Sanfte Reinigung beim Duschen, Baden und Haarewaschen



Mildes Gel mit Provitamin B5, zum Duschen und Haarewaschen, speziell für empfindliche Haut und Haar.

TENA Shampoo & Shower			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Shampoo & Shower, Pumpflasche	12 07	500 ml	10 1

Feuchtigkeitspflege:

Hält empfindliche Haut geschmeidig und weich



Leicht parfümierte Lotion mit natürlichen Feuchtigkeitsspendern, mit Rapsöl und Provitamin B5.

TENA Body Lotion			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Body Lotion, Flasche	11 48	250 ml	10 1



Ergiebige Creme für sehr trockene, empfindliche Haut, mit Rapsöl und Glycerin.

TENA Body Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Body Cream, Tube	42 57	150 ml	10 1

Schutz:

Extra Schutz, der bei Hautirritationen beruhigt



Sanfte, transparente Creme, die eine starke, wasserabweisende Barriere gegen Reizstoffe bietet.

TENA Barrier Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Barrier Cream, parfümfrei, Tube	44 19	150 ml	10



Extra Schutz für gereizte und empfindliche Haut mit Zinkoxid (10%) und Vitamin E.

TENA Zinc Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	VE/AE*
TENA Zinc Cream, parfümfrei, Tube	42 94	100 ml	10

* VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit

Das Zusatz-Sortiment:

Für Rundum-Sicherheit und Pflege



In 3 Saugstärken:
Original, Plus und Super.

TENA Bed Plus und Super:
Mit Sicherheitszonen für maximale Sicherheit. Saugstarker Kern mit superabsorbierenden Mikroperlen und weichem Zellstoff. Wasserdichte, bedruckte Rückseite.

TENA Bed				
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.	Größe
TENA Bed Original	77 00 48	160 40	19.40.05.4082	60 x 60 cm
	77 00 49	140 35	19.40.05.5116	60 x 90 cm
TENA Bed Plus	77 01 13	180 30	19.40.05.3079	60 x 40 cm
	77 01 00	120 30	19.40.05.4072	60 x 60 cm
	77 01 04	120 30	19.40.05.5097	60 x 90 cm
TENA Bed Plus Wings	77 11 02	80 20	19.40.05.5100	180 x 80 cm
TENA Bed Super	77 02 02	120 30	19.40.05.4073	60 x 60 cm
	77 02 00	60 30	19.40.05.5096	60 x 90 cm



TENA Fix – Fixierhosen für die sichere Fixierung von Einlagen, waschbar bei 60 °C***.



TENA Fix Cotton Special – Fixierung und Unterwäsche in einem, waschbar bei 95 °C***.



TENA Fix Original – Netz hose für guten Auslaufschutz mit anatomischem Sitz.

TENA Fix			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Fix S Hüfte 60-80 cm	75 40 23	100 5	15.25.02.0088
TENA Fix M Hüfte 70-100 cm	75 40 24	100 5	15.25.02.0089
TENA Fix L Hüfte 85-120 cm	75 40 25	100 5	15.25.02.1095
TENA Fix XL Hüfte 100-140 cm	75 40 26	100 5	15.25.02.1096
TENA Fix XXL Hüfte 120-160 cm	75 40 27	100 5	15.25.02.1097
TENA Fix XXXL Hüfte 130-180 cm	75 40 47	100 5	15.25.02.1117
TENA Fix 4XL 140-200 cm	75 40 67	100 5	15.25.02.1144
TENA Fix 5XL 160-230 cm	75 40 68	100 5	15.25.02.1145
TENA Fix Cotton Special			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Fix Cotton Special XS Hüfte 60-70 cm	75 66 02	45 1	-
TENA Fix Cotton Special S Hüfte 65-85 cm	75 66 03	34 1	-
TENA Fix Cotton Special M Hüfte 70-90 cm	75 66 04	34 1	-
TENA Fix Cotton Special L Hüfte 80-100 cm	75 66 06	28 1	-
TENA Fix Cotton Special XL Hüfte 95-120 cm	75 66 07	28 1	-
TENA Fix Cotton Special XXL Hüfte 110-130 cm	75 66 08	24 1	-
TENA Fix Original			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	VE/AE**	HVz.-Nr.
TENA Fix Original M	75 55 01	125 25	15.25.02.0003
TENA Fix Original L	75 56 12	125 25	15.25.02.1001

*

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe ** VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabereinheit *** Im Netzwäschebeutel, im Schonwaschgang



TENA Hygiene Sheet – aus den TENA Krankenunterlagen wird das neue TENA Hygiene Sheet.

TENA Hygiene Sheet					
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	VE/AE*	HVz.-Nr.	Größe
TENA Hygiene Sheet	77 44 54	Weiß	100	-	80 x 210 cm



Kombinationsserviette aus Zellstoff/Polyethylen. Flüssigkeitsabsorbierend und feuchtigkeitsundurchlässig. Mit Auffangtasche und Fixierbändern.

TENA Bib Schutzserviette					
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	VE/AE*	HVz.-Nr.	Größe
TENA Bib S/M	72 05 11	Weiß	900 150	-	37 x 48 cm
TENA Bib M/L	72 06 11	Weiß	900 150	-	37 x 68 cm

* VE = Verkaufseinheit, AE = Abgabeeinheit

Das TENA Bariatric Sortiment:

Für eine würdevolle und komfortable Versorgung adipöser Verwender



Produkt	TENA Pants Bariatric XXL	TENA Comfort Ultima	TENA Fix Bariatric 4XL	TENA Fix Bariatric 5XL	TENA Slip Bariatric Super XXL	TENA Slip Bariatric Super 3XL
Saugstärke	5 Tropfen	6 Tropfen			5 Tropfen	5 Tropfen
Umfang	150-203 cm	73,5 cm (Länge)	140-200 cm	160-230 cm	163-178 cm	175-244 cm
Artikelnummer	79 28 62	75 92 05	75 40 67	75 40 68	61 49 0	61 39 1
VE/AE*	48/12	68/17	100/5	100/5	64/32	32/8
HVz.-Nr.	-	15.25.30.2106	15.25.02.1144	15.25.02.1145	-	-

Diese Produkte finden Sie auch unter den jeweiligen Produktkategorien.

TENA Saugstärkenübersicht

										
	Sliepeinlagen		Einlagen			Einlagen+ / Schutzunterwäsche				
 TENA Lady										
  TENA Comfort Mini										
 TENA Silhouette										
 TENA MEN										

 							
Saugstärke	Discreet	Normal	Plus	Extra	Super	Maxi	Ultima
TENA Pants/ Pants Bariatric							
TENA Pants Original							
TENA Flex							
TENA Slip / Slip Bariatric							
TENA Slip Original							
TENA Comfort							
TENA Comfort Original							Zur sicheren Fixierung von TENA Comfort und TENA Comfort Original TENA Fix S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL oder TENA Fix Cotton Special XS/S/M/L/XL/XXL

* Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe

TENA Anlegetechnik

TENA Lady



1. Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Einlagenrückseite entfernen, Einlage falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Einlage mit der Klebeseite nach unten in die Hose legen
Tipp: die hintere Seite ist farblich mit der Po-Kontur gekennzeichnet



3. Hose fixieren

TENA MEN



1. Legen Sie Penis und Hoden in die Einlage



2. Entfernen Sie die Schutzfolie, sodass die Klebefläche freigelegt wird



3. Ziehen Sie die eng anliegende Unterwäsche über die Einlage und drücken diese leicht an

TENA Comfort mit FeelDry Advanced™



1. Fixierhose bis zur Mitte der Oberschenkel hochziehen. Falten Sie die TENA Comfort der Länge nach, sodass eine Schalenform entsteht



2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel außerhalb der Vorlage befinden



3. Fixierhose hochziehen und die Beinelastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich „hineinziehen“



1. Legen Sie die Vorlage von vorne nach hinten zwischen die Beine, falten Sie die Vorlage der Länge nach, so dass eine Schalenform entsteht



2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel außerhalb der Vorlage befinden



3. Fixierhose hochziehen und die Beinelastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich „hineinziehen“

TENA Pants / Silhouette / MEN Pants



1. Ziehen Sie die Pants wie normale Unterwäsche an. Prüfen Sie den sicheren Sitz in den Leisten



2. Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreißen

TENA Flex



- 1.-2. Öffnen Sie zuerst den Hüftbund am Produkt. Legen Sie den Bund um die Hüfte und schließen Sie ihn mit dem Klettverschluss



3. Ziehen Sie die Vorderseite der Vorlage nach oben Richtung Hüfte und richten Sie sie an den Seiten aus. Befestigen Sie die Klettverschlüsse der Vorlage am Hüftbund und drücken Sie diese fest



4. Prüfen Sie, ob die Klettverschlüsse sicher befestigt sind und das Produkt im Leistenbereich richtig sitzt



- 1.-2. Falten Sie aus der komplett aufgefalteten Vorlage eine Schalenform. Drehen Sie den Betroffenen auf die Seite und ziehen Sie den Hüftbund unterhalb der Hüfte durch. Drehen Sie den Betroffenen auf den Rücken und ziehen Sie die Vorlage zwischen den Beinen hindurch



3. Dehnen Sie die Vorderseite der Vorlage in Richtung Hüfte und zu beiden Seiten aus. Befestigen Sie die Klettverschlüsse mit sanftem Druck und glätten Sie mögliche Hautfalten in der Leiste



4. Kontrollieren Sie mehrfach, dass die Klettverschlüsse sicher befestigt sind und die Vorlage im Leistenbereich richtig sitzt

TENA Slip mit FeelDry Advanced™



1. Legen Sie die längsgefaltete Inkontinenzhose von vorne nach hinten zwischen die Beine und streichen Sie die Vorderseite glatt



2. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden



3. Ziehen Sie leicht an den Klettverschlüssen, um sie im Gewebe der Außenseite zu fixieren



1. Setzen Sie den Betroffenen auf die Inkontinenzhose



2. Ziehen Sie die Vorderseite zwischen den Beinen hoch



3. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden



1. Legen Sie die längsgefaltete Inkontinenzhose von vorne nach hinten zwischen den Beinen hindurch an



2. Ziehen Sie die Vorderseite der Inkontinenzhose mit Zickzack-Bewegungen an



3. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden