
# **TENA Saugstärkenübersicht**



<b>? 6</b>	<b>6</b> 0		<b>***</b>	<b>***</b>	<b>****</b>	<b>****</b>	
Saugstärke	Discreet	Normal	Plus	Extra	Super	Maxi	Ultima
TENA Pants/ Pants Bariatric	M/L		XXS/XS/S/ M/L/XL/XXL		S/M/L/XL	M/L/XL	
TENA Flex			S/M/L/XL		S/M/L/XL	S/M/L/XL	S/M/L/XL
TENA Slip/ Slip Bariatric			XS/S/M/L/XL		S/M/L/XL/ XXL/3XL	S/M/L/XL	M/L/XL
TENA Comfort		9	5	9	9	9	











# Inkontinenzversorgung mit TENA für den Fachhandel

Produktsortiment Februar 2020



Die neuesten Produktbilder zum Download sowie unterstützende Unterlagen und Services auf

www.TENAnet.ch

Wir helfen gerne weiter!

**TENA Kundenservice 0848 / 81 01 50** 

0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen Anrufe nur aus der Schweiz möglich.



## **Sicherheit mit TENA:**

### Innovative Produkte für jede Lebenssituation



**NEU:** Die neuen TENA Silhouette Noir Slipeinlagen und Einlagen lassen sich unsichtbar in schwarze Unterwäsche integrieren.



TENA Lady Discreet Einlagen – sicher und diskret dank microPRO-TEX™ Technologie. 3D-Passform für mehr Komfort und Schutz. Anatomisch geformter Kern für einen besseren Sitz.

•	TENA L	ady		
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE
TENA Discreet Mini Magic	76 10 64	34	77 42 248	-
TENA Silhouette Noir Liner NEU	76 12 71	26	77 53 285	15.01.01.00.1
TENA Discreet Ultra Mini	76 11 74	28	77 42 249	15.01.01.00.1
TENA Silhouette Mini Pad NEU	76 03 71	18	77 53 286	15.01.01.00.1
TENA Lady Discreet Mini	76 02 63	30	68 88 481	15.01.01.00.1
TENA Lady Discreet Mini Plus	76 03 22	20	68 88 506	15.01.01.00.1
TENA Lady Discreet Normal	76 04 86	24	68 88 529	15.01.01.00.1
TENA Lady Extra	76 05 69	20	27 37 696	15.01.01.00.1
TENA Lady Extra Plus	76 06 23	16	31 47 293	15.01.01.00.1
TENA Lady Maxi	76 09 27	12	37 50 144	15.01.01.00.1
TENA Lady Discreet Maxi Night	76 09 21	12	46 59 115	15.01.01.00.1
TENA Lady Super	76 17 03	30	15 94 846	15.01.01.00.1



TENA Silhouette – feminine Schutzunterwäsche für höchsten Rundum-Schutz. Das TENA Silhouette Sortiment verbindet nie dagewesene Femininität mit höchstem Rundum-Schutz. In drei eleganten Farben und mit verschiedenen, der Figur schmeichelnden Schnitten. Schön wie Unterwäsche. Sicher wie TENA.

TENA Silhouette					
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE	
TENA Silhouette Normal Blanc M Hüfte 75-105 cm	79 55 12	12	77 28 029	15.01.01.00.1	
TENA Silhouette Normal Blanc L Hüfte 95-130 cm	79 56 10	10	77 28 041	15.01.01.00.1	
TENA Silhouette Normal Noir M Hüfte 75-105 cm	79 55 16	10	77 27 857	15.01.01.00.1	
TENA Silhouette Normal Noir L Hüfte 95-130 cm	79 56 21	9	77 27 886	15.01.01.00.1	
TENA Silhouette Plus Crème M Hüfte 75-105 cm	78 25 12	12	77 28 294	15.01.02.00.1	
TENA Silhouette Plus Crème L Hüfte 95-130 cm	78 26 10	10	77 28 302	15.01.02.00.1	
TENA Silhouette Discreet Plus Blanc M Hüfte 75-100 cm	79 75 12	12	77 28 319	15.01.02.00.1	
TENA Silhouette Discreet Plus Blanc L Hüfte 95-125 cm	79 76 10	10	77 28 325	15.01.02.00.1	



TENA MEN – Einlagen speziell für Blasenschwäche bei Männern.



TENA MEN Premium Fit, Level 4 – Einweg-Schutzhose mit maskulinem Design, trägt sich wie herkömmliche Unterwäsche.



TENA MEN Active Fit Pants sind perfekt auf die männliche Anatomie zugeschnitten, um einen maskulinen und diskreten Schutz zu bieten.

TENA MEN					
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE	
TENA MEN Protective Shield, Extra Light	75 04 03	14	63 20 013	15.01.01.00.1	
TENA MEN Level 1, Light	75 06 51	24	44 83 142	15.01.01.00.1	
TENA MEN Level 2, Medium	75 07 76	20	44 72 463	15.01.01.00.1	
TENA MEN Level 3, Super	75 08 30	16	47 18 935	15.01.01.00.1	
TENA MEN Premium Fit, Level 4 M Hüfte 71-102 cm	79 83 08	12	69 85 681	15.01.02.00.1	
TENA MEN Premium Fit, Level 4 L Hüfte 83-120 cm	79 83 06	10	69 85 706	15.01.02.00.1	
TENA MEN Active Fit Pants M Hüfte 75-105 cm	77 25 12	12	71 06 032	15.01.02.00.1	
TENA MEN Active Fit Pants L Hüfte 95-130 cm	77 26 10	10	71 06 055	15.01.02.00.1	





TENA Pants - saugfähige und atmungsaktive Einweghose für jeden Grad der Blasenschwäche. Einfach wie normale Unterwäsche zu tragen. Mit Anti Leakage Barrier™ – integrierten Barrieren für maximalen Auslaufschutz.

TENA Pants Plus, Super und Maxi mit ConfioFit™ – 30% dünner für noch besseren Sitz, mehr Tragekomfort und mehr Diskretion.

( <b>Q</b> 1)	TENA P	ants	Sandalis FeelDry's		
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE	
TENA Pants Discreet M Hüfte 75-100 cm	79 23 00	12	26 13 913	15.01.01.00.1	
TENA Pants Discreet L Hüfte 95-125 cm	79 33 00	10	26 13 936	15.01.01.00.1	
TENA Pants Plus XXS Hüfte 40-70 cm	79 22 14	14	69 80 465	15.01.02.00.1	
TENA Pants Plus XS Hüfte 50-70 cm	79 23 39	14	77 59 842	15.01.02.00.1	
TENA Pants Plus S Hüfte 65-85 cm	79 24 14	14	60 60 167	15.01.02.00.1	
TENA Pants Plus M Hüfte 80-110 cm	79 25 14	14	22 54 377	15.01.02.00.1	
TENA Pants Plus L Hüfte 100-135 cm	79 26 14	14	22 54 360	15.01.02.00.1	
TENA Pants Plus XL Hüfte 120-160 cm	79 27 12	12	59 39 549	15.01.02.00.1	
TENA Pants Bariatric Plus XXL Hüfte 150-203 cm	79 28 62	12	75 30 994	15.01.03.00.1	
TENA Pants Super S Hüfte 65-85 cm	79 34 12	12	60 60 196	15.01.03.00.1	
TENA Pants Super M Hüfte 80-110 cm	79 35 12	12	26 38 847	15.01.03.00.1	
TENA Pants Super L Hüfte 100-135 cm	79 36 12	12	26 38 853	15.01.03.00.1	
TENA Pants Super XL Hüfte 120-160 cm	79 37 12	12	59 39 561	15.01.03.00.1	
TENA Pants Maxi M Hüfte 80-110 cm	79 45 10	10	45 52 222	15.01.03.00.1	
TENA Pants Maxi L Hüfte 100-135 cm	79 46 10	10	45 52 216	15.01.03.00.1	
TENA Pants Maxi XL Hüfte 120-160 cm	79 47 61	10	77 59 843	15.01.03.00.1	



TENA Flex mit FeelDry Advanced™ – Vorlagen mit flexiblem Hüftbund für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz.

Mit Superfit Hüftbund für einen schnellen und einfachen Produktwechsel. Das atmungsaktive Material und Design sowie FeelDry Advanced<sup>™</sup> fördern die gesunde Haut. Schnelle Flüssigkeitsaufnahme und ein hoch saugfähiger Kern bieten lang anhaltende Trockenheit.

	TENA I	Flex		₩ 😤
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE
TENA Flex Plus S Hüfte 61-87 cm	72 31 30	30	31 09 938	15.01.02.00.1
TENA Flex Plus M Hüfte 71-102 cm	72 32 30	30	29 79 502	15.01.02.00.1
TENA Flex Plus L Hüfte 83-120 cm	72 33 30	30	29 79 494	15.01.02.00.1
TENA Flex Plus XL Hüfte 105-153 cm	72 34 30	30	57 64 110	15.01.02.00.1
TENA Flex Super S Hüfte 61-87 cm	72 41 30	30	43 42 246	15.01.03.00.1
TENA Flex Super M Hüfte 71-102 cm	72 42 30	30	43 42 252	15.01.03.00.1
TENA Flex Super L Hüfte 83-120 cm	72 43 30	30	43 42 298	15.01.03.00.1
TENA Flex Super XL Hüfte 105-153 cm	72 44 30	30	43 42 306	15.01.03.00.1
TENA Flex Maxi S Hüfte 61-87 cm	72 51 22	22	31 10 054	15.01.03.00.1
TENA Flex Maxi M Hüfte 71-102 cm	72 52 22	22	29 79 488	15.01.03.00.1
TENA Flex Maxi L Hüfte 83-120 cm	72 53 22	22	29 79 471	15.01.03.00.1
TENA Flex Maxi XL Hüfte 105-153 cm	72 54 21	21	30 39 853	15.01.03.00.1
TENA Flex Ultima S Hüfte 61-87 cm	72 51 30	20	69 81 884	15.01.03.00.1
TENA Flex Ultima M Hüfte 71-102 cm	72 52 20	20	69 81 909	15.01.03.00.1
TENA Flex Ultima L Hüfte 83-120 cm	72 53 20	20	69 81 921	15.01.03.00.1
TENA Flex Ultima XL Hüfte 105-153 cm	72 54 00	17	69 81 944	15.01.03.00.1

## TENA Slip und TENA Comfort mit FeelDry Advanced™:

### Komplett atmungsaktiver Inkontinenzschutz



TENA Comfort mit FeelDry Advanced™ – eine Einlage für mittlere bis schwerste Inkontinenz. Sie wurde speziell entwickelt, um die gesunde Haut zu erhalten und komfortablen Schutz zu bieten. Sie ist perfekt mit TENA Fixierhosen zu tragen, um optimalen Komfort zu fördern.

FeelDry Advanced™ ermöglicht ein schnelles Aufsaugen und eine geringe Rücknässung.

<b>?</b>	TENA Comfort			FeelDry <sup>M</sup> boundate
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE
TENA Comfort Normal	75 27 42	42	61 90 361	15.01.02.00.1
TENA Comfort Plus	75 28 46	46	61 90 378	15.01.02.00.1
TENA Comfort Extra	75 30 40	40	61 90 384	15.01.02.00.1
TENA Comfort Super	75 81 36	36	61 90 390	15.01.03.00.1
TENA Comfort Maxi	75 91 28	28	61 90 409	15.01.03.00.1



TENA Slip sind komplett atmungsaktiv und sorgen mit einer FeelDry Advanced™ Technologie für eine schnelle Aufnahme der Flüssigkeit. Das neue, verbesserte und dünnere Produktdesign bietet einen doppelten Advanced DuoLock™ Saugkern für hohe Auslaufsicherheit – und eine trockene, gesunde Haut.

<b>?</b>	TENA	Slip		FeelDry <sup>IN</sup> brantable
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE
TENA Slip Plus XS Hüfte 49-74 cm	71 04 30	30	61 90 444	15.01.02.00.1
TENA Slip Plus S Hüfte 56-85 cm	71 05 30	30	61 90 450	15.01.02.00.1
TENA Slip Plus M Hüfte 73-122 cm	71 06 30	30	61 90 467	15.01.02.00.1
TENA Slip Plus L Hüfte 92-144 cm	71 07 30	30	61 90 473	15.01.02.00.1
TENA Slip Plus XL Hüfte 120-160 cm	71 10 21	30	69 81 967	15.01.02.00.1
TENA Slip Super S Hüfte 56-85 cm	71 11 30	30	61 90 496	15.01.03.00.1
TENA Slip Super M Hüfte 73-122 cm	71 12 28	28	61 90 728	15.01.03.00.1
TENA Slip Super L Hüfte 92-144 cm	71 14 28	28	61 90 734	15.01.03.00.1
TENA Slip Super XL Hüfte 120-160 cm	71 10 23	28	69 81 996	15.01.03.00.1
TENA Slip Maxi S Hüfte 56-85 cm	71 08 24	24	61 90 740	15.01.03.00.1
TENA Slip Maxi M Hüfte 73-122 cm	71 09 24	24	61 90 757	15.01.03.00.1
TENA Slip Maxi L Hüfte 92-144 cm	71 10 24	24	61 90 763	15.01.03.00.1
TENA Slip Maxi XL Hüfte 120-160 cm	71 10 26	24	69 82 010	15.01.03.00.1
TENA Slip Ultima M Hüfte 73-122 cm	71 05 21	21	61 90 786	15.01.03.00.1
TENA Slip Ultima L Hüfte 92-144 cm	71 06 21	21	61 90 792	15.01.03.00.1
TENA Slip Ultima XL Hüfte 120-160 cm	71 06 22	18	69 82 033	15.01.03.00.1

# Pflegend reinigen:

### Wo Wasser und Seife die Haut sonst austrocknen



Vorbeugende, geruchsbindende Hautreinigung und -pflege mit cremiger 3-in-1-Formel. Fördert gesunde Haut, indem sie reinigt, pflegt und schützt.



Vorbeugende, geruchsbindende Hautreinigung und -pflege als leichte 3-in-1-Mousse.



Mit einer 3-in-1-Emulsion befeuchtete Pflegetücher zur Reinigung und zum Hautschutz. Geruchsbindend.



Reissfeste und dennoch sanfte Waschtücher.



Ultra-weiche und dicke Waschtücher.



Die Sanftheit eines Tuchs verbunden mit dem Komfort eines Einweg-Handschuhs.



Weiche, mit Reinigungslotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung.



Einweg-Waschhaube mit Shampoo und Spülung für die Haarwäsche ohne Auswaschen.

<b>F</b> _	TENA Wa	ash Cream		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 49	1000 ml	1	61 83 697
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 42	500 ml	1	61 83 705
TENA Wash Cream, Tube	42 38	250 ml	1	61 83 711
<b>F</b>	TENA Wa	sh Mousse		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode
TENA Wash Mousse, Spraydose	65 70	400 ml	1	61 83 728
<b>5</b>	TENA W	et Wipes		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Grösse	IV*	Pharmacode
TENA Wet Wipe	79 97	29 x 22 cm	48	61 83 852
<b>5</b>	TENA	Cellduk		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Grösse	IV*	Pharmacode
TENA Cellduk	74 40 00	25 x 26 cm	200	31 68 958
<b>5</b>	TENA So	oft Wipes		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Grösse	IV*	Pharmacode
TENA Soft Wipe	74 07 00	19 x 30 cm	135	31 68 935
TENA Soft Wipe	74 07 10	32 x 30 cm	135	31 68 941
<b>F</b> <sub>k</sub>	TENA Wa	sh Gloves		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Grösse	IV*	Pharmacode
TENA Wash Glove	74 04 00	16 x 25 cm	200	31 68 929
TENA Wash Glove, mit Folie	74 05 00	16 x 25 cm	175	31 68 912
•	TENA Wet \	Wash Glove	S	
Produktbezeichnung	ArtNr.	Grösse	IV*	Pharmacode
TENA Wet Wash Glove, milder Duft	11 16	23 x 15 cm	30 x 8 8	58 82 737
TENA Wet Wash Glove, milder Duft	11 32	23 x 15 cm	45 x 5 5	58 82 743
TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	11 58	23 x 15 cm	30 x 8 8	58 82 766
TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	11 62	23 x 15 cm	45 x 5 5	58 82 772
<b>5</b>	TENA Sha	троо Сар		
Produktbezeichnung	ArtNr.	Grösse	IV*	Pharmacode
TENA Shampoo Cap	10 42	1	30 x 1 1	58 82 789

Traditionell reinigen:

Sanfte Reinigung beim Duschen, Baden und Haarewaschen



Mildes Gel mit Provitamin B5, zum Duschen und Haarewaschen, speziell für empfindliche Haut und Haar.

TENA Shampoo & Shower					
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode	
TENA Shampoo & Shower, Pumpflasche	12 07	500 ml	1	61 83 846	

## Feuchtigkeitspflege:

Hält empfindliche Haut geschmeidig und weich



Leicht parfümierte Lotion mit natürlichen Feuchtigkeitsspendern, mit Rapsöl und Provitamin B5.



Ergiebige Creme für sehr trockene, empfindliche Haut, mit Rapsöl und Glycerin.

TENA Skin Lotion						
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode		
TENA Body Lotion, Flasche	11 48	250 ml	1	61 83 763		
<b></b>	TENA Sk	in Cream				
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode		
TENA Body Cream, Tube	42 57	150 ml	1	61 83 757		

### **Schutz:**

Extra Schutz, der bei Hautirritationen beruhigt



Sanfte, transparente Creme, die eine starke, wasserabweisende Barriere gegen Reizstoffe bietet.



Extra Schutz für gereizte und empfindliche Haut mit Zinkoxid (10%) und Vitamin E.

TENA Barrier Cream					
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode	
TENA Barrier Cream, parfümfrei, Tube	44 19	150 ml	1	61 83 740	
•	TENA Zi	nc Cream			
Produktbezeichnung	ArtNr.	Inhalt	IV*	Pharmacode	
TENA Zinc Cream, parfümfrei, Tube	42 94	100 ml	1	61 83 734	

Alle hier abgebildeten Produkte werden im Lauf des Jahres auf TENA ProSkin umgestellt.

Alle hier abgebildeten Produkte werden im Laufe des Jahres auf TENA ProSkin umgestellt.

### **Das Zusatz-Sortiment:**

### für Rundum-Sicherheit und Pflege



TENA Bed Plus und Super: verbesserte Kernstabilität, neues Verpackungsdesign.

Saugstarker Kern schützt vor Auslaufen während diverser Hygienevorgänge.

TENA Bed						
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE	Grösse	
TENA Bed Plus	77 01 18	40	62 26 797	15.01.03.00.1	60 x 40 cm	
	77 01 19	40	63 86 242	15.01.03.00.1	60 x 60 cm	
	77 01 21	35	64 78 613	15.01.03.00.1	60 x 75 cm	
	77 01 20	35	63 86 213	15.01.03.00.1	60 x 90 cm	
TENA Bed Plus Wings	77 11 02	20	55 48 464	15.01.03.00.1	180 x 80 cm	
TENA Bed Super	77 25 31	35	63 86 288	15.01.03.00.1	60 x 75 cm	
	77 25 32	35	63 86 265	15.01.03.00.1	60 x 90 cm	



TENA Fix – Fixierhosen für die sichere Fixierung von Einlagen, waschbar bei 60 °C\*\*\*.



TENA Fix Cotton Special – Fixierung und Unterwäsche in einem, waschbar bei 95 °C\*\*\*\*.

TENA Fix					
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**	Pharmacode	MiGeL CODE	
TENA Fix S Hüfte 60-80 cm	75 40 23	5	50 88 287		
TENA Fix M Hüfte 70-100 cm	75 40 24	5	50 88 293		
TENA Fix L Hüfte 85-120 cm	75 40 25	5	50 88 301	15.01.01.00.1***	
TENA Fix XL Hüfte 100-140 cm	75 40 26	5	50 88 318	15.01.02.00.1***	
TENA Fix XXL Hüfte 120-160 cm	75 40 27	5	50 88 324		
TENA Fix XXXL Hüfte 130-180 cm	75 40 47	5	61 83 869	J	

TENA Fix Cotton Special				
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV**		MiGeL CODE
TENA Fix Cotton Special XS Hüfte 60-70 cm	75 66 02	1	73 39 440	)
TENA Fix Cotton Special S Hüfte 65-85 cm	75 66 03	1	73 39 463	
TENA Fix Cotton Special M Hüfte 70-90 cm	75 66 04	1	73 39 492	15.01.01.00.1***
TENA Fix Cotton Special L Hüfte 80-100 cm	75 66 06	1	73 39 517	15.01.02.00.1***
TENA Fix Cotton Special XL Hüfte 95-120 cm	75 66 07	1	73 39 546	
TENA Fix Cotton Special XXL Hüfte 110-130 cm	75 66 08	1	73 39 569	] <b>J</b>



Flüssigkeitsabsorbierend und feuchtigkeitsundurchlässig.

TENA Bib Schutzserviette						
Produktbezeichnung	ArtNr.	IV*	Pharmacode	MiGeL CODE	Grösse	
TENA Bib M/L	72 06 11	150	43 42 631	-	37 x 68 cm	

## Wie Sie Marktpotenzial richtig nutzen:

Mehr Umsatz durch kundenorientierte Warenplatzierung

### **Generelle Tipps zur Platzierung:**

- Der Ort der Platzierung sollte für Senioren leicht zu finden und trotzdem diskret sein.
- Wechseln Sie nicht zu oft den Ort der Platzierung, damit Kunden ihr Produkt "wiederfinden" können.
- Präsentieren Sie TENA im Block.
  Das Mischen von Marken führt zur Verwirrung beim Kunden.
- Platzieren Sie Produkte mit leichter Saugstärke oben und mit hoher Saugstärke unten.
- Produkte sollten niemals vergriffen sein, denn Lücken im Regal führen zur Kundenabwanderung.
- Behindern Sie nicht den Zugang zu anderen Platzierungen!
- Nutzen Sie einen gerechten Verteilungsschlüssel für Wettbewerbsmarken, indem Sie sich an Marktanteilen orientieren, d. h., der Marktführer sollte am stärksten präsent sein.
- Passen Sie Ihre Regalgestaltung regelmässig neu an! Anlässe hier sind z. B. neue Produkteinführungen oder Werbeaktionen.
- Nutzen Sie PoS-Materialien! Produktauswahlhilfen oder Broschüren am Regal erleichtern die Beratung und den Verkauf.







## Profitieren Sie von einem wachsenden Markt - mit TENA!

Der Inkontinenzmarkt wächst1 -Tendenz weiter steigend:

#### 1 von 3 Frauen

hat Erfahrung mit Blasenschwäche. kleinere Urinverluste eingeschlossen<sup>2</sup>



#### 1 von 4 Männern

über 40 hat Erfahrungen mit Nachtröpfeln oder unfreiwilligem Harnverlust<sup>3</sup>







#### Erschliessen Sie sich dieses Potenzial – mit TENA!

TENA wächst mit dem Markt: Im Sortiment des Marktführers finden Sie die passenden Produkte, um die beachtlichen Marktpotenziale zu nutzen. Doch das ist noch nicht alles – wir unterstützen Ihren Erfolg mit vielen Services:

#### **Aktivierung am PoS**

Mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen, Dekoration und Infomaterial schaffen wir Interesse und Nachfrage für TENA und erhöhen die Kaufbereitschaft.

#### **Kostenlose Bemusterung**

TENA testen schafft Begeisterung. Mit kostenlosen TENA Mustern in verschiedenen Saugstärken können Interessenten ausprobieren, was am Besten zu ihnen passt. Einfach mitgeben – für zufriedene Kunden.



### **TENA Anlegetechnik**

#### **TENA Lady**



Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Einlagenrückseite entfernen, Einlage falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Einlage mit der Klebeseite nach unten in die Hose leger



3. Hose fixieren

#### **TENA MEN**



Legen Sie Penis und Hoden in die Einlage, Einlage falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Entfernen Sie den Papierklebestreifen so dass die Klebefläche freigelegt wird



3. Ziehen Sie die Unterwäsche hoch

### TENA Comfort mit FeelDry Advanced™




1. Fixierhose bis zur Mitte der Oberschenkel hochziehen. Falten Sie die TENA Comfort der Länge nach, so dass eine Schalenform entsteht



2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel ausserhalb der Vorlage befinden



3. Fixierhose hochziehen und die Beinelastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich hineinziehen"



2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel ausserhalb der Vorlage befinden



3. Fixierhose hochziehen und die Beinelastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich "hineinziehen"

### TENA Pants / Silhouette / MEN Level 4 / MEN Active Fit



Silhouette / MFN Level 4 / MEN Active Fit nach oben



. Ziehen Sie die TENA Pants / Silhouette / MEN Level 4 / MEN Active Fit wie normale Unterwäsche über die Beine



3. Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte auf

#### **TENA Flex**



1 - 2 Öffnen Sie zuerst den Hüftbund am Produkt. Legen Sie den Bund um die Hüfte und schliessen Sie ihn mit dem Klettverschluss

-2. Falten Sie aus der komplett aufge-

falteten Vorlage eine Schalenform.

Drehen Sie den Betroffenen auf die

Seite und ziehen Sie den Hüftbund

unterhalb der Hüfte durch. Drehen

Rücken und ziehen Sie die Vorlage

Sie den Betroffenen auf den

zwischen den Beinen hindurch



seite der Vorlage nach oben Richtung Hüfte und richten Sie sie an den Seiten aus. Befestigen Sie die Klettverschlüsse der Vorlage am Hüftbund und drücken Sie diese fest



Klettverschlüsse sicher befestigt sind und das Produkt im Leistenbereich richtig sitzt

4 Prüfen Sie ob die



4. Kontrollieren Sie mehrfach, dass die Klettverschlüsse sicher befestigt sind und die Vorlage im Leistenbereich richtig sitzt

### TENA Slip mit FeelDry Advanced™



. Legen Sie die längsgefaltete Schutzhose von vorne nach hinten zwischen die Beine und streichen Sie die Vorderseite



2. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden



den Klettverschlüssen, um sie im Gewebe der Aussenseite zu fixieren

. Ziehen Sie leicht an



2. Ziehen Sie die Vorderseite zwischen




ander die beiden unteren Klettverschlüsse und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse könner wiederholt befestigt und angepasst werden

Fixieren Sie erst nachein-

3. Fixieren Sie erst nachein



Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse könner wiederholt befestigt und





2. Ziehen Sie die Vorderseite der Schutzhose mit Zickzack-Bewegungen an



ander die beiden unteren angepasst werden