

JOBST®

Kompresia na
každý deň,
pre každý štýl
a pohodlie

Produkty JOBST®

Kompresívne pomôcky pre každodenné pohodlie
a liečbu žilových ochorení





Súčasný životný štýl a starnúca populácia majú vplyv na stále rastúci počet pacientov so žilovými problémami.

Vďaka našim produktom a Vaším odborným znalostiam sa spoločne môžeme starať o ich zdravie a pomôcť im žiť kvalitný život bez ohľadu na ich zdravotný stav.

Kompresívne pomôcky by mali byť vyberané selektívne s pomocou profesionála, preto Vám chceme predstaviť našu značku a produkty, ktoré umožnia pomáhať Vaším pacientom.

Prečo je JOBST® značka, ktorej môžete veriť?

História značky JOBST začala v roku 1950 v Spojených štátoch amerických. Nemecký inžinier a vynálezca Conrad Jobst trpel žilovými problémami, a tak vytvoril značku, ktorá si dala za cieľ zlepšovať kvalitu života ľudí „so žilovými a lymfatickými opuchmi“. Vízia zakladateľa značky naďalej žije. Značka JOBST sa stala globálnou značkou známou svojou vynikajúcou kvalitou. Vyznačuje sa inováciami a neustálou spoluprácou s odborníkmi z oblasti medicíny, vďaka čomu sú produkty JOBST funkčné, efektívne a zároveň užívateľsky prívetivé.

- Sme popredným výrobcom kompresívnych pomôcok na svete
- Ponúkame širokú škálu produktov pri liečbe žilových a lymfatických ťažkostí
- Naše výrobky spĺňajú najvyššie štandardy kvality, čo je potvrdené certifikátmi vydanými nezávislými inštitúciami
- Produkty JOBST dodávame pacientom, výdajniam zdravotníckych potrieb, lekárniam a nemocniciam vo viac ako 80 krajinách po celom svete

Najvyššia kvalita použitých materiálov

Všetky výrobky JOBST určené pre pacientov so žilovou nedostatočnosťou sú vyrobené kruhovým spôsobom, takže nemajú švy a sú pohodlné na nosenie. Sú extrémne šetrné k pokožke a umožňujú jej dýchať.

Typ a hrúbka použitého materiálu sa môžu líšiť v závislosti od produktového radu - od tenkých a transparentných, až po extrémne odolné.


Produkty JOBST sú k dispozícii v rôznych farbách, aby si ich zákazníci mohli vybrať nielen podľa lekárskej indikácie, ale taktiež aj podľa vlastného vkusu.



JOBST® SoftFit

Jedinečná, patentovaná technológia uchytenia kompresívnej pomôcky, ktorá posunie pohodlie vášho pacienta na vyššiu úroveň

V tradičných kompresívnych podkolenkách sa používajú na uchytenie produktu na pokožku materiály, ktoré bohužiaľ často sťahujú pokožku príliš, spôsobujú bolesť a zanechávajú začervenané stopy. Avšak, dôkladné uchytenie je dôležité pre správnu funkciu kompresívnej podkolenky.



K vyriešeniu tohto problému vyvinula značka JOBST jedinečnú technológiu SoftFit a uviedla tak na trh kompresívnych produktov nový štandard (platí pre rady Opaque a UltraSheer).

Špeciálne silikónové vlákno je vtkané do vnútornej vrstvy materiálu pod kolenom, preto produkt správne prilne k pokožke. JOBST SoftFit je inovatívne a jedinečné riešenie zvyšujúce pohodlie a kvalitu života pacientov a zároveň zaručuje skvelé terapeutické výsledky.

Certifikáty kvality



Kvalita našich kompresívnych pomôcok je pravidelne **kontrolovaná, dbá sa na dodržiavanie predpísaných štandardov RAL** nezávislým výskumným inštitútom Hohenstein.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
98.0.3956 HOHENSTEIN HTTI



Certifikácia ÖEKO-TEX®, vydaná nezávislým výskumným inštitútom Hohenstein, okrem iného potvrdzuje, že naše výrobky neobsahujú **látky škodlivé zdraviu človeka, ani životnému prostrediu.**


Dve kompresívne triedy

Prevenencia a liečba rôznych chorôb vyžaduje použitie vhodne zvolenej kompresie.

Ponúkame produkty JOBST z radov **UltraSheer, Opaque a forMEN Explore** v dvoch triedach kompresie v súlade s indikáciou lekára. Všetky produkty spĺňajú normy Európskej komisie pre normalizáciu a štandard RAL.

Kompresívna trieda (KT)	Sila kompresie
1 - ľahký tlak	18-21 mmHg
2 - stredný tlak	23-32 mmHg






JOBST® UltraSheer

Transparentné podkolenky
a kompresívne stehenné pančuchy.

Štýlové kompresívne pančuchy pre ženy s trblietavými materiálmi, ktoré dodávajú lesklý vzhľad. Elegantné, tenké a priehľadné kompresívne výrobky vyzerajú ako tradičné pančuchy. Vďaka vysokej kvalite použitých vlákien sa ľahko obliekajú a dokonale sa prispôbia tvaru tela. Priedušný materiál umožňuje prúdenie vzduchu - pre väčšiu spokojnosť pacientok. Vhodné pre metličkové žily, krčové žily, ťažké a opuchnuté nohy a chronické žilové ochorenia.




Podkolenky s technológiou SoftFit



Priehľadné

Tenký, priehľadný materiál poskytuje elegantný vzhľad




Priedušné

Podporujú prúdenie vzduchu a poskytujú pohodlné nosenie po celý deň




Trblietavé

Jemný lesk dodáva nohám krásny a zdravý vzhľad



Udržujú sucho

Odvádzajú vlhkosť a pomáhajú udržiavať pokožku suchú po celý deň





JOBST® UltraSheer


Pre koho

Pre ženy s ľahkými až stredne ťažkými prejavmi žilového ochorenia ako sú unavené a opuchnuté nohy, metličkové a kŕčové žily. Možno tiež použiť pre preventívne účely. Vždy je potrebné zvoliť správnu triedu kompresie.

Kedy použiť

Denne

Farby



telová



karamelová



čierna

Typy produktov



lýtkové
pančuchy
so špicou



stehenné
pančuchy
so špicou



lýtkové
pančuchy
bez špice




stehenné
pančuchy
bez špice

Kompresívne triedy:

I. KT: 18-21 mmHg

II. KT: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® UltraSheer sú k dispozícii v 5 veľkostiach
- pomôžte svojim pacientkám vybrať tú správnu.



	II	III	IV	V	VI
cG	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

Dĺžky pre všetky veľkosti v cm:

AD: ID kratšia dĺžka = 34-39 cm / ID bežná dĺžka = 39-45 cm
AG: IG kratšia dĺžka = 60-69 cm / IG bežná dĺžka = 70-80 cm





JOBST® Opaque

Nepriehľadné podkolenky a pančuchy pre ženy i mužov.

Príjemne mäkké, nepriehľadné podkolenky a stehenné pančuchy kryjú nedokonalosti a zaisťujú každý deň štýlový vzhľad. Výrobky JOBST® Opaque sa ľahko obliekajú a vyzliekajú, dokonale sa prispôbia tvaru tela a zaisťujú pohodlie. Vyznačujú sa výnimočnou trvanlivosťou. Vďaka špeciálnej technológii vyvíjajú vzostupný tlak, a tak dokonale podporujú správnu cirkuláciu krvi, pôsobia preventívne proti stagnácii krvi, proti opuchom nôh a krvným zrazeninám.



Podkolenky s technológiou SoftFit



Nepriehľadné

Maskujú drobné nedostatky
a poskytujú štýlový vzhľad



Mäkké na dotyk

Jemná zmes vlákien v materiáli



Odvádzajú vlhkosť

Pomáhajú udržiavať pokožku
suchú po celý deň



Odolné

Zosilnená oblasť päty a špičky zaručuje
dlhodobú životnosť výrobku



JOBST® Opaque


Pre koho

Pre ženy a mužov s ľahkými až stredne ťažkými prejavmi žilového ochorenia ako sú unavené a opuchnuté nohy, metličkové a kŕčové žily a chronické ochorenia žíl. Možno tiež použiť pre preventívne účely. Vždy je treba zvoliť správnu triedu kompresie.

Kedy použiť

Každý deň.

Farby



telová



karamelová



čierna

Typy produktov



lýtkové
pančuchy
so špicou



stehenné
pančuchy
so špicou



lýtkové
pančuchy
bez špice




stehenné
pančuchy
bez špice

Kompresívne triedy:

I. KT: 18-21 mmHg

II. KT: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® Opaque sú k dispozícii v 5 veľkostiach
- pomôžte svojim pacientom vybrať tú správnu.



	II	III	IV	V	VI
cG	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

Dĺžky pre všetky veľkosti v cm:

AD: ID kratšia dĺžka = 34-39 cm / ID bežná dĺžka = 39-45 cm
AG: IG kratšia dĺžka = 60-69 cm / IG bežná dĺžka = 70-80 cm





JOBST® forMEN Explore

Kompresívne podkolenky pre mužov

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, žilové problémy postihujú obe pohlavia - ženy rovnako ako mužov. Pretože stavba nôh a chodidiel je u žien a mužov odlišná, značka JOBST® vytvorila produktový rad špeciálne pre mužov.

Pánske kompresívne podkolenky sú určené pre každodenné nosenie a sú kombináciou pokročilej technológie a moderného štýlu. Sú pohodlné a vhodné pre každodenné nosenie. Vďaka využitiu špeciálnych inovatívnych materiálov poskytujú potrebnú kompresiu k prevencii a liečbe kŕčových žíl a iných žilových problémov.





Bavlnená priadza

Vysoko kvalitná bavlna zaisťuje pohodlie pri nosení, vhodné aj pre osoby s citlivou pokožkou



Neutralizácia zápachu

Vlákná s aktívnym uhlím účinne neutralizujú pachy



Vysoká odolnosť

Zosilnená oblasť päty a špičky zaručujú dlhodobú životnosť





JOBST® forMEN Explore

Pre koho

Pre mužov s ľahkými až stredne ťažkými prejavmi žilového ochorenia, ako sú unavené a opuchnuté nohy, metličkové a krčové žily. Možno tiež použiť na preventívne účely.

Kedy použiť

Každý deň.

Farba



čierna

Typy produktov



lýtkové
pančuchy
so špicou


Kompresívne triedy

I. KT: 18-21 mmHg

II. KT: 23-32 mmHg

Podkolenky JOBST® forMEN Explore sú k dispozícii v 6 veľkostiach

- pomôžte svojim pacientom vybrať tú správnu.



	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34 cm	31 - 38 cm	34 - 41 cm	37 - 46 cm	40 - 49 cm	42 - 52 cm
cC	30 - 36 cm	32 - 40 cm	34 - 43 cm	38 - 47 cm	40 - 50 cm	43 - 53 cm
cB1	23,5 - 27,5 cm	26 - 30,5 cm	28,5 - 33 cm	31 - 36,5 cm	33,5 - 39 cm	35,5 - 41,5 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

AT

IG Regular: 39 - 45 cm





Aktuálny prehľad ponuky kompresívnych pomôcok v I. a II. KT

Sortiment	Typy produktov	Kompresívna trieda	Veľkosti	Farby
 JOBST® UltraSheer	 lýtkové pančuchy so špicou/bez špice	I. KT II. KT	II-VI	telová karamelová čierna
	 stehenné pančuchy so špicou/bez špice			
 JOBST® Opaque	 lýtkové pančuchy so špicou/bez špice	I. KT II. KT	II-VI	telová karamelová čierna
	 stehenné pančuchy so špicou/bez špice			
 JOBST® forMEN Explore	 lýtkové pančuchy so špicou	I. KT II. KT	1-6	čierna

AKTUÁLNY ZOZNAM ŠÚKL KÓDOV PRE II. KOMPRESÍVNU TRIEDU

	ŠÚKL kód	Názov produktu	Typ produktu
♀♂	G2845A	JOBST OPAQUE KOMPRESÍVNE PANČUCHY II. KT	LÝTKOVÉ PANČUCHY
♀♂	G2846A	JOBST OPAQUE KOMPRESÍVNE PANČUCHY II. KT	STEHENNÉ PANČUCHY SO SILIKÓNOVÝM LEMOM
♀	G2842A	JOBST ULTRA SHEER KOMPRESÍVNE PANČUCHY II. KT	LÝTKOVÉ PANČUCHY
♀	G2843A	JOBST ULTRA SHEER KOMPRESÍVNE PANČUCHY II. KT	STEHENNÉ PANČUCHY SO SILIKÓNOVÝM LEMOM
♂	G2833A	JOBST EXPLORE FOR MEN PANČUCHY II. KT	LÝTKOVÉ PANČUCHY PÁNSKE

Platnosť od 1.10.2024

Zdravotnícke kompresívne pomôcky JOBST sú určené pre I. a II. kompresívnu triedu.



Podkolenky **JOBST**
Ultra Sheer a **Opaque**
s technológiou **SoftFit**.



Podkolenky **JOBST**
forMEN Explore
s technológiou **C²**



JOBST® je značkou
spoločnosti Essity

Essity Slovakia, s.r.o.
Gemerská Hôrka 400
049 12 Gemerská Hôrka
Slovenská republika

www.jobst.sk