



UNE RÉVOLUTION EN SOINS DE NUIT POUR LE LYMPHŒDÈME

DÉFIER LA GRAVITÉ

JOBST

JOBST® Relax

JOBST® RELAX – ENCORE PLUS QU'UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL

JOBST® Relax est un nouveau vêtement de nuit innovateur conçu pour compléter les vêtements de compression de jour. Les soins de nuit sont souvent négligés et pourtant, ils sont critiques dans la gestion du lymphœdème. Les patients sont réticents à porter des vêtements de nuit, car ils peuvent être volumineux, trop chauds et gêner la qualité du sommeil. **JOBST® Relax** a été spécialement conçu pour répondre aux plaintes des patients au sujet de leurs vêtements de nuit actuels et pour fournir un contrôle de l'œdème selon leurs besoins. **JOBST® Relax** est destiné aux patients ayant un lymphœdème léger à modéré dans la phase de maintenance. Il est idéal pour ceux qui ont besoin de contention, tout en combinant confort et style.

Couche d'espacement monofilament


- Offre un rembourrage
 - Confort pendant la nuit


Surface texturée

- Crée un effet de micro-massage
 - Stimule la circulation

Technologie de tricot à plat, sur mesure

- Fournit une compression graduée constante
 - Un sommeil confortable et de qualité
- Forme anatomique
 - Reste en place





La **fermeture à glissière intégrée** optionnelle avec languette qui reste en bas facilite l'enfilage et le retrait. Le tissu sous la fermeture à glissière protège la peau et favorise une compression uniforme.

COOLMAX®

● **Fils Coolmax® et technique de tricot avancée**

- Augmente la respirabilité
 - ▶ Effet rafraîchissant
 - ▶ Haut niveau de confort pour le patient

MINCE, FLEXIBLE, ET DE CONCEPTION LÉGÈRE, JOBST® RELAX:



Peut s'ajuster à presque toutes les positions pour un sommeil de qualité.



Assurera la liberté de mouvement recherchée par les patients, leur permettant ainsi de relaxer dans un vêtement confortable avant le coucher.



Signifie que le vêtement peut être plié et inséré facilement dans un sac à main ou un sac de voyage, contrairement aux autres vêtements.

Plus de confort et de liberté encouragent l'adhérence du patient.



STYLES



Manchon



Manchon avec gantelet attaché



Bas au genou avec pointe ouverte oblique




Bas à la cuisse avec pointe

COULEURS



Beige



Rosé

OPTION

- Fermeture à glissière

CLASSES DE COMPRESSION

Extrémités supérieures

15-20 mmHg

Extrémités inférieures

15-20 mmHg

20-30 mmHg