



Bella^{MC} Strong
et
Bella^{MC} Lite

DÉFIER LA GRAVITÉ

JOBST

Manchons et gantelets
Prêts-à-porter

JOBST® Bella^{MC} Strong

Compression confortable

Plus confortable, observance accrue et meilleure qualité de vie

Les patients sont plus susceptibles d'observer le traitement lorsqu'ils portent un vêtement de compression confortable. Les **produits prêts-à-porter JOBST® Bella^{MC} Strong**, portés ensemble ou séparément, procurent un contrôle efficace de l'œdème et du lymphœdème modéré.

Manchon JOBST® Bella^{MC} Strong

- Couture plate au poignet réduit l'enroulage et accroît la durabilité
- Disponible avec ou sans bande de silicone
- Facile à enfiler, fourni avec un aide à l'enfilage
- Disponible avec bande supérieure en tricot

Gantelet JOBST® Bella^{MC} Strong


- Évite l'accumulation de peluche au pouce
- Extension au poignet pour éviter les pincements
- Couture plate au poignet réduit l'enroulage

JOBST® Bella^{MC} Lite

Le point d'entrée de la qualité JOBST®

Les produits de styles gant, gantelet et manchon prêts-à-porter **JOBST® Bella^{MC} Lite**, portés ensemble ou séparément, aident à maintenir la taille des membres des patients souffrant de lymphœdème. Ces vêtements confortables procurent une compression graduée pour venir en aide au patient qui a subi un traumatisme ou une chirurgie.

- Fabrication de tricot durable, doux, léger et perméable à l'air
- Une compression réduite au poignet permet un ajustement efficace et confortable lorsque le manchon et le gantelet sont portés simultanément
- Facile à enfiler et confortable
- Manchon disponible avec bande en silicone à pois



JOBST® BELLA^{MC} STRONG : INDICATIONS

Les manchons de compression peuvent aussi être utilisés en présence de : lymphœdème et autre œdème

Les vêtements de compression peuvent aussi être utilisés pour :
Phlébite • Syndrome post-thrombotique • Malformations vasculaires

JOBST® BELLA^{MC} LITE : INDICATIONS

Les manchons de compression peuvent aussi être utilisés en présence de : lymphœdème et autre œdème

Les vêtements de compression peuvent aussi être utilisés pour :
Phlébite • Syndrome post-thrombotique • Malformations vasculaires • Post-liposuccion[†]

CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance artérielle • Phlébite septique non traitée
Conditions où le retour veineux ou lymphatique accru n'est pas souhaitable


[†] Manchon de classe 20 - 30 mmHg seulement.

CONFORT pour vous

Confort et performance

JOBST® Bella^{MC} Strong fournit aux patients les plus récentes avancées en matière de conception de fibre. Le nylon multifibre doux pour la peau permet d'obtenir une gestion clinique efficace du lymphœdème avec une sensation naturelle toute la journée, jour après jour.

Confort supérieur JOBST®




- Attire rapidement l'humidité loin de la peau
- Assure le confort, en gardant au sec
- Douce sensation sur la peau
- Aide à réguler l'humidité relative, pour se sentir plus frais dans des conditions de chaleur et plus au chaud dans des conditions fraîches

Bande de silicone à pois qui empêche de glisser.



Fabrication en tricot léger, doux et perméable à l'air.



De plus, les manchons sont disponibles avec ou sans bande de silicone pour accroître le confort et obtenir un meilleur ajustement.

La structure aérée du tricot permet d'accroître la perméabilité à l'air pour garder les patients plus au sec que les produits concurrents.



Bella^{MC} Strong : 20-30 mm Hg



Bella^{MC} Strong : 30-40 mm Hg



Concurrent I : 30-40 mm Hg



Concurrent II : 30-40 mm Hg

Toutes les photos sont assujetties à un facteur d'agrandissement égal (50x).

INNOVATION pour vous


Ajustement innovateur - accomode une gamme inégalee de dimensions corporelles

JOBST® a mis au point un système d'ajustement innovateur qui repose sur plus de 50 ans de recherche scientifique et d'expérience pratique, ayant accumulé des données auprès de plus de 36 000 patients ayant souffert de lymphœdème qui ont porté le manchon et plus de 33 000 qui ont porté le gantelet.

En prenant en considération tous les points de mesure pertinents au port d'un manchon, comme le poignet, l'avant-bras et la région du biceps, cette approche accomode la plus vaste gamme de dimensions. L'ajustement du manchon **JOBST® Bella^{MC} Strong** commence à l'avant-bras, car les données démontrent que nous pouvons ainsi ajuster plus de patients; cela offre de multiples options d'ajustement au poignet et au biceps, chaque patient étant unique.


Manchon JOBST® Bella^{MC} Strong : dix grandeurs couvrant plus de 80 % des besoins en matière d'ajustement

La détermination des grandeurs axée sur le poignet de nos concurrents limite les possibilités d'ajustement.



Gantelet JOBST® Bella^{MC} Strong : plus de 90 % des besoins en matière d'ajustement

Le système à huit grandeurs du gantelet **JOBST® Bella^{MC} Strong** couvre une gamme impressionnante de besoins.




*Résultats de tests de laboratoire dans le but d'illustrer la performance du produit dans des conditions contrôlées. Les résultats d'utilisation réelle peuvent varier.

Enfilage rendu facile

L'enfilage du manchon prêt-à-porter **JOBST® Bella^{MC} Strong** nécessite moins de force que ceux des concurrents.

Tests concurrentiels : force relative pour enfiler¹



Aide à l'enfilage

DYCEM® MATÉRIAU NON GLISSANT
surface non glissante qui facilite l'enfilage et accroît l'adhérence



GANTS D'ENFILAGE JOBST®*
créent de la friction, procurent une meilleure prise et aident à distribuer le vêtement également.



¹ Données internes

*Mise en garde : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, lequel peut causer des réactions allergiques.

AJUSTÉ pour vous

Manchon **JOBST® Bella^{MC} Strong**

Taille	Poignet (cC)	Milieu de l'avant-bras (cD)	Point fort du bras (cG)
1	14-18 cm	17-21 cm	22-31 cm
2	14-18 cm	17-21 cm	31-41 cm
3	14-18 cm	21-25 cm	25-34 cm
4	16-19 cm	21-25 cm	28-38 cm
5	17-20 cm	21-25 cm	34-43 cm
6	14-18 cm	25-29 cm	29-38 cm
7	17-20 cm	25-29 cm	33-43 cm
8	18-21 cm	25-29 cm	38-48 cm
9	16-19 cm	29-33 cm	32-42 cm
10	19-22 cm	29-33 cm	36-46 cm

Directives pour l'ajustement

Trouvez la bonne taille pour votre patient en suivant quelques étapes d'exclusion simples qui vous mèneront à la solution parfaite :

1. Mesurez la circonférence du poignet.
2. Mesurez la circonférence au milieu de l'avant-bras.
3. Mesurez la circonférence au point fort du bras.

Si vous arrivez à deux tailles, nous recommandons de choisir la plus grande pour faciliter l'enfilage, et pour accroître le niveau de confort et l'observance du traitement. Les deux tailles fourniront le niveau de thérapie souhaité.

Gantelet **JOBST® Bella^{MC} Strong**

Taille	Paume à la base des doigts (cA)	Poignet (cC)
1	15-17 cm	14-18 cm
2	17-19 cm	14-18 cm
3	17-19 cm	18-21 cm
4	19-21 cm	14-18 cm
5	19-21 cm	18-21 cm
6	21-23 cm	16-19 cm
7	21-23 cm	19-22 cm
8	23-26 cm	19-22 cm

Directives pour l'ajustement

1. Mesurez la circonférence de la paume. Cette mesure vous guidera vers 1 ou 2 produits.
2. Mesurez la circonférence du poignet.
3. Sélectionnez le produit.




Manchon **JOBST® Bella^{MC} Lite**

Taille	Poignet	Milieu de l'avant-bras	Bicep
P	13,5 cm-19,5 cm	17,8 cm-23,2 cm	21,5 cm-39,5 cm
M	15,5 cm-21,5 cm	23,3 cm-28,7 cm	27 cm-45 cm
G	17,5 cm-23,5 cm	28,8 cm-34,3 cm	32,5 cm-50,5 cm

Longueurs	
Régulier (jusqu'à 43 cm)	Long (plus de 43 cm)

Toutes les tailles sont offertes en deux grandeurs : **Régulière** (jusqu'à 43 cm); **Longue** (plus de 43 cm)



Gantelet **JOBST® Bella^{MC} Lite**

Taille	Paume à la base des doigts (cA)	Poignet (cC)
P	15 cm - 19 cm	14 cm - 20 cm
M	19 cm - 22 cm	16 cm - 22 cm
G	22 cm - 26 cm	18 cm - 24 cm

COMMANDER pour vous



Manchon **JOBST® Bella^{MC} Strong**

Classes de compression

Modèle

Couleur

15 - 20 mmHg

20 - 30 mmHg

30 - 40 mmHg



JOBST Bella^{MC} Strong
Manchon prêt-à-porter
disponible en dix tailles.



beige

	15-20 mmHg* BEIGE	20-30 mmHg* BEIGE	30-40 mmHg* BEIGE
Taille	Bande de silicone	Bande de silicone	Bande de silicone
1	7272101	7273201	7277001
2	7272102	7273202	7277002
3	7272103	7273203	7277003
4	7272104	7273204	7277004
5	7272105	7273205	7277005
6	7272106	7273206	7277006
7	7272107	7273207	7277007
8	7272108	7273208	7277008
9	7272109	7273209	7277009
10	7272110	7273210	7277010

Veillez consulter votre liste de prix pour obtenir une liste complète des numéros de commandes.

Gantelet **JOBST® Bella^{MC} Strong**

Classes de compression

Modèle

Couleur

15 - 20 mmHg

20 - 30 mmHg



JOBST Bella^{MC} Strong
Gantelet prêt-à-porter
disponible en huit tailles.



beige


	15-20 mmHg**	20-30 mmHg**
Taille	Beige	Beige
1	7277600	7369410
2	7277601	7369411
3	7277602	7369412
4	7277603	7369413
5	7277604	7369414
6	7277605	7369415
7	7277606	7369416
8	7277607	7369417



* Compression moyenne pour un avant-bras de taille moyenne.
** Compression moyenne pour une paume de taille moyenne.

COMMANDER pour vous

Manchon prêt-à-porter JOBST® Bella^{MC} Lite



Classes de compression

15 - 20 mmHg

20 - 30 mmHg

Modèle



JOBST Bella^{MC} Lite Manchon prêt-à-porter disponible en trois tailles et deux longueurs.

Couleurs



beige

noir

Taille	Longueur	Beige	Noir	mmHg
P	Régulier	7714910		15 - 20 mmHg
	Long	7714901		
M	Régulier	7715910		15 - 20 mmHg
	Long	7715901		
G	Régulier	7719110		15 - 20 mmHg
	Long	7719101		
P / bande de silicone à pois	Régulier	7714911		15 - 20 mmHg
	Long	7714902		
M / bande de silicone à pois	Régulier	7715911		15 - 20 mmHg
	Long	7715902		
G / bande de silicone à pois	Régulier	7719111		15 - 20 mmHg
	Long	7719102		
P	Régulier	7860810		20 - 30 mmHg
	Long	7860804	7860809	
M	Régulier	7861310		20 - 30 mmHg
	Long	7867304	7861309	
G	Régulier	7861410		20 - 30 mmHg
	Long	7861404	7861409	
P / bande de silicone à pois	Régulier	7860811		20 - 30 mmHg
	Long	7860805		
M / bande de silicone à pois	Régulier	7861311		20 - 30 mmHg
	Long	7861305		
G / bande de silicone à pois	Régulier	7866141		20 - 30 mmHg
	Long	7861405		

Gantelet prêt-à-porter JOBST® Bella^{MC} Lite



Taille	Beige	Noir	mmHg
P	7719201		15 - 20 mmHg
M	7719901		15 - 20 mmHg
G	7727201		15 - 20 mmHg
P	7860904	7860907	20 - 30 mmHg
M	7863604	7863607	20 - 30 mmHg
G	7863704	7863707	20 - 30 mmHg

Classes de compression

15 - 20 mmHg

20 - 30 mmHg

Modèle



JOBST Bella^{MC} Lite Gantelet prêt-à-porter disponible en trois tailles.

Couleurs



beige

noir

Vêtements JOBST® sur mesure à tricot plat pour les extrémités supérieures

Lorsque le prêt-à-porter ne produit aucun ajustement parfait, Elvarex® offre des vêtements sur mesure

Manchon / Gant / Gantelet sur mesure JOBST® Elvarex®

CCL	Compression mmHg	Beige	Noir	Marine	Caramel	Canneberge	Cerise	Bronze	Noisette
1	15-21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
2	23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Forte	23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	

Manchon / Gant / Gantelet sur mesure JOBST® Elvarex® Plus

CCL	Compression mmHg	Beige	Noir	Marine	Caramel	Canneberge	Cerise	Rouge	Bronze	Noisette
1	15-21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Forte	23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Manchon sur mesure JOBST® Elvarex® Soft

CCL	Compression mmHg	Beige	Noir	Marine	Miel	Cerise	Cacao	Gris	Canneberge
1	15-21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
2	23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●

Gant / Gantelet sur mesure JOBST® Elvarex® Soft sans couture

CCL	Compression mmHg	Beige	Noir	Marine	Miel	Cacao	Cerise	Gris	Canneberge
1	15-21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
2	23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●

Veillez consulter l'étiquette du produit ou l'encart d'emballage pour lire les directives d'utilisation sécuritaire complètes de ces produits. Tous les niveaux de compression affichés correspondent à une compression moyenne pour un avant-bras de taille moyenne (manchon) ou une compression moyenne pour une paume de taille moyenne (gant/gantelet).