

# CONFECTIONNÉ POUR DONNER CONFIANCE

DÉFIER LA GRAVITÉ

JOBST®



Confiance de JOBST®

Maintenant offert avec de **nouvelles caractéristiques** pour plus de confort et un ajustement plus personnalisé. Aidez vos patients à avoir confiance en eux et à vivre leur vie pleinement.



« ILS NE SONT PAS LÀ POUR JUGER VOTRE APPARENCE. ILS SONT LÀ POUR ENTENDRE CE QUE VOUS AVEZ À DIRE. »\*

Hayley - LIPŒDÈME

\*C'est l'histoire de Harley et elle n'est pas typique de toutes les personnes atteintes de lipœdème.

# CONFIANCE DE JOBST - INSPIREZ CONFIANCE À VOS PATIENTS EN LEUR OFFRANT CONFORT ET STYLE

Chez JOBST, nous voulons aider vos patients à avoir confiance en eux en portant des vêtements confortables et élégants. C'est pourquoi les vêtements de compression Confiance de JOBST sont conçus pour aider les personnes souffrant de lipœdème\* ou de lymphœdème à vivre leur vie pleinement. En plus de fournir à vos patients le soutien dont ils ont besoin pour gérer leur condition, les vêtements Confiance de JOBST peuvent être personnalisés grâce à une gamme de nouvelles caractéristiques. Vos patients peuvent désormais bénéficier de plus de confort et de style, ce qui leur donne la confiance nécessaire pour croire en eux-mêmes, quoi qu'ils fassent.


## LA TECHNOLOGIE DERRIÈRE LE CONFORT

### TECHNOLOGIE AJUSTEMENT CONTOUR

Contrairement à la technologie du tricot plat traditionnelle, Ajustement contour ajuste le vêtement dans quatre positions sur le membre (plutôt que dans une seule) pour qu'il épouse véritablement la forme unique du corps. Il en résulte des Points de contour spéciaux qui montrent les endroits où le vêtement a été spécialement taillé pour permettre à vos patients de bouger plus librement.

### GESTION DE L'HUMIDITÉ ÉVOLUÉE

Les vêtements Confiance de JOBST sont conçus avec un système de gestion de l'humidité évolué où une fabrication et une composition de fils uniques sont intégrées pour offrir une gestion de l'humidité optimale. Les tissus à haut rendement éliminent l'humidité pour que la peau reste au sec et que vos patients se sentent à l'aise tout au long de la journée.



Tricot plat  
traditionnel

Ajustement  
contour

\*Sans plis cutanés et distorsion prononcés


# EXPLOREZ LES NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE CONFIANCE DE JOBST

## NOUVELLES COULEURS

Vos patients méritent de se démarquer avec assurance afin que les gens les regardent pour les bonnes raisons. Nous avons donc décidé d'offrir deux nouvelles couleurs dans la gamme Confiance de JOBST parce que le confort et le style ne s'excluent pas l'un l'autre.

CANNEBERGE

NOISETTE



## CEINTURE CONFORT

Offrez à vos patients un confort qui les aide à porter leur vêtement de compression régulièrement. La nouvelle ceinture ajustable Confiance de JOBST est spécialement conçue pour offrir le confort dont vos patients ont besoin, tous les jours.

## IMPRIMÉS MOTIVANTS

Offrez à vos patients le coup de pouce dont ils ont besoin. Confiance de JOBST leur permet de choisir un message motivant pour personnaliser davantage leur vêtement de compression. Trois messages inspirants sont disponibles.



## COUTURES DÉCORATIVES

Nous voulons aider les patients à avoir belle allure et à se sentir en confiance. Grâce à Confiance de JOBST, vos patients peuvent désormais choisir une couture décorative. Ils peuvent exprimer leur individualité avec style et confort en choisissant l'une des trois coutures colorées proposées.



« LA VIE VAUT LA PEINE D'ÊTRE VÉCUE.  
SI D'AUTRES PERSONNES PEUVENT VIVRE  
NORMALEMENT, POURQUOI PAS VOUS? »\*


Angharad - Lymphœdème



\*C'est l'histoire d'Angharad et elle n'est pas typique de toutes les personnes atteintes de lymphœdème.

# CONFIANCE DE JOBST - CONÇU POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR

Il est essentiel d'avoir un vêtement confortable pour que le patient soit plus susceptible de porter son vêtement régulièrement, ce qui est important pour que le traitement soit efficace. En plus de ses options de concept uniques, Confiante de JOBST offre aussi des options conçues pour rendre le vêtement plus confortable.



## CULOTTE CONÇUE POUR UN AJUSTEMENT CONFORTABLE

Nos styles de culottes sont dotés d'un placement de couture ergonomique qui épouse mieux les contours naturels du corps des patients souffrant de lymphœdème et de lipœdème. Cet ajustement peut aider à réduire l'inconfort et les restrictions dans la vie de tous les jours.

## UN CONCEPT UNIQUE POUR HOMME

Tous les styles de culottes sont aussi disponibles avec un placement de couture ergonomique qui épouse les formes naturelles du corps des hommes. L'option de braguette apporte un ajustement amélioré et est conçue pour procurer un confort accru à l'utilisateur.



## OPTIONS DE CONFORT

Zones fonctionnelles conçues pour offrir plus de mobilité autour du coude, du genou et de la cheville.



Zone fonctionnelle du genou\*



Zone fonctionnelle du coude\*



**NOUVEAU!** Ceinture confort



Pointe oblique



Hallux valgus, pointe fermée



Hallux valgus, pointe ouverte

\*Disponible pour le genou, la cheville et le coude

# CONFIANCE DE JOBST - POUR SE SENTIR BIEN PLUS SOUVENT

Méthode de tricot innovante  
qui confère au vêtement une  
grande capacité à **s'adapter**  
**aux formes corporelles**  
**individuelles**



Fabriqué à partir d'un tissu  
souple et confortable qui  
donne aussi l'assurance  
d'un **support ferme**



Système de gestion de  
l'humidité évolué à double  
couche pour un **confort**  
**optimal**



## UNE ÉTUDE CLINIQUE\* CONFIRME LE GRAND CONFORT DE CONFIANCE DE JOBST

Les critères de satisfaction mentionnés plus bas ont été évalués par des patients. En début d'étude clinique, ils ont évalué le produit qu'ils portaient antérieurement et en fin d'étude clinique, ils ont évalué Confiance de JOBST, qui a reçu de meilleurs résultats, tels que le démontrent les chiffres qui suivent.

**83,5 %**

CONFORT  
très bon ou bon

**80 %**

AJUSTEMENT  
très bon ou bon

**91,8 %**

GESTION D'HUMIDITÉ  
très bonne ou bonne

**84,7 %**

LIBERTÉ DE MOUVEMENT  
très bonne ou bonne

\*Hirsch et al., 2024. Un vêtement de compression innovant à tricot plat pour les patients atteints de lymphœdème a permis d'obtenir de meilleurs résultats : une étude multicentrique.

# LÀ OÙ LE STYLE ET LE CONFORT S'UNISSENT

Chaque patient est unique et ses vêtements de compression doivent refléter son individualité. Grâce à Confiance de JOBST, vos patients peuvent personnaliser leurs vêtements, garantissant à la fois un soutien médical et un reflet sur leur style.

## OPTIONS



**NOUVEAU!** Coutures décoratives de couleur argent, or ou multicolore



Motif décoratif



Initiales



Ceinture à motif floral (5 cm)



**NOUVEAU!** Imprimés motivants « Keep moving »



**NOUVEAU!** Imprimés motivants « Empower yourself »



**NOUVEAU!** Imprimés motivants « Feel good »

\*Imprimés motivants seulement disponibles en anglais


## COULEURS



Beige



Caramel



**NOUVEAU!** Noisette



Noir



Jeans chiné



Anthracite chiné



Rouge chiné



**NOUVEAU!** Canberge

## STYLES



AB1 Bas



AD Au genou



AG À la cuisse



CG Manchon



CG1 Manchon avec gantelet



AT Bas-culotte



BT Capri



BIT Capri



CT Capri



AG-HT Bas-culotte 1 jambe



ET Bermuda

## CLASSES DE COMPRESSION

Membre supérieur

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

Membre inférieur

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg



JOBST®  
une marque de Essity



136693F 64037F R4

Essity  
1275 North Service Road West, bureau 800  
Oakville, ON Canada L6M 3G4  
Tél. 1 877 978-5526 Téléc. 1 877 978-9703  
©Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB, 2024 124