



# DONNEZ FORME À LEUR CONFORT

Confiance de JOBST®  
grâce à l'ajustement personnalisé fourni par notre  
technologie Ajustement contour unique, vos patients  
peuvent être aussi actifs qu'ils le souhaitent.

« PORTER UN VÊTEMENT DE COMPRESSION ME PERMET DE VIVRE LIBREMENT SANS PENSER À MES JAMBES PENDANT MES ACTIVITÉS. »

Paola - LIPŒDÈME



## CONFIANCE DE JOBST PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Vous avez à cœur de trouver les bons vêtements de compression pour vos patients, car vous ne voulez pas que leurs conditions les empêchent de vivre. Confiance de JOBST est conçu dans un but très spécial : permettre à vos patients d'être confortables pendant toute la journée, peu importe leurs activités. C'est pourquoi le vêtement est doté de technologie Ajustement contour selon un mode de fabrication spécial axé sur la gestion de l'humidité. Ces vêtements sont idéals pour les patients qui souffrent de lymphœdème et de lipœdème\* d'intensité légère à modérée. Ils procurent un ajustement exact aux formes anatomiques de la personne pour lui donner une plus grande liberté de mouvement.


### LA TECHNOLOGIE DERRIÈRE LE CONFORT

#### AJUSTEMENT CONTOUR

Contrairement à la technologie du tricot plat traditionnelle, Ajustement contour ajuste le vêtement dans quatre positions sur le membre (plutôt que dans une seule) pour qu'il épouse véritablement la forme unique du corps de votre patient. Il en résulte des Points de contour spéciaux qui montrent les endroits où le vêtement a été spécialement taillé pour permettre à vos patients de bouger plus librement.

#### GESTION DE L'HUMIDITÉ

Les vêtements Confiance de JOBST sont conçus pour garder la peau au sec, grâce à leur fabrication et à la composition unique de fils qui est utilisée.



Tricot plat traditionnel

Ajustement contour

\*Sans plis cutanés et distorsion prononcés

# CONFIANCE DE JOBST : POUR SE SENTIR BIEN PLUS SOUVENT


Méthode de tricot innovante qui confère au vêtement une grande capacité à s'adapter aux formes corporelles individuelles



Fabriqué à partir d'un tissu souple et confortable qui donne aussi l'assurance d'un support ferme



Système de gestion de l'humidité évolué à double couche pour un confort optimal



# UN CORPS UNIQUE MÉRITE UN AJUSTEMENT UNIQUE

Pour la toute première fois, Confiance de JOBST est en mesure d'offrir un tricot propre aux deux conditions.

## QUELLE EST LA FORME DE VOTRE PATIENT?

### LIPŒDÈME



### LYMPHŒDÈME



#### Mesure

Mesurer les deux types de corps selon notre directive.



#### Reconnaissance

Le système de fabrication interprète les mesures et reconnaît le type de corps.



#### Fabrication

La technique de tricot innovatrice Ajustement contour fabrique le vêtement avec un ajustement encore plus personnalisé.

## UNE ÉTUDE CLINIQUE DÉMONTRE LE CONFORT SUPÉRIEUR DE CONFIANCE DE JOBST\*

Les critères de satisfaction mentionnés plus bas ont été évalués par des patients. En début d'étude clinique, ils évaluaient le produit qu'ils portaient antérieurement et en fin d'étude clinique, ils ont évalué Confiance de JOBST, qui a reçu de meilleurs résultats, tels que le démontrent les chiffres qui suivent.

**83,5 %**

**CONFORT**  
très bon ou bon\*

**80 %**

**AJUSTEMENT**  
très bon ou bon\*

**91,8 %**

**GESTION D'HUMIDITÉ**  
très bon ou bon\*

**84,7 %**

**LIBERTÉ DE MOUVEMENT**  
très bon ou bon\*

\*Étude prospective multicentrique visant à évaluer le rendement clinique et la sécurité de vêtements de compression sur mesure innovateurs dans la vie de tous les jours. n=85. En cours de publication. 2023

# CONFIANCE DE JOBST - CONÇU POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR

Il est essentiel d'avoir un vêtement confortable pour que le patient soit plus susceptible de porter son vêtement régulièrement, ce qui est important pour que le traitement soit efficace. En plus de ses options de concept uniques, Confiance de JOBST offre aussi des options conçues pour rendre le vêtement plus confortable.



## CULOTTE CONÇUE POUR UN AJUSTEMENT CONFORTABLE

Nos styles de culottes sont dotés d'un placement de couture ergonomique qui épouse mieux les contours naturels du corps des patients souffrant de lymphœdème et de lipœdème. Cet ajustement peut aider à réduire l'inconfort et les restrictions dans leur vie de tous les jours.

## UN CONCEPT UNIQUE POUR HOMME

Tous les styles de culottes sont aussi disponibles avec un placement de couture ergonomique qui épouse les formes naturelles du corps des hommes. L'option de braguette, offerte spécialement aux hommes, apporte un ajustement accru et est conçue pour procurer un confort accru à l'utilisateur.



## OPTIONS DE CONFORT

Zones fonctionnelles conçues pour offrir plus de mobilité autour du coude, du genou et de la cheville.



Zone fonctionnelle au genou\*



Zone fonctionnelle au bras\*



Pointe oblique



Hallux valgus,  
pointe fermée



Hallux valgus,  
pointe ouverte

\*Disponible pour le genou, la cheville et le coude

# CONFIANCE DE JOBST - CONÇU POUR DES BESOINS PERSONNELS

## OPTIONS



Motif décoratif



Initiales



Ceinture à motifs  
floraux (5 cm)

## COULEURS




Beige




Caramel



Noir



Jeans chiné



Anthracite chiné



Rouge chiné

## STYLES



ABI Bas



AD Au genou



AG À la cuisse



CG Manchon



Manchon avec  
gantelet



AT Bas-culotte



BT Capri



BIT Capri



CT Capri



Bas-culotte  
1 jambe



ET Bermuda

## CLASSES DE COMPRESSION

Membre supérieur

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

Membre inférieur

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg