

Nom du patient/code d'identification ou n° de dossier _____ DDN _____ Date _____
Adresse _____ Genre M ☐ F ☐
Ville/Province/Code postal _____

Documentez les mesures du **membre avec moignon seulement**

☐ Gauche

☐ Droite

0 sans tension
+ légère tension
++ forte tension

Circonférence

Utilisez les marqueurs Elvarex

Longueur

Mesurez les longueurs à partir de la base
du moignon. Base du moignon = 0

cG^{++/+++}

/G

cF⁺⁺

/F

cE⁺

/E

cD^{+/0+++}

/D

cC⁺⁺

/C

cB1⁺⁺

/B1

cB⁺

/B

cY⁰

/A (médial)

cA⁺⁺

/A (latéral)

/Z

☐ avec plaque

☐ sans plaque

Circonférence autour de la base du moignon.

Cette mesure aide à donner une meilleure forme à l'extrémité du vêtement.


_____ cm

Longueurs hémisphériques à l'extrémité du moignon.

Prises à partir de la circonférence autour de la base du moignon.

De l'avant vers l'arrière _____ cm

De gauche à droite _____ cm



L'illustration ci-haut montre où peut s'arrêter un vêtement pour moignon, à titre d'exemple. Prenez tous les marqueurs de circonférences et les longueurs jusqu'à la base du membre du patient. Documentez les mesures pour le **membre avec moignon seulement**. Les mesures du membre complet devraient être documentées sur le formulaire de commande Elvarex pour extrémités inférieures (50333). Si le patient a besoin d'un vêtement pour moignon aux deux jambes, prière de remplir deux formulaires de commande pour support de moignon (ce formulaire).

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- Inclure un tracé de l'extrémité du moignon pour montrer toute protusion anormale.
- le tracé doit contenir une échelle 1 x 1 de référence.
- Les photographies sont utiles : avant, côté, arrière.
- Prière de demande à un ajusteur d'appeler l'équipe du service aux clients Elvarex avant de prendre les mesures si vous avez besoin d'aide : 1-800-221-7573, option 3.

ATTENTION : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques.

* Pression nominale

** Si la mesure est prise en position couchée, cA veuillez appliquer une tension 0

*** Bande en silicone et bouts droits