

DÉFIEZ CÉ QUI VOUS RETIENT



DÉFIER LA GRAVITÉ



CATALOGUE DES PRODUITS DE COMPRESSION JOBST

SERVICE À LA CLIENTÈLE

- Boutique virtuelle JOBST® prêt-à-porter : www.shop.hm.essity.ca
- Boutique en ligne sur mesure : www.eshop.jobst-ca.com
- Courriel : ca.servicealaclientele.com
- Télécopieur : 1 877 978-9703
- Téléphone : 1 877 978-5526
- Nouveaux comptes / modifications : CA.CRM@essity.com
- Soutien pour EDI : ca.servicealaclientele@essity.com
- Soutien pour la Boutique en ligne : ca.servicealaclientele@essity.com
- Soutien pour Elvarex : ca.elvarex@essity.com

CRÉDIT

- Téléphone : 1 877 978-5526
- Courriel : ca.servicealaclientele@essity.com

RETOURS

- ca.servicealaclientele@essity.com

SEGMENTATION DU PORTEFEUILLE JOBST®




TABLE DES MATIÈRES

Innovations JOBST	6
Solutions JOBST pour développer les affaires	7
Boutique virtuelle JOBST® prêt-à-porter	8
Guide des actifs numériques JOBST®	9
Guide de sélection prêt-à-porter	10
Tableau des grandeurs	11
Aperçu des styles et des couleurs	12

TOUS LES JOURS

SITUATIONNEL

MÉDICAL

JOBST® UltraSheer	14
JOBST® Opaque	18
JOBST® forMEN	22
JOBST® Sport	24
JOBST® Style	25
JOBST® ActiveWear	26
JOBST® Relief	27
JOBST® SensiFoot ^{MC} Bas de soutien pour diabétiques	29
JOBST® UlcerCARE ^{MC}	31

TABLE DES MATIÈRES

RÉDUIRE

JOBST® FarrowWrap®	32
JOBST® Comprifoam®	38
JOBST® Comprilan®	38
JOBST® Compri2	39
Elastomull®	39
Gelocast®	40
Tricofix®	40

VIVRE - DE JOUR

JOBST® Bella ^{MC} Lite	41
JOBST® Bella ^{MC} Strong	42
JOBST® Bellavar®	43
JOBST® Soft sur mesure sans couture	45
JOBST® Sur mesure avec couture	47
JOBST® Confiance	51
JOBST® Elvarex®	53
JOBST® Elvarex® Plus	54
JOBST® Elvarex® Soft	55
JOBST® Elvarex® Soft sans couture	56
Bellisse®	57

REPOS - DE NUIT

JOBST® Relax	59
JOBST® JoViPak®	61

AUTRES

Accessoires et aide à l'enfilage	73
Aide à l'enfilage Arion	74
Composition des vêtements	75

INNOVATIONS JOBST®

Essity Canada Inc. relie son large portfolio en soins de plaies, maladies vasculaires, en lymphologie et en soins orthopédiques non invasifs de haut niveau technologiques, pour répondre aux besoins du marché qui veut des traitements plus efficaces et moins complexes. Grâce à son réseau unique et holistique de solutions de thérapies intégrées qui est continuellement en développement, Essity assure un continuum de soins.



JOBST® SOFTFIT^{MC} - VRAIE COMPRESSION GRADUÉE

Les vêtements dotés de l'unique technologie JOBST SoftFit ont un fil de silicone tricoté dans la bande supérieure pour garder le bas en place sans marquer la peau. Vos patients peuvent se sentir **à l'aise de bouger en tout confort et en toute confiance** sans s'inquiéter de vêtements qui glissent.



Tricot en 3D

TRICOT EN 3D - COMME UNE SECONDE PEAU

La technologie de tricot en 3D épouse chaque forme du corps avec précision et a révolutionné le marché avec des vêtements de compression d'une qualité irréprochable et un ajustement anatomique pour un confort procurant une impression de **seconde peau**.



JOBST® SENSIBLE - BANDE EN SILICONE PLUS CONFORTABLE

JOBST® a amélioré ses bas à la cuisse de très grande qualité avec une bande de maintien de **silicone plus confortable**, faite de fils de silicone tricotés dans le tissu au lieu de recouvrir la surface. Ceci permet une distribution uniforme de la friction, une adhérence douce pour la peau et moins d'humidité, ce qui résulte en une diminution de marques rouges et d'irritation de la peau.



DRI-RELEASE® - DES PIEDS AU SEC ET CONFORTABLES

Gestion de l'humidité pour aider à garder les **pieds au sec et confortables**.



AJUSTEMENT CONTOUR

À l'encontre de la technologie de tricot plat, ajustement contour fonctionne en adaptant l'ajustement au membre sur 4 positions (au lieu d'une) pour créer un vêtement qui s'ajuste réellement à la forme unique du corps de la personne.

SOLUTIONS JOBST® POUR DÉVELOPPER LES AFFAIRES

Liens vers des ressources JOBST essentielles


CATALOGUE DES PRODUITS	LOGO DE MARQUES	DÉTAILS ET IMAGES DE PRODUITS	ÉLÉMENTS DE STYLE	PUBLICITÉ

Actifs numériques JOBST



Inscrivez-vous à **PATH**, notre nouvelle plateforme éducationnelle


Plateforme éducative JOBST



Boutique virtuelle JOBST® prêt-à-porter



Boutique virtuelle JOBST® sur mesure



www.jobstcanada.com

Demandez-nous des précisions sur nos planogrammes JOBST



Scannez le code QR pour accéder à la version numérique incluant les liens vers les ressources

Boutique virtuelle de produits médicaux et de santé Essity

Accès sûr et rapide à des solutions médicales innovatrices
À un seul clic!



De multiples avantages sur une seule plateforme



Accédez au catalogue de Produits médicaux et de santé complet d'Essity en tout temps, sur votre ordinateur ou appareil mobile.



Effectuez vos achats en quelques clics seulement avec notre option de commande rapide.



Fonctionnalité de recherche prédictive pour sélectionner facilement le bon produit et découvrir l'assortiment complet.



Suivez le traitement de votre commande en temps réel.



Obtenez des suggestions de produits alternatifs pour faire correspondre le produit qui convient le mieux à vos besoins.



Voyez les prix, rabais et promotions directement dans votre panier, sans oublier les offres exclusives.



Renouvelez des achats antécédents en accédant à votre historique d'achats.




Accédez à vos factures et téléchargez-les en format PDF.

POUR Y ACCÉDER : Inscrivez-vous en quelques étapes simples. Une fois que vous aurez reçu votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous serez prêt à ouvrir une séance sûre à la boutique virtuelle.

www.shop.hm.essity.ca

Inscription Client	
Utilisateur	Entreprise
Adresse courriel*	Nom de l'organisation*
Prénom*	Nombre de comptes
Nom de famille*	Utilisé du passé
Mot de passe*	Nombre de fois*
Répétez le mot de passe*	Nom de rue*



Actimove® Delta-Cast®

HydroferaBLUE

Leukoplast®

Cutimed®


DOUBLURE AquaCast



Découvrez la Boutique virtuelle d'Essity maintenant!
shop.hm.essity.ca

essity | Produits médicaux et de santé

AMÉLIOREZ VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE



DÉFIER LA GRAVITÉ



AVEC LE GUIDE DES ACTIFS NUMÉRIQUES JOBST®

Le Guide des actifs numériques JOBST facilite l'accès au marché en fournissant du contenu riche, engageant et à jour, ce qui vous permet de vous concentrer sur la vente et l'amélioration de la découverte de produits dans tous vos réseaux de distribution en ligne.

ACCÈS FACILE ET RAPIDE

Téléchargez rapidement des produits JOBST dans votre site Internet avec du contenu engageant, de haute qualité.

CATALOGUE LIBRE SERVICE

Sélectionnez seulement les produits dont vous avez besoin et personnalisez vos téléchargements pour qu'ils entrent dans les paramètres de votre site.

TÉLÉCHARGEMENTS D'IMAGES FLEXIBLES

Choisissez entre des fichiers zip, Excel avec liens vers des images ou téléchargez des images individuelles directement à partir de la page du produit.

TOUJOURS À JOUR

Restez aligné sur les plus récents lancements de produits grâce à des mises à jour de contenu en temps réel.

ACTIFS PRÊTS À LA COMMERCIALISATION

Profitez d'images et de contenu commercialisable synchronisés avec vos campagnes JOBST actuelles pour accentuer votre stratégie en ligne.

ACCÉDEZ À DES ACTIFS PRÊTS POUR LE MARCHÉ



[CATALOGUE DES PRODUITS
DE COMPRESSION JOBST](#)



[PRODUITS ET IMAGES JOBST](#)



[IMAGES ASSOCIÉES AU
STYLE DE VIE AVEC
JOBST](#)



[PUBLICITÉS JOBST](#)



[FORMULAIRES DE COMMANDE](#)

www.jobstcanada.com

GUIDE DE SÉLECTION PRÊT-À-PORTER

15-20 mmHg*

Varicosités mineures, jambes douloureuses, fatiguées, grossesse, prévention, voyage ou enflure mineure d'un membre

20-30 mmHg*

Varicosités modérées ou graves, enflure modérée d'un membre, post-chirurgie, post-sclérothérapie, grossesse, thrombophlébite superficielle

30-40 mmHg*

Prévention/récurrence d'ulcère veineux, varicosités graves, enflure grave d'un membre/lymphœdème, insuffisance veineuse chronique, post-chirurgie, post-sclérothérapie

GENRE

HOMME

FEMME

AU GENOU

À LA CUISSE

AU GENOU

À LA CUISSE

À LA TAILLE

TOUS LES JOURS GÉNÉRAL :
forMEN Relief

SITUATIONNEL :
ActiveWear Sport

TOUS LES JOURS GÉNÉRAL :
forMEN Relief

TOUS LES JOURS GÉNÉRAL :
Ultrasheer Opaque Relief

TOUS LES JOURS GÉNÉRAL :
Ultrasheer Opaque Relief

TOUS LES JOURS GÉNÉRAL :
Ultrasheer Opaque Relief

TOUS LES JOURS SPÉCIALITÉ :
Style

TOUS LES JOURS SPÉCIALITÉ :
Style

MÉDICAL :
UlcerCARE

SITUATIONNEL :
ActiveWear Sport



MÉDICAL :
UlcerCARE

* Compression moyenne pour une cheville de taille moyenne.


Veillez consulter l'étiquette de produit ou l'encart d'emballage pour connaître les directives d'utilisation sécuritaires complètes de ces produits.

CHARTE DE MESURES

JOBST® (tous les produits sauf ceux qui suivent)

Mesures (cm)	P	M	G	TG	GM*	TGM**
Cheville (B)	18-21	21-25	25-29	29-33	25-30	30-36
Mollet (C)	28-38	30-42	32-46	34-50	46-61	46-61
Cuisse (G)	40-62	46-70	54-78	60-81		
Hanche (H)	71-117	76-127	81-137	102-166		
	LD Taille petite : ≤ 38 cm / Régulier : > 38 cm					
	LG Taille petite : ≤ 68,5 cm / Régulier : > 68,5 cm					


Points de mesure





JOBST® Style

Mesures (cm)	P	M	G	TG	GM*	TGM**
	LD Taille petite: < 40 cm / Régulier : 40 cm - 44 cm / Long : > 44 cm					


Pour les circonférences, consultez le tableau plus haut.



JOBST® forMen

Mesures (cm)	P	M	G	TG	GM*	TGM**
	LD Taille régulier : 38 cm - 45 cm / Long : > 45 cm - 51,5 cm					
	LG Taille régulier : 68,5 cm - 80 cm					

Pour les circonférences, consultez le tableau plus haut.



REMARQUE : Longueur régulière, à moins que la taille soit spécifiée Petite ou Longue.

* GM : Grand mollet **TGM : T-grand mollet

cB (circonférence juste au-dessus de l'os de la cheville), cC (circonférence au point le plus fort du mollet), cG (circonférence au point le plus fort de la cuisse), cH (circonférence à la hanche), LD (longueur de la partie inférieure de la jambe) LD (=2 doigts sous le plus du genou jusqu'au plancher), LG (=longueur du pli fessier jusqu'au plancher)

RÉSUMÉ DES STYLES ET COULEURS

PRODUITS POUR FEMMES

Modèles	Au genou pointe fermée	Au genou pointe ouverte	Au genou SoftFit ^{MC} pointe fermée	À la cuisse pointe fermée	À la cuisse pointe ouverte	À la cuisse pointe fermée Sensitive	À la taille	Petite pointe fermée	Petite pointe ouverte
15-20 mmHg									
JOBST® Opaque	● ●	● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●
JOBST® UltraSheer	●* ●* ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	
20-30 mmHg									
JOBST® Opaque	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●
JOBST® UltraSheer	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ●
30-40 mmHg									
JOBST® Opaque	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●* ●*	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ●



* Disponible en formats grand mollet (GGM) et très grand mollet (TGGM)

RÉSUMÉ DES STYLES ET COULEURS

PRODUITS POUR HOMMES

Modèles	Au genou SoftFit ^{MC} pointe fermée	Au genou SoftFit ^{MC} pointe ouverte	Long au genou SoftFit ^{MC} pointe fermée	À la cuisse pointe fermée	Long à la cuisse pointe fermée
15-20 mmHg					
JOBST [®] forMen	● ● ●		●	● ●	
20-30 mmHg					
JOBST [®] forMen	●* ●* ●*	●	●	● ●	●
30-40 mmHg					
JOBST [®] forMen	●* ●* ●*			● ●	

PRODUITS UNISEXES

Modèles	Au genou pointe fermée	Au genou pointe ouverte	Au genou SoftFit ^{MC} pointe fermée	À la cuisse pointe fermée	À la cuisse pointe ouverte	À la taille	Petite	Longue
15-20 mmHg								
JOBST [®] Style			●* ●* ●*				● ● ●	● ● ●
JOBST [®] Sport	● ● ● ● ● ●							
JOBST [®] ActiveWear	●* ○* ●*							
JOBST [®] Relief	●* ●*	●*		● ●	●			
20-30 mmHg								
JOBST [®] Style			●* ●* ●*				● ● ●	● ● ●
JOBST [®] Sport	● ● ● ● ● ●							
JOBST [®] ActiveWear	●* ○* ●*							
JOBST [®] Relief	●* ●*	●*		● ●	●	●	●*	
30-40 mmHg								
JOBST [®] Style			●* ●* ●*				● ● ●	
JOBST [®] ActiveWear	●* ○* ●*							
JOBST [®] Relief	●* ●*	●*		● ●	●	●		

* Disponible en formats grand mollet (GGM) et très grand mollet (TGGM)


JOBST® ULTRASHEER

ÉLÉGANCE PURE

- Transparence dans un design léger
- Les motifs et couleurs tendance combinent efficacité thérapeutique et apparence à la mode

CONFORT ET DURABILITÉ

- Pointe et talon renforcés pour une plus grande durabilité
- Capacité d'étirement élevée pour un enfilage facile et confortable



MODÈLES



Au genou À la cuisse À la taille

POINTES




Pointe ouverte Pointe fermée

CLASSES DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

COULEURS



BANDES



Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression. Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.

Table des matières

JOBST® ULTRASHEER Au genou



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG	GM	TGM
15-20 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7771173	7771273	7771373	7771471	7533200	7533300
	Petite/Standard	Fermée	7516508	7516608	7516708	7516808		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7768106	7768107	7768108	7768109	7768110	7768111
	Régulier/Standard	Ouverte	7771176	7771276	7771376	7771474		
● Beige	Régulier/Standard	Fermée	7771169	7771269	7771369	7771467	7533201	7533301
	Petite/Standard	Fermée	7516509	7516609	7516709	7516809		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7768100	7768101	7768102	7768103	7768104	7768105
	Régulier/Standard	Ouverte	7771174	7771274	7771374	7771472		
● Miel	Régulier/Standard	Fermée	7516521	7516621	7516721	7516821		
● Doré	Régulier/Standard	Fermée	7771170	7771270	7771370	7771468		
	Petite/Standard	Fermée	7516510	7516610	7516710	7516810		
● Espresso	Régulier/Standard	Fermée	7516522	7516622	7516722	7516822		
● Anthracite	Régulier/Standard	Fermée	7516515	7516615	7516715	7516815		
● Bronze	Régulier/Standard	Fermée	7771177	7771277	7771377	7771477		
20-30 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7772967	7773167	7773367	7773567	7533400	7533600
	Petite/Standard	Fermée	7520106	7520206	7520306	7520406		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7768118	7768119	7768120	7768121	7768122	7768123
	Régulier/Standard	Ouverte	7772976	7773176	7773376	7773576	7533410	7533610
	Petite/Standard	Ouverte	7520125	7520225	7520325	7520425		
● Beige	Régulier	Fermée	7772966	7773166	7773366	7773566	7533401	7533601
	Petite	Fermée	7520107	7520207	7520307	7520407		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7768112	7768113	7768114	7768115	7768116	7768117
	Régulier/Standard	Ouverte	7772977	7773177	7773377	7773577	7533412	7533612
	Petite/Standard	Ouverte	7520126	7520226	7520326	7520426		
● Miel	Régulier/Standard	Fermée	7520115	7520215	7520315	7520415		
	Régulier/Standard	Ouverte	7772978	7773178	7773378	7773578	7533411	7533611
● Doré	Régulier/Standard	Fermée	7772969	7773169	7773369	7773569		
	Petite/Standard	Fermée	7520108	7520208	7520308	7520408		
● Espresso	Régulier/Standard	Fermée	7520116	7520216	7520316	7520416		
● Anthracite	Régulier/Standard	Fermée	7520111	7520211	7520311	7520411		
● Bronze	Régulier/Standard	Fermée	7772979	7773179	7773379	7773579		

JOBST® ULTRASHEER À la cuisse



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
● Noir	Régulier/Dentelle	Fermée	7771574	7771674	7771774	7771973
	Régulier/Pois	Fermée	7771566	7771666	7771766	7771965
	Petite/Dentelle	Fermée	7516905	7517005	7517105	7517205
	Régulier/Sensitive	Fermée	7768600	7768601	7768602	7768603
	Petite/Sensitive	Fermée	7768616	7768617	7768618	7768619
	Régulier/Pois	Ouverte	7771576	7771676	7771776	7771976
● Beige	Régulier/Dentelle	Fermée	7771570	7771670	7771770	7771969
	Régulier/Pois	Fermée	7771565	7771665	7771765	7771964
	Petite/Dentelle	Fermée	7516906	7517006	7517106	7517206
	Régulier/Sensitive	Fermée	7768608	7768609	7768610	7768611
	Petite/Sensitive	Fermée	7768624	7768625	7768626	7768627
	Régulier/Pois	Ouverte	7771577	7771677	7771777	7771977
● Miel	Régulier/Dentelle	Fermée	7516915	7517015	7517115	7517215
● Doré	Régulier/Dentelle	Fermée	7771571	7771671	7771771	7771970
	Régulier/Pois	Fermée	7771567	7771667	7771767	7771966
	Petite/Dentelle	Fermée	7516907	7517007	7517107	7517207
● Espresso	Régulier/Dentelle	Fermée	7516916	7517016	7517116	7517216
● Anthracite	Régulier/Dentelle	Fermée	7516911	7517011	7517111	7517211
● Bronze	Régulier/Pois	Fermée	7771578	7771678	7771778	7771978
20-30 mmHg						
● Noir	Régulier/Dentelle	Fermée	7773669	7773861	7773961	7774161
	Régulier/Pois	Fermée	7773666	7773858	7773958	7774158
	Petite/Dentelle	Fermée	7520506	7520606	7520706	7520806
	Régulier/Sensitive	Fermée	7768700	7768701	7768702	7768703
	Petite/Sensitive	Fermée	7768716	7768717	7768718	7768719
	Régulier/Pois	Ouverte	7773676	7773876	7773976	7774176
● Beige	Régulier/Dentelle	Fermée	7773668	7773860	7773960	7774160
	Régulier/Pois	Fermée	7773665	7773857	7773957	7774157
	Petite/Dentelle	Fermée	7520507	7520607	7520707	7520807
	Régulier/Sensitive	Fermée	7768708	7768709	7768710	7768711
	Petite/Sensitive	Fermée	7768724	7768725	7768726	7768727
	Régulier/Pois	Ouverte	7773677	7773877	7773977	7774177
	Petite/Pois	Ouverte	7520530	7520630	7520730	7520830
● Miel	Régulier/Dentelle	Fermée	7520518	7520618	7520718	7520818
	Régulier/Pois	Ouverte	7773678	7773878	7773978	7774178
● Doré	Régulier/Dentelle	Fermée	7773671	7773863	7773963	7774163
	Régulier/Pois	Fermée	7773667	7773859	7773959	7774159
	Petite/Dentelle	Fermée	7520508	7520608	7520708	7520808
● Espresso	Régulier/Dentelle	Fermée	7520519	7520619	7520719	7520819
● Anthracite	Régulier/Dentelle	Fermée	7520512	7520612	7520712	7520812
● Bronze	Régulier/Pois	Fermée	7773679	7773879	7773979	7774179

JOBST® ULTRASHEER À la taille

Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
● Noir	Régulier	Fermée	7772072	7772172	7772272	7772369
● Beige	Régulier	Fermée	7772068	7772168	7772268	7772365
● Miel	Régulier	Fermée	7517310	7517410	7517510	7517610
● Doré	Régulier	Fermée	7772069	7772169	7772269	7772366
● Espresso	Régulier	Fermée	7517311	7517411	7517511	7517611
● Anthracite	Régulier	Fermée	7517306	7517406	7517506	7517606
● Bronze	Régulier	Fermée	7772074	7772174	7772274	7772374
20-30 mmHg						
● Noir	Régulier	Fermée	7774368	7774567	7774967	7775167
● Beige	Régulier	Fermée	7774367	7774566	7774966	7775166
● Miel	Régulier	Fermée	7520911	7521011	7521111	7521211
● Doré	Régulier	Fermée	7774369	7774568	7774968	7775168
● Espresso	Régulier	Fermée	7520912	7521012	7521112	7521212
● Anthracite	Régulier	Fermée	7520907	7521007	7521107	7521207
● Bronze	Régulier	Fermée	7774372	7774572	7774972	7775172



JOBST® OPAQUE

CONFORT HAUT DE GAMME


- Apparence lisse et élégante
- Gestion de l'humidité, aide à garder la peau au sec
- Facile à enfiler grâce aux fils spécialement traités pour souplesse et douceur

CONFORT ET DURABILITÉ

- Pointe et talon renforcés pour une plus grande durabilité
- Fils de qualité pour une texture douce et durable




MODÈLES



POINTES




CLASSES DE COMPRESSION



COULEURS



BANDES



Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression. Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.

Table des matières

JOBST® OPAQUE Au genou



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG	GM	TGM
15-20 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7867805	7867905	7868805	7868905		
	Petite/Standard	Fermée	7518105	7518205	7518305	7518405		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769200	7769201	7769202	7769203		
	Régulier/Standard	Ouverte	7778140	7778240	7778340	7778440		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Ouverte	7769300	7769301	7769302	7769303		
● Beige	Régulier/Standard	Fermée	7867807	7867907	7868807	7868907		
	Petite/Standard	Fermée	7518106	7518206	7518306	7518406		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769204	7769205	7769206	7769207		
	Régulier/Standard	Ouverte	7778141	7778241	7778341	7778441		
	Petite/Standard	Ouverte	7518104	7518204	7518304	7518404		
● Miel	Régulier/SoftFit ^{MC}	Ouverte	7769304	7769305	7769306	7769307		
● Espresso	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769208	7769209	7769210	7769211		
● Anthracite	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769212	7769213	7769214	7769215		
● Marine	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7533553	7533554	7533555	7533556		
● Marine	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769216	7769217	7769218	7769219		
20-30 mmHg								
● Noir	Régulier	Fermée	7747616	7747716	7747816	7748016	7848903	7848803
	Petite	Fermée	7521706	7521806	7521906	7522006		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769225	7769226	7769227	7769228	7769229	7769230
	Régulier	Ouverte	7866704	7866804	7866904	7867004	7848400	7848700
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Ouverte	7769315	7769316	7769317	7769318	7769319	7769320
● Beige	Régulier	Fermée	7747618	7747718	7747818	7748018	7848902	7848802
	Petite	Fermée	7521707	7521807	7521907	7522007		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769231	7769232	7769233	7769234	7769235	7769236
	Régulier	Ouverte	7866705	7866805	7866905	7867005	7848401	7848701
	Petite	Ouverte	7521708	7521808	7521908	7522008		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Ouverte	7769321	7769322	7769323	7769324	7769325	7769326
● Miel	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769237	7769238	7769239	7769240		
● Espresso	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769241	7769242	7769243	7769244		
● Anthracite	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7533567	7533568	7533569	7533570		
● Marine	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769245	7769246	7769247	7769248		
30-40 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7749313	7749413	7749513	7749613	7848703	7848403
	Petite/Standard	Fermée	7522905	7523005	7523105	7523205		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769254	7769255	7769256	7769257	7769258	7769259
	Régulier/Standard	Ouverte	-	7867504	7867604	7867704	7848800	7848900
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Ouverte	7769330	7769331	7769332	7769333	7769334	7769335
● Beige	Régulier/Standard	Fermée	7749315	7749415	7749515	7749615	7848702	7848402
	Petite/Standard	Fermée	7522906	7523006	7523106	7523206		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769260	7769261	7769262	7769263	7769264	7769265
	Régulier/Standard	Ouverte	7867405	7867505	7867605	7867705	7848801	7848901
	Petite/Standard	Ouverte	7522907	7523007	7523107	7523207		
	Régulier/SoftFit ^{MC}	Ouverte	7769336	7769337	7769338	7769339	7769340	7769341
● Miel	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769266	7769267	7769268	7769269		
● Espresso	Régulier/SoftFit ^{MC}	Fermée	7769270	7769271	7769272	7769273		

JOBST® OPAQUE À la cuisse



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	7705602	7707502	7708102	7708302
	Régulier/Sensitive	Fermée	7768900	7768901	7768902	7768903
	Régulier/Pois	Ouverte	7705605	7707505	7708105	7708305
● Beige	Régulier/Pois	Fermée	7705603	7707503	7708103	7708303
	Petite/Pois	Fermée	7518506	7518606	7518706	7518806
	Régulier/Sensitive	Fermée	7768908	7768909	7768910	7768911
	Petite/Sensitive	Fermée	7768916	7768917	7768918	7768919
	Régulier/Pois	Ouverte	7705604	7707504	7708104	7708304
● Miel	Petite/Pois	Ouverte	7518504	7518604	7518704	7518804
	Régulier/Pois	Fermée	7705606	7707506	7708106	7708306
	Régulier/Pois	Ouverte	7705608	7707508	7708108	7708308
● Espresso	Régulier/Pois	Fermée	7705607	7707507	7708107	7708307
● Anthracite	Régulier/Pois	Fermée	7761230	7761231	7761232	7761233
● Marine	Régulier/Pois	Fermée	7278300	7278305	7278310	7278315
20-30 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	7748115	7748215	7748315	7748415
	Régulier/Sensitive	Fermée	7769000	7769001	7769002	7769003
	Régulier/Pois	Ouverte	7748118	7748218	7748318	7748418
● Beige	Régulier/Pois	Fermée	7748116	7748216	7748316	7748416
	Petite/Pois	Fermée	7522105	7522205	7522305	7522405
	Régulier/Sensitive	Fermée	7769008	7769009	7769010	7769011
	Petite/Sensitive	Fermée	7769016	7769017	7769018	7769019
	Régulier/Pois	Ouverte	7748117	7748217	7748317	7748417
● Miel	Petite/Pois	Ouverte	7522106	7522206	7522306	7522406
	Régulier/Pois	Fermée	7748119	7748219	7748319	7748419
	Régulier/Pois	Ouverte	7748120	7748220	7748320	7748420
● Espresso	Régulier/Pois	Fermée	7748121	7748221	7748321	7748421
● Anthracite	Régulier/Pois	Fermée	7761330	7761331	7761332	7761333
● Marine	Régulier/Pois	Fermée	7278800	7278805	7278810	7278815
30-40 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	7749709	7749809	7749909	7750009
	Régulier/Sensitive	Fermée	7769100	7769101	7769102	7769103
	Régulier/Pois	Ouverte	7749712	7749812	7749912	7750012
● Beige	Régulier/Pois	Fermée	7749710	7749810	7749910	7750010
	Petite/Pois	Fermée	7523305	7523405	7523505	7523605
	Régulier/Sensitive	Fermée	7769108	7769109	7769110	7769111
	Petite/Sensitive	Fermée	7769116	7769117	7769118	7769119
	Régulier/Pois	Ouverte	7749711	7749811	7749911	7750011
● Miel	Petite/Pois	Ouverte	7523306	7523406	7523506	7523606
	Régulier/Pois	Fermée	7749713	7749813	7749913	7750013
	Régulier/Pois	Ouverte	7749714	7749814	7749914	7750014
● Espresso	Régulier/Pois	Fermée	7749715	7749815	7749915	7750015

JOBST® OPAQUE À la taille




Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
● Noir	Régulier	Fermée	7779141	7779241	7779341	7779540
● Beige	Régulier	Fermée	7779143	7779243	7779343	7779542
● Anthracite	Régulier	Fermée	7761250	7761251	7761252	7761253
● Marine	Régulier	Fermée	7278400	7278405	7278410	7278415
20-30 mmHg						
● Noir	Régulier	Fermée	7748517	7748616	7748916	7749216
● Beige	Régulier	Fermée	7748519	7748618	7748918	7749218
● Anthracite	Régulier	Fermée	7761350	7761351	7761352	7761353
● Marine	Régulier	Fermée	7271805	7271815	7271825	7271835
30-40 mmHg						
● Noir	Régulier	Fermée	7750210	7750310	7750410	7750510
● Beige	Régulier	Fermée	7750212	7750312	7750412	7750512






JOBST® FORMEN



AVANTAGES ACCRUS, PRODUIT UNIQUE AMÉLIORÉ

- Technologie SoftFit garde le bas bien en place pour plus de confort
- Tissu durable conçu pour une compression de longue durée
- Technologie Stay Fresh aide à garder les pieds au sec et au frais pendant toute la journée
- Semelle spécialement conçue pour procurer un effet amortissant
- Nouvelle zone anatomique aux orteils pour un confort et un ajustement accrus

MODÈLES



Au genou À la cuisse

POINTES



Pointe Ouverte Pointe fermée

CLASSES DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

COULEURS




Noir

Kaki

Marine

BANDES



Micro pois

Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression.

Table des matières

JOBST® forMEN Au genou



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG	GM	TGM
15-20 mmHg								
● Noir	Régulier/SoftFit™	Fermée	6052040	6052041	6052042	6052043		
	Long/SoftFit™	Fermée	6052046	6052047	6052048	6052049		
● Marine	Régulier/SoftFit™	Fermée	6052220	6052221	6052222	6052223		
● Kaki	Régulier/SoftFit™	Fermée	6052140	6052141	6052142	6052143		
20-30 mmHg								
● Noir	Régulier/SoftFit™	Fermée	6052640	6052641	6052642	6052643	6052644	6052645
	Long/SoftFit™	Fermée	6052646	6052647	6052648	6052649		
	Régulier/SoftFit™	Ouverte	6052660	6052661	6052662	6052663		
● Marine	Régulier/SoftFit™	Fermée	6052800	6052801	6052802	6052803	6052804	6052805
● Kaki	Régulier/SoftFit™	Fermée	6052740	6052741	6052742	6052743	6052744	6052745
30-40 mmHg								
● Noir	Régulier/SoftFit™	Fermée	6053240	6053241	6053242	6053243	6053244	6053245
● Marine	Régulier/SoftFit™	Fermée	6053400	6053401	6053402	6053403	6053404	6053405
● Kaki	Régulier/SoftFit™	Fermée	6053340	6053341	6053342	6053343	6053344	6053345

JOBST® forMEN À la cuisse



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	6042220	6042221	6042222	6042223
● Kaki	Régulier/Pois	Fermée	6042260	6042261	6042262	6042263
20-30 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	6042420	6042421	6042422	6042423
	Long/Pois	Fermée	6042424	6042425	6042426	6042427
● Kaki	Régulier/Pois	Fermée	6042460	6042461	6042462	6042463
30-40 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	6042620	6042621	6042622	6042623
● Kaki	Régulier/Pois	Fermée	6042660	6042661	6042662	6042663

JOBST® SPORT

CONÇU POUR LES SPORTIFS

- Chaussette de compression athlétique douce et respirante
- Design attrayant et athlétique
- Contrôle des odeurs et gestion de l'humidité
- Unisexe

MODÈLE POINTE



Au genou



Pointe fermée



CLASSES DE COMPRESSION


15-20 mmHg

20-30 mmHg

COULEURS



BANDE



Standard

* Tous les produits JOBST Sport son doté d'une bande standard.

JOBST® SPORT Au genou



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
Gris foncé/pâle	Régulier	Fermée	7528910	7528911	7528912	7528913
Gris pâle/Blanc	Régulier	Fermée	7528900	7528901	7528902	7528903
Noir/Noir	Régulier	Fermée	7528940	7528941	7528942	7528943
Bleu royal/Gris	Régulier	Fermée	7528950	7528951	7528952	7528953
Rose/Gris foncé	Régulier	Fermée	7528960	7528961	7528962	7528963
20-30 mmHg						
Gris foncé/pâle	Régulier	Fermée	7529010	7529011	7529012	7529013
Gris pâle/Blanc	Régulier	Fermée	7529000	7529001	7529002	7529003
Noir/Noir	Régulier	Fermée	7529040	7529041	7529042	7529043
Bleu royal/Gris	Régulier	Fermée	7529050	7529051	7529052	7529053
Rose/Gris foncé	Régulier	Fermée	7529060	7529061	7529062	7529063

JOBST® STYLE

CONFORTABLE ET MODE

- Motif Argyle attrayant
- Tissu doux et respirant confortable pendant toute la journée
- Moins de fils veut dire moins de marques sur la peau
- Unisexe

MODÈLE POINTE



Au genou



Fermée



CLASSES DE COMPRESSION

15-20 mmHg


20-30 mmHg

30-40 mmHg

COULEURS

Argyle
roseArgyle
bleuArgyle
gris

BANDE



* Tous les produits
JOBST Style son
doté d'une bande
SoftFit^{MC}

JOBST® STYLE Au genou



Couleur	Longueur/Bande	P	M	G	TG	GM	TGM
15-20 mmHg							
Argyle Rose	Petite/SoftFit ^{MC}	6039240	6039241	6039242	6039243	6039244	6039245
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039246	6039247	6039248	6039249	6039250	6039251
	Long/SoftFit ^{MC}	6039252	6039253	6039254	6039255	6039256	6039257
Argyle Bleu	Petite/SoftFit ^{MC}	6039200	6039201	6039202	6039203	6039204	6039205
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039206	6039207	6039208	6039209	6039210	6039211
	Long/SoftFit ^{MC}	6039212	6039213	6039214	6039215	6039216	6039217
Argyle Gris	Petite/SoftFit ^{MC}	6039220	6039221	6039222	6039223	6039224	6039225
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039226	6039227	6039228	6039229	6039230	6039231
	Long/SoftFit ^{MC}	6039232	6039233	6039234	6039235	6039236	6039237
20-30 mmHg							
Argyle Rose	Petite/SoftFit ^{MC}	6039340	6039341	6039342	6039343	6039344	6039345
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039346	6039347	6039348	6039349	6039350	6039351
	Long/SoftFit ^{MC}	6039352	6039353	6039354	6039355	6039356	6039357
Argyle Bleu	Petite/SoftFit ^{MC}	6039300	6039301	6039302	6039303	6039304	6039305
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039306	6039307	6039308	6039309	6039310	6039311
	Long/SoftFit ^{MC}	6039312	6039313	6039314	6039315	6039316	6039317
Argyle Gris	Petite/SoftFit ^{MC}	6039320	6039321	6039322	6039323	6039324	6039325
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039326	6039327	6039328	6039329	6039330	6039331
	Long/SoftFit ^{MC}	6039332	6039333	6039334	6039335	6039336	6039337
30-40 mmHg							
Argyle Rose	Petite/SoftFit ^{MC}	6039440	6039441	6039442	6039443	6039444	6039445
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039446	6039447	6039448	6039449	6039450	6039451
Argyle Bleu	Petite/SoftFit ^{MC}	6039400	6039401	6039402	6039403	6039404	6039405
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039406	6039407	6039408	6039409	6039410	6039411
Argyle Gris	Petite/SoftFit ^{MC}	6039420	6039421	6039422	6039423	6039424	6039425
	Régulier/SoftFit ^{MC}	6039426	6039427	6039428	6039429	6039430	6039431

JOBST® ACTIVEWEAR

LE CONFORT AVANT TOUT

- Pied extra coussiné avec talon et pointe renforcés améliorant le confort et la résistance à l'usure
- Procure la sensation du coton grâce au tissu mélangé avec DriRelease®
- Pointe sans couture
- Unisexe

MODÈLE POINTE



Au genou



Pointe fermée




CLASSES DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

COULEURS



BANDE



Standard



* Tous les produits JOBST Sport son doté d'une bande standard.

JOBST® ACTIVEWEAR Au genou




Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG	GM	TGM
15-20 mmHg								
● Noir	Régulier	Fermée	7514701	7514801	7514901	7515001	7514711	7514716
○ Blanc	Régulier	Fermée	7514700	7514800	7514900	7515000	7514710	7514715
● Gris	Régulier	Fermée	7514707	7514807	7514907	7515007	7514713	7514718
20-30 mmHg								
● Noir	Régulier	Fermée	7515501	7515601	7515701	7515801	7515511	7515516
○ Blanc	Régulier	Fermée	7515500	7515600	7515700	7515800	7515510	7515515
● Gris	Régulier	Fermée	7515506	7515606	7515706	7515806	7515513	7515518
30-40 mmHg								
● Noir	Régulier	Fermée	7541101	7541201	7541301	7541401	7541111	7541116
○ Blanc	Régulier	Fermée	7541100	7541200	7541300	7541400	7541110	7541115
● Gris	Régulier	Fermée	7541105	7541205	7541305	7541405	7541113	7541118

JOBST® RELIEF

COMPRESSION EFFICACE ET ABORDABLE

- Prix abordable sans compromettre l'efficacité de la compression
- Pointe et talon renforcés résistants à l'usure et la déchirure
- Unisexe

MODÈLES



Au genou À la cuisse À la taille Jambière



POINTES



Pointe ouverte Pointe fermée

CLASSES DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

COULEURS



Beige

Noir

BANDES



Standard

Silicone à pois

JOBST® RELIEF Au genou



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG	GM	TGM
15-20 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7533902	7534002	7534102	7534202	7534302	7534402
● Beige	Régulier/Standard	Fermée	7533901	7534001	7534101	7534201	7534301	7534401
	Régulier/Standard	Ouverte	7533900	7534000	7534100	7534200	7534300	7534400
20-30 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7805007	7805107	7805207	7805307	7797504	7797604
● Beige	Régulier/Standard	Fermée	7805003	7805103	7805203	7805303	7797501	7797601
	Régulier/Standard	Ouverte	7805002	7805102	7805202	7805302	7797500	7797600
	Régulier/Pois	Fermée	6038500	7805111	7805211	7805311	7797511	7797611
	Petite/Pois	Fermée	6038510	6038511	6038512	6038513	6038520	6038521
30-40 mmHg								
● Noir	Régulier/Standard	Fermée	7805407	7805507	7805607	7805707	7797704	7797804
● Beige	Régulier/Standard	Fermée	7805403	7805503	7805603	7805703	7797701	7797801
	Régulier/Standard	Ouverte	7805402	7805502	7805602	7805702	7797700	7797800

Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression. Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.

JOBST® RELIEF À la cuisse



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
15-20 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	7534502	7534602	7534702	7534802
● Beige	Régulier/Pois	Fermée	7534501	7534601	7534701	7534801
	Régulier/Pois	Ouverte	7534500	7534600	7534700	7534800
20-30 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	7804207	7804307	7804407	7804507
● Beige	Régulier/Pois	Fermée	7804206	7804306	7804406	7804506
	Régulier/Pois	Ouverte	7804205	7804305	7804405	7804505
	Petite/Pois	Fermée	7767504	7767502	7767500	7767506
30-40 mmHg						
● Noir	Régulier/Pois	Fermée	7805907	7804707	7804807	7804907
● Beige	Régulier/Pois	Fermée	7805906	7804706	7804806	7804906
	Régulier/Pois	Ouverte	7805905	7804705	7804805	7804905

JOBST® RELIEF À la taille



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
20-30 mmHg						
● Beige	Régulier	Fermée	7847603	7847703	7847803	7847903
	Régulier	Ouverte	7847602	7847702	7847802	7847902
30-40 mmHg						
● Beige	Régulier	Fermée	7848003	7848103	7848203	7848303
	Régulier	Ouverte	7848002	7848102	7848202	7848302

JOBST® RELIEF Jambière



Couleur	Longueur/Bande	Pointe	P	M	G	TG
20-30 mmHg						
● Beige	Régulier/Jambe gauche	Ouverte	7803102	7803202	7803302	7803402
	Régulier/Jambe droite	Ouverte	7803103	7803203	7803303	7803403
	Régulier/2 jambes	Ouverte	7803104	7803204	7803304	7803404
30-40 mmHg						
● Beige	Régulier/Jambe gauche	Ouverte		7803602	7803702	7804102
	Régulier/Jambe droite	Ouverte		7803603	7803703	7804103
	Régulier/2 jambes	Ouverte		7803604	7803704	7804104

JOBST® SENSIFOOT^{MC}

BAS DE SOUTIEN POUR DIABÉTIQUES

BAS DE SOUTIEN POUR DIABÉTIQUES


- Allie le confort d'une chaussette de tous les jours à la protection requise en raison de problèmes associés au diabète
- Compression légère, non contraignante pour garder la chaussette en place sans glisser ni s'entasser

CONFORT ET PROTECTION

- Couture douce et non irritante à la pointe réduit la pression et les irritations sur les orteils
- Rembourrage supplémentaire au pied, au talon et aux orteils pour moins de friction
- Fibre multiple acrylique emprisonne l'humidité loin de la peau pour garder les pieds confortables et au sec
- Fini antifongique et antibactérien inhibe la croissance de bactéries et de champignons sur la chaussette pour prévenir les odeurs



MODÈLES



POINTE



Fermée

CLASSE DE COMPRESSION

8-15 mmHg*

COULEURS



* Au genou et mi-mollet, compression moyenne pour une cheville de taille moyenne.

JOBST® SENSIFOOT BAS DE SOUTIEN POUR DIABÉTIQUES Au genou



Couleur	Pointe	TP	P	M	G	TG
● Noir	Fermée	6039600	6039601	6039602	6039603	6039604
○ Blanc	Fermée	6039630	6039631	6039632	6039633	6039634
● Marine	Fermée	6039620	6039621	6039622	6039623	6039624

JOBST® SENSIFOOT BAS DE SOUTIEN POUR DIABÉTIQUES Mi-mollet



Couleur	Pointe	P	M	G	TG
● Noir	Fermée	6039501	6039502	6039503	6039504
○ Blanc	Fermée	6039531	6039532	6039533	6039534
● Marine	Fermée	6039521	6039522	6039523	6039524

JOBST® SENSIFOOT BAS DE SOUTIEN POUR DIABÉTIQUES À la cheville



Couleur	Pointe	TP	P	M	G	TG
○ Blanc	Fermée	6039540	6039541	6039542	6039543	6039544

JOBST® SENSIFOOT BAS DE SOUTIEN POUR DIABÉTIQUES Grandeurs

	TP	P	M	G	TG
Femmes	4,5 - 6,5	7 - 9	9,5 - 11	11,5 - 13	
Hommes	3,5 - 5,5	6 - 8	8,5 - 10	10,5 - 12	12,5 - 14

JOBST® ULCERCARE

SYSTÈME DE COMPRESSION PRÊT-À-PORTER

JOBST® UlcerCARE permet la gestion efficace des ulcères veineux de la jambe tout en étant facile à utiliser - la combinaison parfaite pour améliorer la qualité de vie des patients.

INDICATIONS

- Ulcères veineux


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure une compression graduée de 40 mmHg*
- Délivre un facteur de rigidité élevé pour fournir une compression efficace
- Conçu pour être facile à manipuler par les patients et les soignants
- Contient de la soie dans la doublure pour faciliter l'enfilage
- Favorise l'indépendance du patient
- Peut être porté avec des souliers et vêtements ordinaires favorisant ainsi un mode de vie normal

*Compression nominale combinée ciblée pour une cheville de taille moyenne



MODÈLES



COULEURS



Couleur	Modèles	P	M	G	TG	2TG	3TG	Contenu de la boîte
● Beige	Sans fermeture éclair	7363001	7363002	7363003	7363004	7363005	7363006	1 bas & 2 doublures
● Noir	Sans fermeture éclair	7363031	7363032	7363033	7363034	7363035	7363036	1 bas & 2 doublures
● Beige	Fermeture éclair à gauche	7363101	7363102	7363103	7363104	7363105	7363106	1 bas & 2 doublures
● Beige	Fermeture éclair à droite	7363111	7363112	7363113	7363114	7363115	7363116	1 bas & 2 doublures
Doublures de remplacement								
○ Blanc		7363201	7363202	7363203	7363204	7363205		3 doublures

CHARTRE DE MESURES

Mesures (cm)	P	M	G	TG	2TG	3TG
Cheville	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36
Mollet	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58



JOBST® FARROWWRAP®

VÊTEMENT COMPRESSIONNÉ À COURTE ÉLASTICITÉ


- Pour les patients souffrant de lymphoedème léger à grave qui ont besoin d'une solution efficace et économique pouvant s'adapter aux changements de volume du membre
- FarrowWrap® est le vêtement breveté Elastic Short-Stretch^{MC} qui procure les avantages du bandage sans les soucis qu'il occasionne
- FarrowWrap® est parfait pour les patients dont l'œdème varie qui ont de la difficulté à enfiler un bas traditionnel
- Aide à prévenir l'enflure des membres au cours de la journée ou de la nuit
- Enfilage facile pour les patients à mobilité réduite
- Bandes ajustables faciles à utiliser
- Favorise l'indépendance du patient
- Aussi utilisé en présence de trouble vasculaire en conjonction avec les soins de plaie*



MODÈLES



Pièce de pied Pièce de jambe Pièce de cuisse



Pièce de bras Gantelet

CLASSES DE COMPRESSION

20-30 mmHg

FarrowWrap®
(seulement
Lite)

30-40 mmHg

FarrowWrap®
(tous les
autres)

COULEURS



Noir



Beige

(4000 seulement)

VARIATIONS

- Prêt-à-porter (PAP)
- Sur mesure (SM)
- Ajustable (Trim-to-Fit TTF)

*Toute plaie ouverte doit être couverte d'un pansement approprié avant d'enfiler la doublure ou le vêtement de compression.

JOBST® FARROWWRAP®

EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES

Description	Couleur	TP	P	M	G	TG
Pièce de bras						
LITE						
Court droit	Beige		7665012	7665014	7665016	
Court gauche	Beige		7665011	7665013	7665015	
Régulier droit	Beige		7665006	7665008	7665010	
Régulier gauche	Beige		7665005	7665007	7665009	
Long droit	Beige		7665000	7665002	7665004	
Long gauche	Beige		7665035	7665001	7665003	
TTF droit (Velcro® inclus)	Beige			7612002		7612003
TTF gauche (Velcro® inclus)	Beige			7612000		7612001
Gantelet						
Gantelet ambidextre avec carrés de mousse	Beige	7665300	7665301	7665302	7665303	



LITE Prêt-à-porter,
sur mesure et TTF



LITE Gauntelet



CLASSIC Sur mesure

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES

Description	Couleur	Doublure	TP	P	M	G	TG
La pièce de cuisse vient avec la pièce de genou FarrowWrap®							
LITE							
Court	Beige	2 TG Soft	7665505	7665506	7665507	7665508	7665509
Régulier	Beige	2 TG Soft	7665500	7665501	7665502	7665503	7665504
Long	Beige	2 TG Soft	7665510	7665511	7665512	7665513	7665514
CLASSIC							
Court	Beige	2 TG Soft	7665806	7665807	7665808	7665809	7665810
Régulier	Beige	2 TG Soft	7665800	7665801	7665802	7665803	7665804
Long	Beige	2 TG Soft	7665812	7665813	7665814	7665815	7665816
STRONG							
Court	Beige	2 TG Soft	7664905	7664906	7664907	7664908	7664909
Régulier	Beige	2 TG Soft	7664900	7664901	7664902	7664903	7664904
Long	Beige	2 TG Soft	7664910	7664911	7664912	7664913	7664914



LITE, STRONG PAP
et sur mesure

JOBST® FARROWWRAP®

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES

Description	Couleur	Doubleure	TP	P	M	G	TG
Pièce de jambe							
LITE							
Régulier	Beige	2 Farrow Standard	7665400	7665401	7665402	7665403	
Long	Beige	2 Farrow Standard	7665405	7665406	7665407	7665408	7665409
TTF (Velcro® inclus)	Beige	2 Farrow Standard			7612300		
Velcro® supplémentaire pour TTF	Beige	-			7612301		
Bande supplémentaire pour TTF	Beige	-			7612302		
CLASSIC							
Régulier	Beige	2 Farrow Standard	7665700	7665701	7665702	7665703	7665704
Long	Beige	2 Farrow Standard	7665705	7665706	7665707	7665708	7665709
STRONG							
Régulier	Beige	2 Farrow Standard	7664800	7664801	7664802	7664803	7664804
Long	Beige	2 Farrow Standard	7664805	7664806	7664807	7664808	7664809
TTF (Velcro® inclus)	Beige	2 Farrow Standard			7611800		7611801
Bande supplémentaire pour TTF	Beige	-			7611803		7611804
BASIC							
Régulier (Velcro® inclus)	Beige	1 FarrowHybrid®	7666000	7666001	7666002	7666003	7666004
Long (Velcro® inclus)	Beige	1 FarrowHybrid®	7666005	7666006	7666007	7666008	7666009
4000							
Régulier	Beige	1 FarrowHybrid®	7666100	7666101	7666102	7666103	
Long	Beige	1 FarrowHybrid®	7666104	7666105	7666106	7666107	
Régulier	Noir	1 FarrowHybrid®	7666108	7666109	7666110	7666111	
Long	Noir	1 FarrowHybrid®	7666112	7666113	7666114	7666115	
Pièce de pied							
LITE							
Régulier	Beige	2 Farrow Standard	7665205	7665206	7665207	7665208	7665209
Long	Beige	2 Farrow Standard	7665200	7665201	7665202	7665203	7665204
TTF (Velcro® inclus)	Beige	2 Farrow Standard			7612100		
Velcro® supplémentaire pour TTF	Beige	-			7667500		
CLASSIC							
Régulier	Beige	2 Farrow Standard	7665605	7665606	7665607	7665608	7665609
Long	Beige	2 Farrow Standard	7665600	7665601	7665602	7665603	7665604
STRONG							
Régulier	Beige	2 Farrow Standard	7664604	7664605	7664606	7664607	7664608
Long	Beige	2 Farrow Standard	7664609	7664600	7664601	7664602	7664603
TTF (Velcro® inclus)	Beige	2 Farrow Standard			7611600		
Velcro® supplémentaire pour TTF	Beige	-			7611601		



CLASSIC



4000



CLASSIC

CHARTES DE MESURES JOBST® FARROWWRAP®

MEMBRES SUPÉRIEURS

Mesures (cm)	TP	P	M	G	TG
Pièce de bras					
G - Circonférence à l'aisselle		22-31	29-39	32-45	
E - Circonférence au creux du coude		20-27	25-34	30-40	
C - Circonférence au creux du poignet		14-18	16-21	19-25	
C-G Court*		40-43			
C-G Régulier*		44-47			
C-G Long*		48-51			
Gantelet ambidextre					
Circonférence à la base des doigts	16-18	18-20	20-22	22-24	
Circonférence au repli du pouce	17-19	19-21	21-23	23-26	
Circonférence du poignet	15-18	17-20	19-22	22-24	
Pièce de bras TTF (Trim-to-fit) - ajustable					
G - Circonférence à l'aisselle			25-44		30-48
F - Circonférence partie la plus large du biceps			25-42		25-45
E - Circonférence au creux du coude			20-38		25-42
D - Circonférence partie la plus large de l'avant-bras			20-36		20-40
C - Circonférence au creux du poignet			15-31		15-35
E-G Longueur du coude à l'aisselle			15-23		20-28
C-E Longueur du poignet au coude			20-25		20-28

*C-G: Longueur du poignet à l'aisselle

ACCESSOIRES

Description	Couleur	P	M	G	TG
Doublures JOBST® FarrowHybrid® compression au pied*					
ADI Régulier 20-30 mmHg	Beige	7666400	7666401	7666402	7666403
ADI Large 20-30 mmHg	Beige	7666412	7666413	7666414	7666415
ADI Large 20-30 mmHg	Noir	7666416	7666417	7666418	
Doublures TG® Soft*					
Au genou pointe ouverte	Beige	7666900	7666902	7666904	
À la cuisse pointe ouverte	Beige	7667000	7667002	7667004	
Bras	Beige	7667006	7667008	7667010	
Doublures Farrow Standard*					
Au genou	Beige	7666621		7666622	
Bras	Beige	7666620			

Si les mesures ne correspondent pas aux chartes de mesures, veuillez vous référer aux formulaires de commande JOBST® FarrowWrap® Sur mesure.

*Chaque emballage vient avec une doublure

MEMBRES INFÉRIEURS

Mesures (cm)	TP	P	M	G	TG
Pièce de cuisse					
Circonférence à l'aîne	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100
Circonférence au-dessus du genou	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80
E-G Court	16-20				
E-G Régulier	21-26				
E-G Long	27-31				
Pièce de jambe (sauf JOBST® FarrowWrap® 4000)					
Circonférence mi-mollet	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
Circonférence cheville	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
A-D Régulier*	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
A-D Long*	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47
Pièce de jambe JOBST® FarrowWrap® 4000					
Circonférence mi-mollet	25-38	32-48	37-56	43-67	
Circonférence cheville	17-23	19-28	25-37	29-43	
B-D Régulier**	30-33				
B-D Long**	34-37				
Pièce de jambe TTF (Trim-to-fit)					
Cheville (cB)			20-40		35-70
Base du mollet (cB1)			20-45		35-80
Mollet (cC)			20-55		45-90
Longeur (B-D)	27-35				
Pièce de pied					
Circonférence mi-pied	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
Régulier	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
Long	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25
Pièce de pied TTF (Trim-to-fit) - ajustable					
Circonférence mi-pied			20-30		
Longueur talon jusqu'à la base du petit orteil			14-21		

*Longueur du plancher jusqu'à 2 doigts sous le pli du genou

**B-D: Hauteur du vêtement


TAILLE DES ACCESSOIRES


Mesures (cm)	P	M	G	TG
Doublures JOBST® FarrowHybrid® compression au pied*				
Grandeur soulier pour hommes	3-6	7-9	10-12	13-15
Grandeur soulier pour femmes	4-7	8-10	11-13	14-16
Circonférence mi-pied Régulier	20-27			
Circonférence mi-pied Large	28-35			
Doublures TG® Soft				
Circonférence bras, mollet ou aîne	< 40	41-70	71-120	
Doublures Farrow Standard				
Au genou	19-48		48-70	

*N'utilisez pas le produit JOBST® FarrowHybrid® si la circonférence du mollet est supérieure à 60 cm. Lissez les éventuels plis de la chaussette.

Utilisez ce tableau pour vous aider à choisir le produit **JOBST® FarrowWrap®** approprié

NIVEAU DE COMPRESSION





Farrow 4000 offre une excellente compression de jour et de nuit pour traiter les troubles vasculaires et l'ulcère veineux de la jambe.

Nous ne recommandons pas Farrow 4000 dans le traitement du lymphœdème, car les bandes ne se chevauchent pas à 50 %, ce qui constitue un facteur de sécurité important.

COMPRIFOAM®

BANDAGE DE CAOUTCHOUC MOUSSE

CompriFoam® est un bandage de caoutchouc mousse à alvéoles ouvertes conçu pour la répartition uniforme de la compression sur les extrémités. Il prévient toute constriction et appuie l'efficacité d'une thérapie de compression.



INDICATIONS

- Pour obtenir une distribution égale et une protection sous les bandages de compression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Réutilisable
- Matériau perméable à l'air et à la vapeur conçu pour soutenir le mieux-être de la peau

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
10 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529400	1 rouleau	Boîte
12 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529500	1 rouleau	Boîte

COMPRILAN®

BANDAGE DE COMPRESSION À COURTE ÉLASTICITÉ

Contrairement aux bandages à longue élasticité, la courte élasticité de Comprilan® procure une compression élevée en période active et faible en période de repos. C'est un traitement économique avec une réapplication facile.



INDICATIONS

- Ulcères veineux
- Œdème veineux
- Lymphœdème
- Thrombophlébite
- Post sclérothérapie

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Économique lorsque des changements fréquents de pansements sont requis (lavable et réutilisable jusqu'à 10 fois)

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
4 cm x 5 m	7718700	1 rouleau	Boîte
6 cm x 5 m	0102600	1 rouleau	Boîte
8 cm x 5 m	0102700	1 rouleau	Boîte
10 cm x 5 m	0102800	1 rouleau	Boîte
12 cm x 5 m	0102900	1 rouleau	Boîte
10 cm x 10 m	7718800	1 rouleau	Boîte
12 cm x 10 m	7718900	1 rouleau	Boîte



JOBST® COMPRI2

SYSTÈME DE COMPRESSION À DOUBLE COUCHE

JOBST® Compriz, le système de compression à courte élasticité à 2 couches, cible deux éléments clés nécessaires au succès d'une thérapie de compression : un degré de compression adéquat et facile à réaliser, ainsi que l'adhésion du patient au traitement.

INDICATIONS

- Ulcères veineux
- Lymphœdème

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure une compression graduée d'au moins 40 mmHg (JOBST® Compriz) ou une compression moyenne réduite de 30 mm Hg (JOBST® Compriz Lite) jusqu'à 7 jours*
- Facile à appliquer grâce à son extensibilité et son indicateur pratique de compression
- Action corrective possible
- Ouate de rembourrage douce et confortable
- Système mince
- Support en ligne (vidéos d'application, micro-site pour les patients et les professionnels)

ELASTOMULL®

BANDAGE DE GAZE ÉLASTIQUE

Elastomull® confère un ajustement précis, même dans les régions constamment en mouvement, comme les doigts, les orteils, les coudes et les genoux.

INDICATIONS

- Fixation de pansements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tissu de haute densité d'une texture douce et riche
- Performance et élasticité pour aider à contrôler un œdème
- Ajustement précis dans les régions constamment en mouvement
- Aide à prévenir le glissement une fois le bandage en place
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
4 cm x 4 m	2099	20 rouleaux	Boîte
6 cm x 4 m	2100	20 rouleaux	Boîte
8 cm x 4 m	2101	20 rouleaux	Boîte
10 cm x 4 m	2102	20 rouleaux	Boîte
12 cm x 4 m	2103	20 rouleaux	Boîte

Table des matières



Description	Code	Grandeur cheville	Contenu de la boîte	Unité de vente
JOBST® Compriz	7627100	18 - 25 cm	1 ensemble	Boîte
	7627101	25 - 32 cm	1 ensemble	Boîte
JOBST® Compriz lite	7627102	18 - 25 cm	1 ensemble	Boîte
	7627103	25 - 32 cm	1 ensemble	Boîte

*Compression nominale ciblée pour une cheville de taille moyenne



GELOCAST®

LA BOTTE D'UNNA ORIGINALE

INDICATIONS

- Ulcères veineux de la jambe
- Lymphœdème

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Procure une compression élevée en période active et faible en période de repos
- Imprégné uniformément
- Gelocast est conçu pour être facile à appliquer et à retirer



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
7,5 cm x 9 m	105200	1 rouleau	Boîte
10 cm x 9 m	105300	1 rouleau	Boîte

TRICOFIX®

BANDAGE TUBULAIRE EN FILET

Tricofix® protège la surface de la peau sous compression, lors d'application de gel de zinc ou de bandages adhésifs. Utile comme doublure sous le bandage utilisé pour les cas de lymphœdème.

INDICATIONS

- Procure un léger degré de support ou de compression, utilisé aussi comme protection et fixation

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort du coton à 100 %
- Protection de la peau sous les pansements adhésifs ou de support
- Procure une protection additionnelle lorsqu'il est nécessaire de changer les pansements fréquemment
- Extension en longueur et en largeur permettant une application facile et rapide
- Support léger pour le traitement de blessures légères aux tissus mous et aux articulations
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
6 cm x 20 m	02195	1 rouleau	Boîte
8 cm x 20 m	02197	1 rouleau	Boîte
10 cm x 20 m	02198	1 rouleau	Boîte
12 cm x 20 m	02199	1 rouleau	Boîte

*Compression nominale ciblée pour une cheville de taille moyenne


JOBST® BELLA^{MC} LITE

PRÉVENTION ET GESTION EFFICACE D'UN ŒDÈME LÉGER À MODÉRÉ

- Souple et perméable à l'air
- Fabrication en tricot léger
- Une compression réduite au poignet permet un ajustement efficace et confortable lorsque le manchon et le gantelet sont portés simultanément
- Facile à enfiler et confortable



MODÈLES



COULEURS



BANDE



CLASSES DE COMPRESSION

15-20 mmHg

20-30 mmHg

JOBST® BELLA^{MC} LITE Manchon



Couleur	Modèle	Bande	P	M	G
15-20 mmHg					
● Beige	Régulier		7714910	7715910	7719110
	Long		7714901	7715901	7719101
	Régulier	Silicone	7714911	7715911	7719111
	Long	Silicone	7714902	7715902	7719102
20-30 mmHg					
● Beige	Régulier		7860810	7861310	7861410
	Long		7860804	7861304	7861404
	Régulier	Silicone	7860811	7861311	7861411
	Long	Silicone	7860805	7861305	7861405
● Noir	Long		7860809	7861309	7861409

CHARTE DE MESURES

Mesures (cm)	P	M	G
Base des doigts	15-18,9	19-22	22,1-26
Poignet	13,5-19,5	15,5-21,5	17,5-23,5
Avant-bras - partie la plus large	17,8-23,2	23,3-28,7	28,8-34,3
Biceps - partie la plus large	21,5-39,5	27-45	32,5-50,5
Régulier		≤ 43	
Long		> 43	

Table des matières

JOBST® BELLA^{MC} LITE Gantelet



Couleur	P	M	G
15-20 mmHg			
● Beige	7719201	7719901	7727201
20-30 mmHg			
● Beige	7860904	7863604	7863704
● Noir	7860907	7863607	7863707

JOBST® BELLA^{MC} STRONG

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE POUR L'ŒDÈME MODÉRÉ

- Accommode une gamme de dimensions corporelles, avec 10 tailles offertes par classe de compression
- Facile à enfiler, le manchon est offert avec un accessoire d'aide à l'enfilage
- Couture plate au poignet qui réduit le risque d'enroulement
- Texture qui s'apparente à celle du coton, pour plus de confort et une meilleure adhésion au traitement
- Disponible en longueur régulière



MODÈLE



Manchon

COULEUR



Beige

BANDE



Silicone à pois

CLASSE DE COMPRESSION

20-30 mmHg

JOBST® BELLA^{MC} STRONG Manchon



Couleur	Bande	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-30 mmHg											
Beige	Silicone	7273201	7273202	7273203	7273204	7273205	7273206	7273207	7273208	7273209	7273210

CHARTE DE MESURES

Mesures (cm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manchon										
Poignet	14-18	14-18	14-18	16-19	17-20	14 - 18	17 - 20	18-21	16-19	19-22
Avant-bras - partie la plus large	17-21	17-21	21-25	21-25	21-25	25 - 29	25 - 29	25-29	29-33	29-33
Biceps - partie la plus large	22-31	31-41	25-34	28-38	34-38	29 - 38	33 - 43	38-48	32-42	36-46
Longueur	≤ 43									



Poignet



Point fort de l'avant-bras



Point fort du bras




Longueur - poignet à l'aisselle

JOBST® BELLAVAR®

GESTION DES ŒDÈMES MODÉRÉS À GRAVES DES MEMBRES INFÉRIEURS

- Vêtement de compression sur mesure fabriqué à partir d'un tissu ferme offrant une extensibilité et une résistance contrôlée
- Vêtement de tricot circulaire fait sur mesure, Bellavar® est sans couture et procure un plus haut niveau de contention que JOBST® Soft sur mesure sans couture

MODÈLES



POINTES



CLASSES DE COMPRESSION


Classe 2: 23-32 mmHg

Classe 3: 32-46 mmHg

COULEURS



BANDES



JOBST® BELLAVAR®

Modèles	Pointe	Code
Au genou		
Au genou	Ouverte	711021
Au genou	Fermée	711041
À la cuisse		
À la cuisse	Ouverte	713021
À la cuisse	Fermée	713041
À la taille		
Deux jambes	Ouverte	715521
Deux jambes	Fermée	715541
Avec braguette	Ouverte	716322
Avec braguette	Fermée	716342
Pleine compression	Ouverte	718523
Pleine compression	Fermée	718543
Une jambe	Ouverte	719521
Une jambe	Fermée	719541
Bas à la taille, 1 jambe, avec braguette	Ouverte	716321
Bas à la taille, 1 jambe, avec braguette	Fermée	716341
Maternité	Ouverte	717521
Maternité	Fermée	717541
Jambière, une jambe	Ouverte	714021
Jambière, une jambe	Fermée	714041

OPTIONS

Description	Code
Sable	899115
Bronze	899111
Noir	899114
Bande de silicone à pois de 5 cm (cuisse/genou)	799102
Bande de silicone en dentelle de 6 cm (à la cuisse)	799103
Bande de silicone à pois de 2,5 cm (genou)	799105
Pubis ouvert (à la taille)	799107

JOBST® SOFT SUR MESURE SANS COUTURE

TRICOT CIRCULAIRE POUR UNE GESTION EFFICACE DES TROUBLES VASCULAIRES


- Une compression graduée contrôlée pour une gestion efficace des œdèmes légers à modérés ou de troubles vasculaires aux membres inférieurs
- Tissu léger et attrayant pour un vêtement de compression s'ajustant parfaitement à l'anatomie du membre
- Dissimule les imperfections de la peau

TISSU DE GRANDE QUALITÉ POUR UN CONFORT ACCRU

- Les fils multifibres assurent souplesse, douceur et durabilité accrue
- Fils élastiques extensibles pour un enfilage facile
- Grande perméabilité à l'air qui permet à la peau de respirer




MODÈLES



POINTES



CLASSES DE COMPRESSION



COULEURS



BANDES



JOBST® SOFT SUR MESURE SANS COUTURE

Modèles	Pointe	Code
Au genou		
Au genou	Ouverte	711020
Au genou	Fermée	711040
À la cuisse		
À la cuisse	Ouverte	713020
À la cuisse	Fermée	713040
À la taille		
Deux jambes	Ouverte	715520
Deux jambes	Fermée	715540
Avec braguette	Ouverte	716320
Avec braguette	Fermée	716340
Pleine compression	Ouverte	718520
Pleine compression	Fermée	718540
Une jambe	Ouverte	719520
Une jambe	Fermée	719540
Maternité	Ouverte	717520
Maternité	Fermée	717540
Jambière, une jambe	Ouverte	714020
Jambière, une jambe	Fermée	714040
Jambière, deux jambes	Ouverte	715320
Jambière, deux jambes	Fermée	715340

OPTIONS

Description	Code
Sable	899115
Bronze	899111
Caramel	899116
Canneberge	899117
Espresso	899118
Marine	899113
Noir	899114
Bande de silicone à pois de 5 cm (cuisse/genou)	799102
Bande de silicone en dentelle de 6 cm (à la cuisse)	799103
Bande de silicone à pois de 2,5 cm (genou)	799105
Bande de technologie SoftFit (au genou) disponible dans les classes 1 et 2	
Bande sensible (à la cuisse)	
Pubis ouvert (à la taille)	799107
Ceinture de 5 cm (à la taille)	799109
Ceinture de 2,5 cm (à la taille)	799115

JOBST® SUR MESURE AVEC COUTURE

DU SUR MESURE À SON MEILLEUR

- Concepts de vêtements personnalisés disponibles pour chaque partie du corps avec d'innombrables configurations, incluant au genou, à la cuisse, à la taille, jambière, manchon, veste, masque, support pour moignon, renforcements, fermetures éclair, velcro, etc. pour s'assurer que le patient obtient exactement le vêtement et l'ajustement qui est requis
- Conçu pour une compression de 15 à 65+ mmHg afin de répondre à une vaste étendue d'indications
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

MODÈLES

Voir à la page suivante

COULEURS



Beige



Noir



















CLASSE DE COMPRESSION

15-65+ mmHg



JOBST® SUR MESURE AVEC COUTURE

MODÈLES FRÉQUENTS - EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES





Description	Code	
Gant		
Un séparateur interdigital de la palmature de la main (à porter sur le gant)	100536	
Mitaine au poignet	100537	
Mitaine au coude	100030	
Gantelet	100505	
Gantelet avec prolongement du pouce	100080	
Gant au poignet	100535	
Manchon		
Gant au coude	100534	
Bande de coude	100016	
Demi-manchon (poignet au coude)	100515	
Demi-manchon (coude à l'aisselle)	101155	
Demi-manchon avec gantelet	100516	
Demi-manchon avec rabat à l'épaule	100013	
Manchon (poignet à l'aisselle)	100501	
Manchon avec gantelet attaché	100502	
Manchon avec rabat à l'épaule	100503	
Manchon avec gantelet et rabat à l'épaule	100504	
Manchon à l'aisselle pour moignon	101140	
Manchon pour moignon avec rabat à l'épaule	101141	

Description	Code	
Masque/Mentionnières		
Masque facial	100540	
Masque facial, ouverture pour le visage	101158	
Mentonnière modifiée (rallonge derrière les oreilles)	100549	
Mentonnière	100550	
Veste		
Veste sans manches	100525	
Veste, 2 manches longues	100527	
Veste, 2 manches courtes	100526	
Veste, 1 manche longue et 1 manche courte	100524	
Veste, 1 manche longue, avec gantelet et 1 manche courte	100523	
Maillot court		
Bande pour le torse	100018	
Maillot court sans manches	100530	
Maillot court avec manches	100531	
Maillot long sans manches avec jambes	100558	
Maillot long avec manches et jambes	100560	

JOBST® SUR MESURE AVEC COUTURE

MODÈLES FRÉQUENTS - EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES

Description	Code	
Gaine-culotte au-dessus du genou		
Gaine-culotte, au-dessus du genou, pubis fermé	101119	
Gaine-culotte, au-dessus du genou, pubis ouvert	101122	
Gaine-culotte en dessous du genou		
Gaine-culotte, en dessous du genou, pubis fermé	101111	
Gaine-culotte, en dessous du genou, pubis ouvert	101110	
Support pelvien abdominal	101121	
Au genou		
Gant de pied à la cheville	100538	
Gant de pied au genou	100539	
Chevillière	100105	
Vêtement au genou	100101	
À la cuisse		
Bande de cuisse	100019	
Vêtement à la cuisse	100201	
À la taille		
Vêtement à la taille, 2 jambes, pubis fermé	101101	
Vêtement à la taille, 2 jambes, pubis ouvert	101102	
Vêtement à la taille, 1 jambe avec culotte, pubis ouvert	101103	
Vêtement à la taille, 1 jambe avec culotte, pubis ouvert	101112	
Vêtement à la taille, 1 jambe avec culotte, pubis fermé	101113	

Description	Code	
Vêtement à la taille, 1 jambe avec culotte	101114	
À la taille maternité à la poitrine, 2 jambes	101104	
Support de moignon, au-dessus du genou	101130	
Support de moignon, en dessous du genou	101131	
Support de moignon à la taille, 1 jambe avec moignon et 1 jambe, pubis fermé	101134	
Support de moignon à la taille, 1 jambe avec moignon et 1 jambe, pubis ouvert	101135	
Support de moignon à la taille, 1 moignon	101132	
Support de moignon à la taille, 2 moignons, pubis fermé	101133	
Support de moignon à la taille, 2 moignons, pubis ouvert	101136	
Support de moignon à la taille avec culotte, 1 jambe avec moignon	100039	
Jambière 1 jambe	100035	
Jambière 2 jambes	100036	
Jambière, 1 moignon	100037	
Jambière, 2 moignons	100038	

JOBST® SUR MESURE AVEC COUTURE

OPTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

Description	Code	Au genou	À la cuisse	À la taille	Manchon	Gant	Bermuda au-dessus du genou	Bermuda en-dessous du genou	Maillot court/long	Veste	Masque/mentionnière
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Gantelet rattaché au maillot long ou court	101170								✓		
Tirette de marque Velcro® (ensemble de quatre pour attacher la veste)	101163			✓			✓	✓			
Doublure du coude (intérieur seulement)	101167				✓					✓	
Doublure du coude (entière)	101168				✓					✓	
Rabats obliques inclus dans le gant	101169					✓					
Rabat ajustable à l'épaule	101172				✓						
Doublure derrière le genou (par jambe)	100040		✓	✓				✓	✓		
Renfort de genou (par jambe)	101186		✓	✓				✓	✓		
Jarrettières supplémentaires 8 po long (20,3 cm)	110007										
Tirette (par jambe)	100010	✓									
Brides de jarretière (par jambe)	100044		✓								
Renfort pour bretelles	101157			✓			✓	✓			
Bretelles	101162			✓			✓	✓			
Renfort du haut pour bas à la cuisse (par jambe)	101184		✓								
Renfort pour l'intérieur de la cuisse et du périnée	101185			✓			✓	✓	✓		
Double panneau de dos pour vêtement à la taille	100022			✓			✓	✓			
Renfort du haut pour vêtement à la taille	100024			✓			✓	✓			
Supplément pour tour de taille 50-59 ⁷ / ₈ po (127-151 cm)	101177			✓			✓	✓	✓	✓	
Supplément pour tour de taille 60-69 ⁷ / ₈ po (152-177 cm)	100031			✓			✓	✓	✓	✓	
Supplément pour tour de taille 70-79 ⁷ / ₈ po (178-201 cm)	100042			✓			✓	✓	✓	✓	
Ajout d'un élastique de 2 po	101117			✓			✓	✓		✓	
Panneau abdominal à pression réduite	101161			✓			✓	✓	✓		
Panneau abdominal double	101175			✓			✓	✓	✓		
Panneau de redressement abdominal de l'abdomen jusqu'au dos	101176			✓			✓	✓	✓		
Fermeture éclair (par ouverture)	101164	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pointe fermée faite du même matériel	101159	✓	✓	✓							
Pointe fermée faite de matériel souple	101160	✓	✓	✓							
Renfort du talon (par jambe)	101187	✓	✓	✓							
Renfort du talon avec doublure à la cheville (par jambe)	101188	✓	✓	✓							
Rembourrure de mousse pour manchon 3 x 5 po (7,62 x 12,7 cm)	100009				✓				✓	✓	
Pochette pour rembourrure	100027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Couture de contracture	100176	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Renfort de doublure de la paume ou du dos	100021	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Autre doublure	101178				✓	✓					
Bande de silicone à pois 1 po (2,5 cm)	101118	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Gousset de tissu souple avec doublure	101183			✓					✓		
Ouverture de la trachée	101116			✓			✓	✓	✓	✓	✓
Rabat d'oreille attaché ou courroie de menton modifiée	100014										✓
Rabat d'œil attaché	100029										✓
Couvre-nez inclus dans le masque	101165										✓
Couvre-lèvres attaché au masque mentionnière	101166										✓
Bande de silicone à pois 2 po (5 cm)	100160	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
Transfert des rubans à mesurer sur les bons de commande	100559	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Talon sans couture	101088	✓	✓	✓		✓					
Tirette ronde de plastique	101108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aide à l'enfilage pour les bas (paquet de 6)	111345	✓	✓	✓	✓						
Tirettes pour fermeture à glissière	122223	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crochet	-	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
Tirette plate pour vêtement	-	✓	✓	✓	✓				✓	✓	

JOBST® CONFiance

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VÊTEMENTS DE COMPRESSION SUR MESURE EN TRICOT PLAT

- Méthode de tricot innovante qui confère au vêtement une grande capacité à se conformer aux formes corporelles individuelles
- Fabriqué à partir d'un tissu se modelant à la morphologie tout en assurant un ferme soutien
- Gestion avancée de l'humidité grâce à une construction à double couche pour un confort de port optimal
- Tissu souple s'adaptant à la morphologie, conçu pour faciliter l'enfilage et le retrait
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



MODÈLES



COULEURS



CLASSES DE COMPRESSION

Membre supérieur

CCL 1 ► 15 - 21 mmHg

CCL 2 ► 23 - 32 mmHg


Membre inférieur

CCL 1 ► 18 - 21 mmHg

CCL 2 ► 23 - 32 mmHg

CCL 3 ► 34 - 46 mmHg

OPTIONS D'ORNEMENT



Détail décoratif
Sur le devant du vêtement



Initiales du patient
Au-dessous de la bande supérieure du vêtement




Ceinture à motifs floraux (5 cm)



Coutures décoratives de couleur argent



Coutures décoratives de couleur or



Coutures décoratives de couleur multicolore



Imprimés motivants
Keep Moving



Imprimés motivants
Empower Yourself



Imprimés motivants
Feel Good

*Imprimés motivants
seulement disponibles
en anglais

OPTIONS DE CONFORT



Zone fonctionnelle

Disponible pour
le genou, le coude
et la cheville



Pointe oblique




**Hallux valgus,
pointe fermée**



**Hallux valgus,
pointe ouverte**



**Ceinture
ajustable**



JOBST® ELVAREX®*

THÉRAPIE EFFICACE PENDANT LA JOURNÉE


- Avec un cœur de caoutchouc naturel, Elvarex procure une structure et un contrôle inégalés aux patients de toutes formes et de toutes tailles
- Compression graduée contrôlée qui convient à une gestion à long terme efficace du lymphœdème



LE CONFORT DU TRICOT PLAT

- Construction en tricot plat offrant ce qu'il y a de mieux en matière de confort et de contention même dans les cas les plus graves
- Excellente durabilité pour un port prolongé

MODÈLES



COULEURS

Extrémité supérieure



Extrémité inférieure






Table des matières

CLASSES DE COMPRESSION

Extrémité supérieure



Extrémité inférieure



OPTIONS Voir à la page 60

* MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel.
 ** non offert pour le gant de pied
 Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression.
 Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.

JOBST® ELVAREX® PLUS*




Tricot en 3D

TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR UN CONFORT ACCRU

- Technologie de tricot plat avancée pour fabriquer le vêtement en trois dimensions afin de se conformer aux formes des mains et des pieds le plus possible
- Matériel sans couture procurant plus de flexibilité et une amplitude de mouvement maximale

- Confort sans point de pression
- Même tricot que JOBST® Elvarex® procurant une excellente respirabilité et un effet de micro-massage

MODÈLES



CLASSES DE COMPRESSION

Membre supérieur

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg


Membre inférieur

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

COULEURS

Main



Pied



* MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel. Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression. Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.




JOBST® ELVAREX® SOFT

CONFORT ET DOUCEUR QUE MÉRITENT LES PATIENTS

- Pour la gestion de l'œdème léger à modéré
- Structure de tricot et fibre plus douce pour faciliter l'enfilage
- Surface douce, extrêmement confortable à porter
- Bordure confortable qui procure stabilité et durabilité



MODÈLES



CLASSES DE COMPRESSION

Membre supérieur

CCL 1 ▶ 15-21 mmHg

CCL 2 ▶ 23-32 mmHg

Membre inférieur


CCL 1 ▶ 18-21 mmHg

CCL 2 ▶ 23-32 mmHg


CCL 3 ▶ 34-46 mmHg

COULEURS

Extrémité supérieure



Extrémité inférieure



OPTIONS Voir à la page 60

Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression. Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.

JOBST® ELVAREX® SOFT SANS COUTURE


DOUX ET SANS COUTURE, LÀ OÙ ÇA COMPTE

- Pour la gestion de l'œdème léger à modéré
- Tricot rectiligne (plat) qui est doux, durable et respirant
- Fini plat des bordures aux doigts et aux orteils qui diminue l'épaisseur des bordures et les empêche de rouler

- Enfilage facile, port confortable
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



MODÈLES



CLASSES DE COMPRESSION

Membre supérieur

CCL 1 ► 15-21 mmHg

CCL 2 ► 23-32 mmHg


Membre inférieur

CCL 1 ► 18-21 mmHg


CCL 2 ► 23-32 mmHg

COULEURS

Extrémité supérieure



Extrémité inférieure



Les couleurs et les styles peuvent ne pas être disponibles dans tous les niveaux de compression. Veuillez vous référer aux tableaux détaillés du produit.

BELLISSE®

BELLISSE - CHARTES DE MESURES

- Conçu pour faciliter le drainage du fluide lymphatique dans la poitrine, le sein, la paroi thoracique latérale ou le haut du dos à la suite d'une chirurgie du cancer du sein ou autre chirurgie à la poitrine ou au torse; avec ou sans radiation aux voies fonctionnelles.
- Peut être utilisé pour d'autres affections lymphatiques à la poitrine ou au torse ou pour fibrose.
- S'adapte aux besoins spécifiques du corps des femmes.
- Discret de nature, il permet d'obtenir un traitement durable et efficace de l'œdème à la paroi thoracique et de fibrose.
- Ce n'est pas un soutien-gorge de mastectomie.
- 7-10 mmHg



TABLEAU DES REPÈRES

Entrez les mesures de la bande ici

Étape 2

Étape 1a

Étape 1b

Différence	Taille de bonnet
5 cm ou moins	A/B
5 cm - 10cm	C/D
10 cm - 15 cm	DD/E

À une différence de plus de 15 cm, augmentez la taille de la bande de 1.

Taille du vêtement Bellisse :

Étape 1 : Déterminez la taille de la bande :

- Mesurez la circonférence sous le buste, où se place le soutien-gorge.
- Descendez le ruban de 5 cm - 7,5 cm pour mesurer le tour de la cage thoracique.
- Utilisez la plus grande de ces deux mesures comme mesure pour la bande. Arrondissez à la hausse les chiffres impairs.

Étape 2 : Déterminez la taille du bonnet:

- Mesurez la circonférence à la partie la plus forte du buste.
- Soustrayez la plus forte mesure de la bande de celle du buste pour déterminer la taille du bonnet.

TABLEAU DES TAILLES - COUSSINETS POUR SEIN ET PAROI THORACIQUE

Taille	Bonnet	Circonférence de la cage thoracique
Petit	A/B	81,3 - 91,4cm (32 - 36 po)
Moyen	C	96,5 - 101,6cm (38 - 40 po)
Grand	D/DD	106,7 - 111,8cm (42 - 44 po)
T-grand	E	116,8 - 127cm (46 - 50 po)

OPTIONS DE COULEUR



La couleur du vêtement réel peut varier de celle de l'échantillon imprimé.

Couleur	Code	Description
● Noir	7612500	32 A/B
	7612501	32 C/D
	7612502	32 DD/E
	7612503	34 A/B
	7612504	34 C/D
	7612505	34 DD/E
	7612506	36 A/B
	7612507	36 C/D
	7612508	36 DD/E
	7612509	38 A/B
	7612510	38 C/D
	7612511	38 DD/E
	7612512	40 A/B
	7612513	40 C/D
	7612514	40 DD/E
	7612515	42 A/B
	7612516	42 C/D
	7612517	42 DD/E
	7612518	44 A/B
	7612519	44 C/D
	7612520	44 DD/E
	7612521	46 A/B
	7612522	46 C/D
	7612523	46 DD/E
	7612524	48 A/B
	7612525	48 C/D
	7612526	48 DD/E
	7612527	50 C/D
7612528	50 DD/E	

Couleur	Code	Description
● Chamois	7612529	30 A/B
	7612530	30 C/D
	7612531	32 A/B
	7612532	32 C/D
	7612533	32 DD/E
	7612534	34 A/B
	7612535	34 C/D
	7612536	34 DD/E
	7612537	36 A/B
	7612538	36 C/D
	7612539	36 DD/E
	7612540	38 A/B
	7612541	38 C/D
	7612542	38 DD/E
	7612543	40 A/B
	7612544	40 C/D
	7612545	40 DD/E
	7612546	42 A/B
	7612547	42 C/D
	7612548	42 DD/E
	7612549	44 A/B
	7612550	44 C/D
	7612551	44 DD/E
	7612552	46 A/B
	7612553	46 C/D
	7612554	46 DD/E
	7612555	48 A/B
	7612556	48 C/D
	7612557	48 DD/E
	7612558	50 C/D
	7612559	50 DD/E




Rallonge Bellisse®

Couleur	Code	Description
● Noir	7612700	Rallonge Bellisse®
● Chamois	7612701	Rallonge Bellisse®

La couleur du vêtement réel peut varier de celle de l'échantillon imprimé.

JOBST® RELAX

UNE RÉVOLUTION EN SOINS DE NUIT POUR LA THÉRAPIE DE COMPRESSION


- Technologie de tricot plat, sur mesure, qui fournit une compression graduée constante qui reste en place
- La surface texturée est conçue pour créer différents points de pression qui stimulent la circulation lymphatique
- La fermeture à glissière intégrée optionnelle avec languette qui reste en bas facilite l'enfilage et le retrait

ENCORE PLUS QU'UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL

- La couche d'espacement monofilament procure un rembourrage et favorise la circulation d'air pour assurer le confort pendant la nuit
- Les fils Coolmax® et la technique de tricot avancée augmentent la respirabilité procurant au patient un effet rafraîchissant et un plus grand confort



MODÈLES



CLASSES DE COMPRESSION

Extrémité supérieure

15-20 mmHg

Extrémité inférieure

15-20 mmHg

20-30 mmHg






COULEURS

Beige

Rosé

OPTIONS Voir à la page 60

OPTIONS POUR VÊTEMENTS DE LYMPHOLOGIE SUR MESURE

Description		JOBST® Elvarex®	JOBST® Elvarex® Soft	JOBST® Confiance	JOBST® Elvarex® Plus	JOBST® Elvarex® Soft sans couture	JOBST® Relax
Options							
Rabat à l'épaule		✓					
Rabat à l'épaule, avec attache		✓					
Rallonge pour gantelet		✓	✓		✓	✓	
Rallonge pour jambe		✓	✓				
Zone confort supérieure		✓	✓				
Pochette		✓	✓				
Bande dotée de micro-pois en silicone 5cm		✓	✓				
Bande de silicone à pois		✓	✓	✓			
Bande SoftFit ^{MC}		✓	✓	✓			
Braguette pour hommes		✓		✓			
Pubis ouvert		✓					
Taille côtelée en molleton		✓	✓				
Ceinture ajustable à la taille		✓	✓				
Pointe fermée oblique		✓	✓	✓			
Pointe fermée droite ✓ ✓		✓	✓	✓			
Pointe ouverte		✓	✓	✓			✓
Fermeture éclair		✓					✓ Extrémité inférieure
Profile		✓					
Talon en T		✓	✓	✓			
Zone fonctionnelle au genou		✓		✓			
Zone fonctionnelle au coude		✓		✓			
Extérieur supérieur		✓	✓	✓			
Detail décoratif				✓			
Initiales				✓			

JOBST® JOVIPAK®

PROCURE D'EXCELLENTE SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES POUR L'ŒDÈME

- Utilisé pour la gestion d'œdème et de lymphœdème, et comme complément dans des soins de plaies, des procédures postchirurgicales et de thérapie sportive
- Alternatives aux bandages de compression de nuit, faciles à utiliser, ainsi que pour la réadaptation à la suite de blessures
- Vêtements rempli de mousse qui procurent une pression aux tissus et, avec le produit JoViJacket recommandé, qui procurent une compression supplémentaire pour obtenir des bénéfices optimaux.

SOLUTIONS POUR LE CORPS COMPLET

- Disponible en vêtements prêts-à-porter ou sur mesure pour toutes les parties du corps, de toutes les tailles et dans un éventail de choix d'options
- JOBST® JoViJacket est offert avec les vêtements pour bras et pour jambe (prêt-à-porter ou sur mesure). Les deux éléments portés ensemble sont conçus pour procurer une compression approximative de 20-30 mmHg



JOVIPAK HAUT DU CORPS - MANCHON CLASSIQUE AG1 / AG1 JOVIJACKET MANCHON CLASSIQUE AG1 - CHARTES DE MESURES

TABLEAU DES TAILLES

Taille du bras	Circonférence de la partie mince du poignet	Circonférence de la partie mince du coude	Circonférence de l'aisselle
	Point de repère « C »	Point de repère « E »	Point de repère « G »
Petit	15,5 - 16,5	23 - 26	27,5 - 32
Moyen	16,5 - 18	26 - 29	32 - 36
Grand	18 - 19	29 - 33	36 - 41
T-grand	19 - 20,5	33 - 37,5	41 - 45

TABLEAU DES LONGUEURS


Du poignet jusqu'à l'aisselle (C à G) (mesurée le bras pendant sur le côté)	
Régulier	43
Long	45.5

OPTIONS DE COULEUR/TISSU

Polartec® Power Dry®	
●	Bleu royal *
JoViJacket	
●	Noir

*canalisation standard disponible en bleu royal seulement

TABLEAU DES REPÈRES



Manchon classique AG1 - Power Dry®

Couleur	Code	Description
● Bleu royal	7616545	Droite - Petit / Régulier
	7616546	Gauche - Petit / Régulier
	7616547	Droite - Petit / Long
	7616548	Gauche - Petit / Long
	7616555	Droite - Moyen / Régulier
	7616556	Gauche - Moyen / Régulier
	7616557	Droite - Moyen / Long
	7616558	Gauche - Moyen / Long
	7616565	Droite - Grand / Régulier
	7616566	Gauche - Grand / Régulier
	7616567	Droite - Grand / Long
	7616568	Gauche - Grand / Long
	7616575	Droite - T-grand / Régulier
	7616576	Gauche - T-grand / Régulier
	7616577	Droite - T-grand / Long
	7616578	Gauche - T-grand / Long

Manchon classique AG1 JoViJacket - Powernet

Couleur	Code	Description
● Noir	7612807	Petit / Régulier
	7612808	Petit / Long
	7612812	Moyen / Régulier
	7612813	Moyen / Long
	7612817	Grand / Régulier
	7612818	Grand / Long
	7612822	T-grand / Régulier
	7612823	T-grand / Long



Manchon classique prêt-à-porter AG1


JOVIPAK HAUT DU CORPS

TÊTE ET COU - CHARTES DE MESURES

TABLEAU DES TAILLES


Taille	Circonférence de la tête	Circonférence du cou	Du menton au sommet de la tête
Petit	53,3 - 55,9	28 - 33	60 - 63,5
Moyen	55,9 - 58,4	33 - 38,1	63,5 - 67,5
Grand	58,4 - 61	38,1 - 43,2	67,5 - 71
T-grand	61 - 63,5	43,2 - 48,3	71 - 75
2T-grand (disponible pour sangle pour menton seulement)	63,5 - 66	48,3 - 52,1	75 - 78,5

TABLEAU DES REPÈRES



Sangle pour menton - Standard - Coton biologique


Couleur	Code	Description
Ivoire	7613300	Petit
	7613301	Moyen
	7613302	Grand
	7613303	T-grand
	7613304	2T-grand



Les sangles pour menton ne sont pas rembourrées. JOBST® JoViPak® recommande le coussinet pour le cou - universel avec ce produit pour un ajustement adéquat et une efficacité maximale.

Sangle pour menton - Allongée - Coton biologique

Couleur	Code	Description
Ivoire	7613400	Petit
	7613401	Moyen
	7613302	Grand
	7613403	T-grand
	7613404	2T-grand




Les sangles pour menton ne sont pas rembourrées. JOBST® JoViPak® recommande le coussinet pour le cou - péri-auriculaire avec ce produit pour un ajustement adéquat et une efficacité maximale.

* Toutes les mesures sont en centimètres (cm)
La couleur du vêtement réel peut varier de celle de l'échantillon imprimé.


Masque facial - Demi - Coton organique

Couleur	Code	Description
Ivoire	7613600	Droit - Petit
	7613601	Gauche - Petit
	7613602	Droit - Moyen
	7613603	Gauche - Moyen
	7613604	Droit - Grand
	7613605	Gauche - Grand
	7613606	Droit - T-grand
7613607	Gauche - T-grand	



Masque facial - Complet - Coton organique

Couleur	Code	Description
Ivoire	7615300	Petit
	7615301	Moyen
	7615302	Grand
	7615303	T-grand



Le masque facial complet n'est pas rembourré. JOBST® JoViPak® recommande le coussinet pour le cou - universel avec ce produit pour un ajustement adéquat et une efficacité maximale.


Coussinet pour le cou - Universel - Coton organique

Couleur	Code	Description
Ivoire	7761000	Petit / Moyen
	7761001	Grand / T-grand



Coussinet pour le cou - Péri-auriculaire - Coton organique

Couleur	Code	Description
Ivoire	7640700	Petit / Moyen
	7640701	Grand / T-grand



Coussinet pour les yeux - Power Dry®

Couleur	Code	Description
Chamois	7613500	Petit / Moyen
	7613501	Grand / T-grand



Rallonge - Tête et cou

Couleur	Code	Description
Chamois	7763700	Rallonge pour la tête et le cou




JOVIPAK HAUT DU CORPS - COUSSINETS POUR SEIN ET PAROI THORACIQUE

TABLEAU DES TAILLES

Taille	Bonnet
Petit	A/B
Moyen	C
Grand	D/DD
T-grand	E

Coussinet pour aisselle - Power Dry®


Couleur	Code	Taille
Noir	7592500	Petit / Moyen
	7592501	Grand / T-grand
Chamois	7592502	Petit / Moyen
	7592503	Grand / T-grand



La taille est basée sur la mesure la plus large du biceps.


Coussinet de décolleté - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Noir	7592800	Taille unique
Chamois	7592801	Taille unique




Coussinet pour paroi thoracique - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Noir	75934400	Petit
	7593401	Moyen
	7593402	Grand
	7593403	T-grand
Chamois	7593404	Petit
	7593405	Moyen
	7593406	Grand
	7593407	T-grand




Coussinet inframammaire - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Noir	7592700	Petit
	7592701	Moyen
	7592702	Grand
	7592703	T-grand
Chamois	7592704	Petit
	7592705	Moyen
	7592706	Grand
	7592707	T-grand



Coussinet pour double mastectomie - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Noir	7593300	Petit
	7593301	Moyen
	7593302	Grand
Chamois	7593303	Petit
	7593304	Moyen
	7593305	Grand



Coussinet latéral - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
● Noir	7616600	Petit
	7616601	Moyen
	7616602	Grand
● Chamois	7616603	Petit
	7616604	Moyen
	7616605	Grand




Mini-coussinet pour aisselle - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
● Noir	7592600	Petit
	7592601	Moyen
	7592602	Grand
	7592607	T-grand
● Chamois	7592603	Petit
	7592604	Moyen
	7592605	Grand
	7592606	T-grand




Coussinet post-lumpectomie - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
● Noir	7593100	Petit
	7593101	Moyen
	7593102	Grand
	7593103	T-grand
● Chamois	7593104	Petit
	7593105	Moyen
	7593106	Grand
	7593107	T-grand




Encart rembourré - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
● Noir	7593500	Petit
	7593501	Moyen
	7593502	Grand
	7593503	T-grand
● Chamois	7593504	Petit
	7593505	Moyen
	7593506	Grand
	7593507	T-grand




Coussinet unilatéral post-mastectomie - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
● Noir	7593200	Petit
	7593201	Moyen
	7593202	Grand
	7593203	T-grand
● Chamois	7593204	Petit
	7593205	Moyen
	7593206	Grand
	7593207	T-grand



Coussinet pour muscle dentelé antérieur - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
● Noir	7592900	Petit
	7592901	Moyen
	7592902	Grand
	7592903	T-grand
● Chamois	7592904	Petit
	7592905	Moyen
	7592906	Grand
	7592907	T-grand



JOVIPAK BAS DU CORPS - JAMBE CLASSIQUE AD / AD JOVIJACKET

BAS DE JAMBE CLASSIQUE AD - CHARTES DE MESURES

TABLEAU DES TAILLES

Taille de la jambe	Circonférence de la partie mince de la cheville	Circonférence de partie forte du mollet	Circonférence de la partie mince du genou
	Point de repère « B »	Point de repère « C »	Point de repère « D »
Moyen	22 - 23	38 - 40,5	34,5 - 37
Grand	23 - 24	40,5 - 43	37 - 39,5
T-grand	24 - 25,5	43 - 45,5	39,5 - 42
2T-grand	25,5 - 27	45,5 - 48	42 - 44,5

TABLEAU DES LONGUEURS

Du plancher à la tubérosité tibiale (A à D) (mesurée de façon médiale)	
Régulier	< = 42

OPTIONS DE COULEUR/TISSU







Polartec® Power Dry®	
	Bleu royal
	Noir
JoViJacket	
	Noir


TABLEAU DES REPÈRES



Jambe classique AD - Power Dry®

Couleur	Code	Description
	7590012	Moyen / Régulier
	7590017	Grand / Régulier
	7590022	T-grand / Régulier
	7590027	2T-grand / Régulier
	7593812	Moyen / Régulier
	7593817	Grand / Régulier
	7593822	T-grand / Régulier
	7593827	2T-grand / Régulier

Jambe classique AD JoViJacket - Powernet

Couleur	Code	Description
	7613012	Moyen / Régulier
	7613017	Grand / Régulier
	7613022	T-grand / Régulier
	7613027	2T-grand / Régulier



Jambe AD

JOVIPAK BAS DU CORPS - PARTIES GÉNITALES

COUSSINETS POUR PARTIES GÉNITALES CHARTES DE MESURES



TABLEAU DES TAILLES DES COUSSINETS POUR PARTIES GÉNITALES FÉMININES*

Taille	Taille du pantalon	Circonférence des hanches
T-petit	0 - 2	86 - 89
Petit	4 - 6	91 - 96
Moyen	8 - 10	99 - 101
Grand	12 - 14	104 - 107
T-grand	16 - 18	109 - 112

TABLEAU DES TAILLES DES COUSSINETS POUR PARTIES GÉNITALES MASCULINES*

Taille	Circonférence du scrotum	Circonférence des hanches
T-petit	21.6	76 - 81
Petit	28	84 - 91
Moyen	35.5	94 - 102
Grand	41.9	104 - 112
T-grand	52	114 - 122

* Toutes les mesures sont en centimètres (cm)

Coussinets pour parties génitales féminines avec sangles - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Chamois	7593600	T-petit
	7593601	Petit
	7593602	Moyen
	7593603	Grand
	7593604	T-grand

Coussinets pour parties génitales masculines avec sangles - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Chamois	7593704	T-petit
	7593700	Petit
	7593701	Moyen
	7593702	Grand
	7593703	T-grand

Coussinets pour parties génitales féminines sans sangle - Power Dry®

Colour	Code	Size
Chamois	7593610	T-petit
	7593611	Petit
	7593612	Moyen
	7593613	Grand
	7593614	T-grand

Coussinets pour parties génitales masculines sans sangle - Power Dry®

Couleur	Code	Taille
Chamois	7593710	T-petit
	7593711	Petit
	7593712	Moyen
	7593713	Grand
	7593714	T-grand

JOVILINERS - BRAS

TABLEAU DES TAILLES*

Taille	Circonférence de la partie forte du biceps
Taille unique	30,5 - 38

TABLEAU DES LONGUEURS*

Du poignet à l'aisselle (C à G) (mesurée avec le bras sur le côté)	
Régulier	< = 43

JoViLiner BRAS - coton organique

Couleur	Code	Description
 Ivoire	7613205	Taille unique



JOVILINERS - JAMBE COMPLÈTE

JOVIPAK® DOUBLURE DE TRANSITION INFORMATION SUR LES MESURES


TABLEAU DES GRANDEURS*

Taille	Circonférence de la partie forte du mollet	Circonférence de la partie forte de la cuisse
Taille unique	38 - 46	58 - 74

TABLEAU DES LONGUEURS*

Du plancher à l'aîne (A à G) (Mesurée en médial)	
Régulier	< = 74

JoViLiner JAMBE - coton organique

Couleur	Code	Description
 Ivoire	7640909	Taille unique




* Toutes les mesures sont en centimètres (cm)
La couleur du vêtement réel peut varier de celle de l'échantillon imprimé.

JOBST® JOVIPADS & JOBST® PITPAKS - BAS DU CORPS



JOBST® JoViPads - coton organique

Couleur	Code	Description
Ivoire	7641100	Rond - fosse antécubitale - 12,5cm
	7641200	Ovale - creux poplité - 12,5 x 20cm
	7641300	Coussinet dorsal 14 x 12cm
	7641600	Paume - 8,58 x 10cm
	7641500	Malléolaire - 17,5cm
	7641400	Rénal - 7,5 x 17,5cm
	7641401	Rénal - 12,5 x 25cm
	7641402	Rénal - 17,5 x 32,5cm
	7641700	Rectangle - 10 x 20cm
7641701	Rectangle - 10 x 30cm	



JOBST® PitPaks - coton organique

Couleur	Code	Description
Ivory	7641800	Rond - vrac 10cm
	7641801	Rond - 3 canaux 15cm
	7641900	Ovale - vrac 10 x 15cm
	7641901	Ovale - 3 canaux 13,9 x 21,5cm
	7642000	Croissant - vrac 3,8 x 10cm
	7642001	Croissant - 3 canaux 5 x 12,5cm
	7642100	Demi-cercle - canalisé 15 x 8cm
	7642101	Demi-cercle - canalisé 20 x 10cm
	7642200	Rectangle - canalisé 15 x 22,5cm
	7642300	Bande conique - 2 canaux 5,71 x 17,5cm
	7642400	Dorsal - 3 canaux 10 x 12,5cm
	7642500	Inframammaire - canalisé 10 x 21,5cm
	7642501	Inframammaire - canalisé 11,43 x 22,5cm
	7642502	Inframammaire - canalisé 12,5 x 24,1cm
	7642503	Inframammaire - canalisé 14 x 25cm
	7642600	Cylindre à canalisation complète - 17,5-22,5 x 20cm
	7642601	Cylindre à canalisation complète - 22,5-30 x 20cm
	7642602	Cylindre à canalisation complète - 27,5-37,5 x 28cm
	7642603	Cylindre à canalisation complète - 35-42,5 x 28cm
7616200	Cylindre demi-canalisé - 17,5-25 x 18,7cm	
7616201	Cylindre demi-canalisé - 20-30 x 21,2cm	



La couleur du vêtement réel peut varier de celle de l'échantillon imprimé.

JOVIPAK SUR MESURE - HAUT DU CORPS

Vêtements sur mesure - haut du corps

Code	Description
7599902	Manchon AG1
7599906	Manchon AG
7599904	Manchon AD
7599905	Manchon AE
7599903	Manchon AC1
7599907	Manchon CG1
7599908	Manchon AG1 JoViJacket
7599912	Manchon AG JoViJacket
7599910	Manchon AD JoViJacket
7599911	Manchon AE JoViJacket
7599909	Manchon AC1 JoViJacket
7599913	Manchon CG1 JoViJacket
7599918	Bustier
7599919	Bustier JoViJacket
7599914	Manchon épaule-torse
7599915	Manchon épaule-torse JoViJacket
7599920	Veste à moitié rembourrée
7599921	Veste



Manchon AG1



Buste



Veste



Manchon AG1
recommandé
avec JoViJacket



Manchon épaule-torse
(avec option de
torse rembourré et
manchon une pièce)

Vous trouverez une liste complète des options de couleurs et de tissus sous JoViPak® au www.jobstcanada.com

Vêtements sur mesure - options pour le haut du corps

Code	Description
7599952	Écharpe
7599963	Sangle à l'aine (pour veste sur mesure seulement)
7599951	Coussinet dorsal
7599964	Rembourrage complet
7599995	Rembourrage horizontal au torse
7599953	Rembourrage vertical au torse
7590506	Rembourrage à l'ourlet
7599950	Coussinet palmaire
7599965	Réduction prépayée
7599947	Gant avec doigts cousus
7599948	Manchon deux pièces
7599949	Manchon deux pièces JoViJacket
7599989	Fermeture éclair - du dos de la main à l'avant-bras
7599955	Fermeture éclair - du coude à l'aisselle
7599954	Fermeture éclair - du poignet au coude



Manchon en deux pièces
avec bras bilatéraux, torse
rembourré, écharpe pour
bras et fermeture éclair au
dos facultatifs



Manchon AG avec fermeture
éclair du dos de la main au
milieu de l'avant-bras,
du coude à l'aisselle et doigt
cousu facultatifs



Manchon deux pièces

JOVIPAK SUR MESURE - BAS DU CORPS

Vêtements sur mesure - bas du corps

Code	Description
7599940	AD-Piqué
7599941	AD-Piqué JoViJacket
7599922	Boxer
7599923	Boxer capri
7599924	Boxer JoViJacket (SUPER Powernet)
7599925	Boxer capri JoViJacket (SUPER Powernet)
7599926	À la hanche
7599999	À la hanche, jambe complète
7599927	À la hanche DG JoViJacket
7599942	InnaBoot jambe (avec SUPER Powernet)
7599943	InnaBoot jambe complète (avec SUPER Powernet)
7599932	Jambe AG1
7599931	Jambe AG
7599930	Jambe AF1
7599928	Jambe AD
7599929	Jambe AB1
7599933	Jambe DG1
7599938	Jambe AG1 JoViJacket
7599937	Jambe AG JoViJacket
7599936	Jambe AF1 JoViJacket
7599934	Jambe AD JoViJacket
7599935	Jambe AB1 JoViJacket
7599939	Jambe DG1 JoViJacket



ADVI



Boxer avec JoViJacket recommandé



Boxer Capri



À la hanche (postérieur)



InnaBoot Jambe



Jambe AD



Jambe AG1

Vous trouverez une liste complète des options de couleurs et de tissus sous JoViPak® au www.jobstcanada.com

Vêtements sur mesure - options pour le bas du corps

Code	Description
7599958	AD-coussinet dorsal piqué
7599961	Boucles d'enfilage
7599960	Coussinet malléolaire latéral
7599959	Coussinet malléolaire médial
7599962	Languettes à tirer (optionnel pour InnaBoots sur mesure seulement)
7599965	Option de réduction
7599956	Fermeture éclair - de la cheville au genou
7599957	Fermeture éclair - du genou à l'aîne



ADVI style pied



Languettes à tirer (InnaBoot seulement)



Fermeture éclair genou-aîne

ACCESSOIRES

GANTS D'ENFILAGE JOBST®*

Les gants JOBST® créent de la friction procurant une meilleure prise pour faciliter l'enfilage et le positionnement des vêtements de compression JOBST®.

Description	Code	Contenu de la boîte
T-petit	7740027	1 paire
Petit	7740028	1 paire
Moyen	7740029	1 paire
Grand	7740030	1 paire
T-grand	7740031	1 paire

TAILLE DES GANTS

Taille	Largeur de main (cm)	Longueur de main (cm)	Circonférence à mi-main (cm)
T-petit	7	17,1	17,8
Petit	8	18,2	20,3
Moyen	8,5	19,2	22,9
Grand	9,5	20,4	25,4
T-grand	10,,5	21,5	27,9



*MISE EN GARDE : Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques

DYCEM® MATÉRIAU NON GLISSANT



- Accroît l'adhérence
- La friction accrue du matériau non glissant procure tenue et résistance lors de l'enfilage du vêtement
- Surface non glissante qui facilite l'enfilage

Description	Code	Contenu de la boîte
Dycem® Matériau non glissant	7763610	1

JOBST® ENFILE BAS




Ce produit est idéal pour les patients arthritiques ayant des possibilités de flexion limitées. Il peut être utilisé avec les bas de compression à pointe ouverte ou fermée.

Description	Code	Contenu de la boîte
JOBST® Enfile bas	110913	1

AIDE À L'ENFILAGE ARION

Le produit Arion est fabriqué d'un matériau lisse, traité d'un revêtement spécial qui, grâce à un concept à double couche, crée un produit qui glisse très facilement, ce qui minimise de façon significative la friction entre la peau et le vêtement de compression.

POUR ENFILER ET RETIRER LES VÊTEMENTS DE COMPRESSION



ARION MAGNIDE® 2 EN 1 Enfilé et retiré

- Pour enfiler et retirer les bas et les bas-culottes de compression à pointe fermée
- Produit tout-en-un
- Mécanisme d'enfilage facile à utiliser à l'aide de son propre poids corporel

Taille	Pointure pour femme/homme	Code	Contenu de la boîte
Moyen	< 7,5 / 6	7957110	1

COMPOSITION DES VÊTEMENTS

	Nylon	Élasthanne	Silicone	Polyester	Coton	Laine	Autre
JOBST® UltraSheer							
Au genou 15-20 mmHg	67 %	33 %					
Au genou 20-30 mmHg	71 %	29 %					
Au genou 30-40 mmHg	52 %	48 %					
Au genou bande SoftFit ^{MC} 15-20 mmHg	60 %	34 %	6 %				
Au genou bande SoftFit ^{MC} 20-30 mmHg	60 %	34 %	6 %				
Au genou bande SoftFit ^{MC} 30-40 mmHg	50 %	46 %	4 %				
À la cuisse bande de silicone en dentelle 15-20 mmHg	54 %	31 %	15 %				
À la cuisse bande de silicone en dentelle 20-30 mmHg	56 %	32 %	12 %				
À la cuisse bande de silicone à pois 15-20 mmHg	60 %	25 %	15 %				
À la cuisse bande de silicone à pois 20-30 mmHg	61 %	27 %	12 %				
À la cuisse bande Sensitive 15-20 mmHg	69 %	27 %	4 %				
À la cuisse bande Sensitive 20-30 mmHg	69 %	28 %	3 %				
À la taille 15-20 mmHg	65 %	35 %					
À la taille 20-30 mmHg	70 %	30 %					
JOBST® Opaque							
Au genou 15-20 mmHg	76 %	24 %					
Au genou 20-30 mmHg	76 %	24 %					
Au genou 30-40 mmHg	64 %	36 %					
Au genou bande SoftFit ^{MC} 15-20 mmHg	70 %	26 %	4 %				
Au genou bande SoftFit ^{MC} 20-30 mmHg	70 %	26 %	4 %				
Au genou bande SoftFit ^{MC} 30-40 mmHg	60 %	36 %	4 %				
À la cuisse 15-20 mmHg	70 %	20 %	10 %				
À la cuisse 20-30 mmHg	67 %	19 %	14 %				
À la cuisse 30-40 mmHg	56 %	34 %	10 %				
À la cuisse bande Sensitive 15-20 mmHg	74 %	23 %	3 %				
À la cuisse bande Sensitive 20-30 mmHg	73 %	24 %	3 %				
À la cuisse bande Sensitive 30-40 mmHg	60 %	37 %	3 %				
À la taille 15-20 mmHg	70 %	30 %					
À la taille 20-30 mmHg	71 %	29 %					
À la taille 30-40 mmHg	62 %	38 %					
JOBST® forMen							
Au genou 15-20 mmHg	72 %	26 %	2 %				
Au genou 20-30 mmHg	69 %	29 %	2 %				
Au genou 30-40 mmHg	67 %	31 %	2 %				
À la cuisse 15-20 mmHg	75 %	20 %	5 %				
À la cuisse 20-30 mmHg	70 %	26 %	4 %				
À la cuisse 30-40 mmHg	66 %	30 %	4 %				

Tous les produits de ce catalogue sont exempts de latex de caoutchouc naturel, à l'exception des produits suivants : JOBST® Elvarex®, JOBST® Elvarex® Plus, Comprilan® (attaches seulement) et gants d'enfilage.

	Nylon	Élasthanne	Silicone	Polyester	Coton	Laine	Autre
JOBST® Sport							
15-20 mmHg	54 %	10 %		36 %			
20-30 mmHg	54 %	10 %		36 %			
JOBST® Style							
15-20 mmHg	53 %	12 %	2 %		16 %		17% MicroModal
20-30 mmHg	53 %	17 %	2 %		14 %		14% MicroModal
30-40 mmHg	45 %	26 %	2 %		14 %		13% MicroModal
JOBST® ActiveWear							
15-20 mmHg	20 %	9 %		60 %	11 %		
20-30 mmHg	20 %	9 %		60 %	11 %		
30-40 mmHg	20 %	12 %		58 %	10 %		
JOBST® Relief							
Au genou 15-20 mmHg	80 %	20 %					
Au genou 20-30 mmHg	73 %	27 %					
Au genou 30-40 mmHg	70 %	30 %					
Au genou bande de silicone 20-30 mmHg	70 %	24 %	6 %				
À la cuisse bande de silicone 15-20 mmHg	73 %	19 %	8 %				
À la cuisse bande de silicone 20-30 mmHg	69 %	24 %	7 %				
À la cuisse bande de silicone 30-40 mmHg	64 %	30 %	6 %				
À la cuisse sans bande pointe fermée 20-30 mmHg	73 %	27 %					
À la cuisse sans bande pointe fermée 30-40 mmHg	65 %	35 %					
À la cuisse sans bande pointe ouverte 20-30 mmHg	73 %	27 %					
À la cuisse sans bande pointe ouverte 30-40 mmHg	66 %	34 %					
À la taille 20-30 mmHg	77 %	23 %					
À la taille 30-40 mmHg	70 %	30 %					
Jambière 20-30 mmHg	77 %	23 %					
Jambière 30-40 mmHg	70 %	30 %					
JOBST® SensiFoot^{MC} Bas de soutien pour diabétiques							
Au genou et mi-mollet	17 %	3 %					80 % Acrylique de haute densité
À la cheville	20 %	3 %					77 % Acrylique de haute densité
JOBST® UlcerCare							
Doublure	79 %	16 %					5 % Soie
Bas	76 %	24 %					

	Nylon	Élasthanne	Silicone	Polyester	Coton	Autre/ remplissage JoViPak
JOBST® Bella^{MC} Lite						
Manchon 15-20 mmHg	84 %	16 %				
Manchon 20-30 mmHg	80 %	20 %				
Manchon avec bande de silicone 15-20 mmHg	80 %	17 %	3 %			
Manchon avec bande de silicone 20-30 mmHg	75 %	22 %	3 %			
Gantelet 15-20 mmHg	84 %	16 %				
Gantelet 20-30 mmHg	86 %	14 %				
JOBST® Bella^{MC} Strong						
Manchon 15-20 mmHg	80 %	20 %				
Manchon 20-30 mmHg	76 %	24 %				
Manchon 30-40 mmHg	74 %	26 %				
Manchon avec bande de silicone 15-20 mmHg	74 %	18 %	8 %			
Manchon avec bande de silicone 20-30 mmHg	72 %	20 %	8 %			
Manchon avec bande de silicone 30-40 mmHg	69 %	23 %	8 %			
JOBST® Soft sur mesure sans couture	X	X				
JOBST® Bellavar®	X	X				
JOBST® Sur mesure avec couture						
LYCRA et nylon	X	X				
Confiance de JOBST®	59 %	15 %				26 %
JOBST® Elvarex®						
Extrémités supérieures	X	X				
Extrémités inférieures	X	X			X	
JOBST® Elvarex® Soft	X	X				
JOBST® Elvarex® Plus	X	X				X
Belisse®						
Belisse®		20 %		80 %		
Belisse® - doublure	68 %	32 %				
JOBST® Relax	X	X		X		
JOBST® JoViPak®						
Polartec® Power Dry®				100 %		100 % polyuréthane
Tête - cou		9 %			91 %	
PitPak		9 %			91 %	100 % noyaux de cerises

Tous les produits de ce catalogue sont exempts de latex de caoutchouc naturel, à l'exception des produits suivants : JOBST® Elvarex®, JOBST® Elvarex® Plus, Comprilan® (attaches seulement) et gants d'enfilage.

TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRAUX 2026

A - MODALITÉS DE PAIEMENT

30 jours nets, à partir de la date de la facture suite à l'approbation de crédit par Essity Canada Inc.

B - PRIX ET TAXES

Les prix qui figurent dans les listes de prix établies pour le Canada ne comprennent pas les taxes; celles-ci seront ajoutées au moment de la facturation, s'il y a lieu. Les prix et les informations apparaissant sur les listes de prix de Essity Canada Inc. sont sujets à changement sans préavis.

C - COMMANDES

Notre Service à la clientèle peut recevoir des commandes 24 heures sur 24, par l'entremise de notre système de messagerie vocale :

Téléphone : 1-877-978-5526;

Télec.: 1-877-978-9703

ou courriel : ca.servicealaclientele@essity.com

Les heures d'ouverture du service à la clientèle sont du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00, heure de l'EST.

D - DATES DE LIVRAISON

Même si Essity Canada Inc. s'efforcera de respecter les dates de livraison, celles-ci ne sont pas garanties et, par conséquent, Essity Canada Inc. ne saurait être tenue responsable des retards ou des conséquences de ces retards.

E - TRANSPORT

Essity Canada Inc. choisira le transporteur en fonction de la qualité du service et du coût. Si un client désire choisir un transporteur particulier, la livraison sera expédiée avec port payé par le destinataire.

F - COMMANDE MINIMUM

• Essity Canada Inc. assumera les frais de transport à l'égard des commandes totalisant au moins 250,00\$. Tout assortiment de produits énumérés dans la liste de prix peut être inclus et pris en considération pour atteindre la valeur minimum de la commande de 250,00\$. Pour les commandes de moins de 250,00\$, des frais de transport et manutention de 30,00\$ seront exigés et ajoutés à votre facture.

• EXCEPTIONS: (1) pour les commandes de moins de 250,00\$ ne comprenant que des produits de compression prêt-à-porter JOBST® et des produits Actimove®, des frais de transport et manutention de 15,00\$ seront ajoutés à votre facture; (2) ou tel que stipulé au contrat.

• Frais de manutention de 12,50\$ pour toutes commandes sur mesure.

G - BIENS PERDUS EN COURS DE TRANSPORT

Les réclamations visant les biens non livrés doivent être présentées à Essity Canada Inc. dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.

H - BIENS ENDOMMAGÉS OU MANQUANTS

• Le bon de livraison du transporteur doit être signé en conséquence, indiquant les biens endommagés ou manquants.

• Essity Canada Inc. doit être avisée dans les 24 heures suivant la réception de la marchandise afin qu'elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour que les biens endommagés soient inspectés. Le client doit donc conserver les biens endommagés à cette fin.

• Suivant l'inspection, les biens endommagés doivent être retournés à Essity Canada Inc., laquelle indiquera quel transporteur devra être retenu à cette fin. Un crédit sera alors émis.

• L'omission de se conformer à ces exigences pourrait faire en sorte que Essity Canada Inc. décline toute responsabilité à l'égard des pertes subies.

I - POLITIQUE DE RETOUR (voir Termes et conditions - Produits sur mesure)

Dans tous les cas, les clients qui désirent retourner de la marchandise doivent obtenir un numéro d'autorisation à cet effet de Essity Canada Inc. en communiquant avec le Service à la clientèle au 1-877-978-5526. Les produits retournés sans autorisation ne seront pas crédités.

• Les biens retournés en raison d'un possible défaut du manufacturier doivent être reportés dans les 30 jours suivant la date de facturation. Si le délai de 30 jours n'est pas respecté, une preuve d'achat pourrait être requise.

• Les biens retournés en raison d'une erreur de Essity Canada Inc. seront entièrement crédités. Essity Canada Inc. doit être informée dans les 30 jours suivant la date de facturation.

• Les biens retournés en raison d'une erreur du client ou de surplus d'inventaire du client seront sujets à des frais de retour pouvant atteindre jusqu'à 15 % et doivent être retournés dans les 90 jours suivant la date de facturation. Un crédit sera émis, sous réserve de frais de retour pouvant atteindre jusqu'à 15 %. Si une commande de remplacement de valeur supérieure est placée au moment du retour, les frais de retour seront annulés.

• Tous les retours doivent être effectués selon les unités de mesure originales de Essity Canada Inc. et les biens doivent être dans un état permettant leur vente. Aucun retour d'unité de mesure partielle ne sera accepté.

• Les produits suivants ne seront pas acceptés : produits expirés, obsolètes (discontinués) ou ne pouvant être remis en vente, produits présentant des signes d'usure, produits n'étant pas dans l'emballage standard de Essity Canada Inc. ou achetés par l'entremise d'une autre personne que Essity Canada Inc.

• Le crédit ne sera émis que lorsque la marchandise aura été reçue et que Essity Canada Inc. aura déterminé que cette marchandise est en bon état de vente.

DIRECTIVES D'EXPÉDITION POUR LES RETOURS

Tous les retours seront effectués avec fret payé d'avance par Essity Canada Inc. et retournés au Centre de distribution de Essity Canada Inc.:

Essity Canada Inc.

a/s de UPS-SCS (Entrepôt)

4150-B1, rue Mainway

Burlington (Ontario) Canada L7L 0A6

Le numéro d'autorisation doit être clairement identifié sur l'extérieur du paquet. Essity Canada Inc. indiquera le transporteur de son choix au moment de donner l'autorisation.

TERMES ET CONDITIONS - PRODUITS SUR MESURE

UTILISATION DE MESURES DE PATIENTS

Si un patient change de fournisseur de fournitures médicales et qu'il a besoin d'un nouveau vêtement de compression sur mesure, il est autorisé à demander une libération de ses mesures pour utilisation dans une installation différente si nécessaire. Si le patient a été mesuré avant le changement de fournisseur, Essity Canada Inc. traitera la commande à la discrétion du nouvel ajusteur. Tout vêtement sur mesure commandé, utilisant les mesures d'un ajusteur préalable, ne peut pas être garanti. Si ce vêtement de compression ne convient pas, l'ajusteur doit remesurer et commander un nouveau vêtement à plein prix pour son patient. Essity Canada Inc. suggère que tous les patients soient réévalués à la suite d'un changement de fournisseur de fournitures médicales.

POLITIQUE DE RETOUR

Les vêtements sur mesure JOBST® Elvarex®, Confiance de JOBST®, JOBST® Elvarex® Soft, JOBST® Elvarex® Plus, JOBST® Relax, JOBST® Soft sur mesure sans couture et JOBST® Bellavar® doivent être retournés dans le cas de défauts de fabrication ou de matériel. En plus, deux remplacements gratuits seront alloués dans les 45 jours suivant la confirmation de livraison du vêtement pour des raisons autres que les défauts de fabrication ou matériel comme des ajustements aux mesures, modifications aux options ou styles et changements dans la compression. Cela s'applique au premier et deuxième remplacement de la commande initiale seulement. Pour chaque remplacement supplémentaire avec des modifications au vêtement, le plein prix sera appliqué. Le vêtement doit être retourné seulement s'il y a un défaut, un problème ou une plainte. Si aucun défaut n'est attribué au produit, et que le retour est fait pour d'autres raisons, il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de retourner le produit. Essity Canada Inc. se réserve le droit de modifier cette politique lorsqu'elle le juge approprié et en tout temps.

TERMES ET CONDITIONS - PRODUITS SUR MESURE (SUITE)

Les vêtements sur mesure **JOBST® sur mesure avec couture, JOBST® FarrowWrap® et JOBST® JoViPak®** doivent être retournés dans le cas de défauts de fabrication ou de matériel. En plus, un remplacement gratuit sera alloué dans les 45 jours suivant la confirmation de livraison du vêtement pour des raisons autres que les défauts de fabrication du matériel comme des ajustements aux mesures, modifications aux options ou styles et changements dans la compression. Cela s'applique au premier remplacement de la commande initiale seulement. Pour chaque remplacement supplémentaire avec des modifications au vêtement, le plein prix sera appliqué. Le vêtement doit être retourné seulement s'il y a un défaut, un problème ou une plainte. Si aucun défaut n'est attribué au produit, et que le retour est fait pour d'autres raisons, il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de retourner le produit. Essity Canada Inc. se réserve le droit de modifier cette politique lorsqu'elle le juge approprié et en tout temps.

POLITIQUE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER

Les produits **JOBST® sur mesure avec couture, JOBST® JoViPak® JoViJackets, JOBST® PitPaks et JOBST® JoViPads** ont une **garantie contre les défauts de fabrication de 3 mois**. Si un défaut de fabrication est présent, Essity Canada Inc. se réserve le droit de faire une évaluation complète du vêtement pour confirmer qu'un défaut est présent avant de remplacer le produit ou émettre une note de crédit pour l'achat initial.

Les produits **JOBST® Elvarex®, JOBST® Elvarex® Soft, Confiance de JOBST®, JOBST® Soft sur mesure sans couture, JOBST® Bellavar®, JOBST® FarrowWrap®, JOBST® Relax et Bellisse®** ont une **garantie contre les défauts de fabrication de 6 mois**. Si un défaut de fabrication est présent, Essity Canada Inc. se réserve le droit de faire une évaluation complète du vêtement pour confirmer qu'un défaut est présent avant de remplacer le produit ou émettre une note de crédit pour l'achat initial.

Les produits **JOBST® JoViPak®** faits de Polartec® Power Dry® ont une **garantie contre les défauts de fabrication de 1 an**. La garantie ne couvre pas l'usure normale, l'emploi abusif, les produits mal entretenus, les cas où les instructions d'enfilage n'ont pas été suivies correctement et les erreurs dans le formulaire de commande. Essity Canada Inc. n'offre pas de crédit complet pour les vêtements de compression sur mesure retournés; toutefois, si un vêtement sur mesure **JOBST®** est échangé pour un autre vêtement sur mesure **JOBST®**, un crédit sera considéré pour le montant initial du vêtement lors du traitement de la commande du nouveau produit.

Un numéro d'autorisation est requis pour tous les retours de compression sur mesure.

Aucun crédit ne sera accordé pour les commandes qui sont retournées en dehors de la période de la garantie.

PÉRIODES DE GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an suivant l'expédition :	JOBST® JoViPak® (Fait avec Polartec® Power Dry®)
6 mois suivant l'expédition :	JOBST® Elvarex® JOBST® Elvarex® Soft JOBST® Elvarex® Plus Confiance de JOBST® JOBST® Soft sur mesure sans couture JOBST® Bellavar® JOBST® FarrowWrap® JOBST® JoViPak® JOBST® JoViPak® JoViJackets JOBST® Relax Bellisse®
3 mois suivant l'expédition :	JOBST® sur mesure avec couture JOBST® PitPaks et JoViPad

AJUSTEMENTS ET RÉPARATIONS

Essity Canada Inc. offre également un nombre limité d'ajustements qui peuvent être faits aux vêtements **JOBST® Elvarex®, Confiance de JOBST®, Elvarex® Soft®, Soft sur mesure sans couture, Bellavar®, sur mesure avec couture, FarrowWrap® et JoViPak®**. Consultez votre représentant du

service à la clientèle pour connaître les options d'ajustements disponibles. Essity Canada Inc. ne peut pas modifier ou réparer un vêtement, si la cause est due à l'usure. De plus, le vêtement doit être dans l'état «comme neuf» pour recevoir une altération. Tous les frais des options ajoutées au vêtement seront facturés en conséquence. Tous les vêtements sur mesure **JoViPak®** sont admissibles à une altération gratuite pendant un an suivant la réception du produit par le client.

ENTENTE GÉNÉRALE

Dans le cas d'une plainte ou d'une question sur la garantie, veuillez contacter Essity Canada Inc. et demander à parler au représentant de la marque spécifique du vêtement en question pour obtenir une meilleure assistance.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Garantie :

Essity Canada Inc. (Vendeur) garantit que les produits sur mesure de la marque **JOBST®** sont fabriqués et conçus selon les normes et spécifications du Vendeur. Tous les produits doivent être inspectés par l'Acheteur et toute non-conformité évidente doit être reportée au Vendeur immédiatement.

Si le Vendeur se déclare d'accord avec l'existence de la non-conformité pour laquelle il est responsable, il corrigera la situation soit en réparant, remplaçant ou créditant le vêtement. Ce qui précède devrait être l'unique et exclusif recours de l'Acheteur. Les garanties énoncées s'appliquent autant aux produits originaux qu'à ceux de remplacement.

Pas de garantie informelle :

Tous les avis, informations ou suggestions donnés par le Vendeur à l'Acheteur concernant l'application ou l'utilisation des produits ne sont pas garantis à moins qu'un document écrit par le Vendeur spécifie qu'une garantie est offerte.

Les déclarations faites dans le matériel publicitaire imprimé du Vendeur ne constituent pas une garantie. Les échantillons ne sont pas garantis comme étant conformes aux normes et spécifications du Vendeur, et les produits ne sont pas garantis comme étant conformes à tout échantillon, à moins que le Vendeur ne le justifie spécifiquement par écrit. Le Vendeur ne garantit pas que tout produit livré en vertu du présent contrat est identique par sa nature et sa qualité à tout autre produit vendu ou livré précédemment à l'Acheteur.

Exclusions de garantie :

LES PRÉSENTES GARANTIES REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES ET LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION POUR UN USAGE ET AUTREMENT, EXPLICITE OU IMPLICITE, SONT EXCLUES.

Retour ou destruction :

Aucun produit ne peut être retourné ou détruit sans le consentement préalable du Vendeur.

RETOUR DES VÊTEMENTS

Les clients qui désirent retourner de la marchandise doivent obtenir un numéro d'autorisation à cet effet de Essity Canada Inc. en communiquant avec le Service à la clientèle au 1-877-978-5526.

NOTE : Les autorisations de retour sont valides pour une période de 45 jours. Après 45 jours, l'autorisation de retour originale sera nulle. Le numéro d'autorisation doit être clairement identifié sur l'extérieur du paquet. Tous les produits défectueux qui sont retournés doivent être propres pour recevoir un crédit; les produits non-nettoyés ou malpropres seront retournés sans inspection en raison du risque d'infection ou de contamination et aucun crédit ni remplacement ne sera émis.

Adresse de retour pour les produits sur mesure :

Essity Canada Inc.
1275 North Service Road West, Suite 800
Oakville, ON L6M 3G4

MARQUES MÉDICALES ESSITY

Phlébologie

Bas prêts-à-porter

JOBST® ActiveWear	26
JOBST® forMEN	22
JOBST® Opaque	18
JOBST® Relief	27
JOBST® SensiFoot ^{MC} Bas support diabétique	29
JOBST® Sport	24
JOBST® Style	25
JOBST® UlcerCARE ^{MC}	31
JOBST® UltraSheer	14

Tricot circulaire sur mesure

JOBST® Soft sur mesure sans couture	45
JOBST® Bellavar®	43

Tricot chaîne sur mesure

JOBST® sur mesure avec couture ¹	47
---	----

Autres

Aides à l'enfilage.....	73
Composition des vêtements.....	75

Lymphologie

Vêtements prêts-à-porter

Bellisse® ²	57
JOBST® Bella ^{MC} Lite	41
JOBST® Bella ^{MC} Strong	42
JOBST® JoViPak® ^{2,3}	61

Bandages

Elastomull®	39
Gelocast®	40
JOBST® Compri2	39
JOBST® Comprifoam®	38
JOBST® Comprilan®	38
JOBST® FarrowWrap® ^{1,2,3}	32
Tricofix®	40

Vêtements en tricot plat sur mesure

JOBST® Confiance	51
JOBST® Elvarex®	53
JOBST® Elvarex® Plus	54
JOBST® Elvarex® Soft	55
JOBST® Elvarex® Soft sans couture	56
JOBST® Relax	59

¹Phlébologie et lymphologie

²De jour et de nuit

³Prêt-à-porter et sur mesure

